

Panthera Norge AS introduserer:

Kjørehansker for rullestolbrukere.

Kjørehanskene er designet og produsert av RehaDesign.

Ultra-Grrrip Kjørehansker: Hel- & Halv Finger modell

Denne toppmodellen kommer i to versjoner; **Hel- & Halv Finger modell**

Designet for aktivitet, sport og vått vær.

Friksjonsbelegg med struktur i håndflate og tommel for ekstra godt grep.

Ekte skinn for holdbarhet.

God åpning med borrelås for god passform og at den skal være enkel å ta av/på.

Størrelser: S, M, L, XL & XXL (se tabell nedenfor)



Gel Kjørehansker

Designet for daglig bruk

Samme friksjonsbelegg som Ultra-Grrrip, men har i tillegg Gel puter i håndflaten som absorberer støt og beskytter hånden når man kjører rullestolen.

Håndbaken er av myk tekstil med refleksstripe for synlighet når det er mørkt.

Størrelser: S, M, L & XL

(se tabell nedenfor)



Strap N Roll Kjørehansker:

Kjørehansker for personer med nedsatt håndfunksjon.
Strap N Roll Kjørehansker har meget stor åpning som gjør det enkelt å ta på hanskene.
Lukkes enkelt med en stropp (tetra patent)
Ingen hull for fingre gjør hansken enkel å ta på og av og fingrene har full frihet.
Håndflaten er todelt for å gi naturlig grep.
Håndflaten har overflate av friksjonsbelegg med struktur.

Strap
ROll



Gator



Gator Kjørehansker:

Identisk med Strap N Roll, men denne modellen lukkes enkelt med borrelås (Velcro)
Gator Kjørehansker kan derfor åpnes helt for å gjøre den svært enkel å ta av og på.
(Åpningen er ekstrem som kjeven til en alligator, derfor navnet **Gator**)

Strap
ROll

Gator



Håndflaten er identisk på **Strap N Roll** og **Gator Kjørehansker**

Størrelser: S, M, L & XL (se tabell nedenfor)

Kjørehansker for barn:

Skinnhanske som er justerbar og vil vokse med barnet.
Friksjonsbelegg i håndflaten og fóret med mykt behagelig materiale.
Passer barnehånd fra 3-7 år. For større barn anbefales Strap N Roll størrelsene XS og XXS



Bestillingsinformasjon:

For å bestemme størrelsen som passer hånden se foto nedenfor.

Hånden måles når den er helt åpen og fingrene spriker litt fra hverandre.



7,1 – 8,0 cm	S - Small
8,1 – 9,0 cm	M - Medium
9,1 – 10,0 cm	L - Large
10,1 – 11,0 cm	XL - Extra Large
11,1 – 12,0 cm	XXL - ExtraExtra Large

Produktliste:

Produktnr	HMS nr	Produktnavn
160012	202429	Kjørehanske Ultra-Grrrip Hel finger str S
160013	202430	Kjørehanske Ultra-Grrrip Hel finger str M
160014	202431	Kjørehanske Ultra-Grrrip Hel finger str L
160015	202432	Kjørehanske Ultra-Grrrip Hel finger str XL
160016	204760	Kjørehanske Ultra-Grrrip Hel finger str XXL
160022	202433	Kjørehanske Ultra-Grrrip Halv finger str S
160023	202434	Kjørehanske Ultra-Grrrip Halv finger str M
160024	202435	Kjørehanske Ultra-Grrrip Halv finger str L
160025	202436	Kjørehanske Ultra-Grrrip Halv finger str XL
160026	204759	Kjørehanske Ultra-Grrrip Halv finger str XXL
160032	202437	Kjørehanske Gel str S
160033	202438	Kjørehanske Gel str M
160034	202439	Kjørehanske Gel str L
160035	202440	Kjørehanske Gel str XL
160040	202441	Kjørehanske Barn 3-7 Strap N Roll str XXS
160041	202442	Kjørehanske Barn 6-10 Strap N Roll str XS
160042	202443	Kjørehanske Strap N Roll str S
160043	202444	Kjørehanske Strap N Roll str M
160044	202445	Kjørehanske Strap N Roll str L
160045	202446	Kjørehanske Strap N Roll str XL
160052	202447	Kjørehanske Gator str S
160053	202448	Kjørehanske Gator str M
160054	202449	Kjørehanske Gator str L
160055	202450	Kjørehanske Gator str XL