


TS[®]
Transfer Sto^l

”Krakken”



Et forflytnings hjælpemiddel

TS gir en enklere, tryggere og raskere forflytning fra rullestol til gulv og fra gulv til rullestol.

TS gir brukere som har behov for å komme på gulvet for å strekke ut hoftelrådet en enklere og sikrere forflytning.

TS kan brukes som dusjstol eller som hjelpemiddel i forbindelse med inn- /utstigning av badekar.

TS forenkler forflytning og gir større frihet for den enkelte som ønsker eller har behov for å komme ned og opp fra gulvet, plenen, badestranden, kaia og lignende.

TS kan også leveres med en pute som gir litt trykkavlastning og som er vanntett.

TS kan leveres med en sekk for å gjøre transport og oppbevaring enklere.

TS er sammenleggbar.

TS veier kun 3 kg komplett.





TS mål og vekt

Mål: Sammenlagt: b 45 cm, d 32,5 cm, h 4 cm.
Oppslått: b 52 cm, d 38 cm, h 49 cm.
Setehøyde: 25 cm.

Vekt: 2,8 kg.

Putemål og vekt

Mål: b 38cm, d 28cm, h 3,8 cm.


Vekt: 100 g.

Maks brukervekt: 120kg



Bestillingsinformasjon

Deler	Art. nr:	NAV Hj.m.nr:
Krakk komplett m/sekk og pute	108500	144279
Krakk komplett u/sekk og pute	108510	
Håndtak	108511	
Ryggstøtte	108512	
Bein	108513	
Låsefjær	108514	
Gummiholk til ben	108515	
Forlengede ben, dusjben	108516	
Seteplate	108517	
Pute	108518	
Sekk	108519	



Produsent:®

TS
*Transfer Sto*Øl

Gamle Bleikervei 33, N-1386 Asker

Tlf. +47 911 76 250



www.rullestol.no



Forhandler:

panthera norge

Panthera Norge AS

Røykenveien 142A
1386 Asker

Tlf: 90 24 55 55

Faks: 66 78 11 40

www.panthera.no

mail: post@panthera.no