






2013-10-01


HMS:	Best. nr:	Dato:
Bruker:	Tlf:	E-post:
Leveringsadr:		
Formidler:	Tlf:	E-post:
◆ = standard konfigurasjon Grå = inngår i prisen på art 350 SB 11		Vår ref:
		Serie nr:


Ramme SB = Setebredde 	<input type="checkbox"/> Panthera X 33 350 33 11	<input type="checkbox"/> Panthera X 36 350 36 11	<input type="checkbox"/> Panthera X 39 350 39 11	<input type="checkbox"/> Panthera X 42 350 42 11	<input type="checkbox"/> Panthera X 45 350 45 11
	Standard setehøyde er 47cm Bredder 33 - 45 cm maks. brukervekt 100 kg				






Rygginnfesting/ Tippepunkt  Fig.1  Fig.2	<input type="checkbox"/> Pos. 1 (+0 mm)	<input type="checkbox"/> Pos. 2 (+10 mm)	<input type="checkbox"/> Pos. 3 (+20 mm)	<input type="checkbox"/> Pos. 4 (+30 mm)																					
	Panthera X har en fast bakaksel av karbon som ikke kan flyttes. For å finne riktig tippepunkt, er det 4 horisontale hull for rygginnfestingen med 10 mm mellomrom. Pos.1 gjør at stolen lettere tipper bakover. Mål avstanden A på din rullestol (fig.1), se deretter i tabellen nedenfor for å finne rygginnfestingen (fig.2) som tilsvarer ditt tippepunkt.																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tippepunkt (A) "vanlig" U2</th> <th>Panthera X</th> <th>Rygginnfesting</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>35 mm</td> <td>X</td> <td>Pos. 4</td> </tr> <tr> <td>45 mm</td> <td>X</td> <td>Pos. 4</td> </tr> <tr> <td>55 mm</td> <td>X</td> <td>Pos. 3</td> </tr> <tr> <td>60 mm</td> <td>X</td> <td>Pos. 3</td> </tr> <tr> <td>70 mm</td> <td>X</td> <td>Pos. 2</td> </tr> <tr> <td>80 mm</td> <td>X</td> <td>Pos. 1</td> </tr> </tbody> </table>				Tippepunkt (A) "vanlig" U2	Panthera X	Rygginnfesting	35 mm	X	Pos. 4	45 mm	X	Pos. 4	55 mm	X	Pos. 3	60 mm	X	Pos. 3	70 mm	X	Pos. 2	80 mm	X	Pos. 1
Tippepunkt (A) "vanlig" U2	Panthera X	Rygginnfesting																							
35 mm	X	Pos. 4																							
45 mm	X	Pos. 4																							
55 mm	X	Pos. 3																							
60 mm	X	Pos. 3																							
70 mm	X	Pos. 2																							
80 mm	X	Pos. 1																							

Svinghjul 	<input type="checkbox"/> 3" X svinghjul for 24" drivhjul ◆ 230 51 30	<input type="checkbox"/> 3" X svinghjul for 25" drivhjul 230 51 31	<input type="checkbox"/> 3" X svinghjul for 26" drivhjul 230 51 32
	<input type="checkbox"/> 3"std svinghjul for 24" drivhjul 230 51 34	<input type="checkbox"/> 3"std svinghjul for 25" drivhjul 230 51 35	<input type="checkbox"/> 3"std svinghjul for 26" drivhjul 230 51 36
	<input type="checkbox"/> 5"std svinghjul for 24" drivhjul ^{1 & 2} 230 51 33	<input type="checkbox"/> 5"std svinghjul for 25" drivhjul ² 230 51 33	<input type="checkbox"/> 5"std svinghjul for 26" drivhjul ² 230 51 37
	1 = Krever modifisering av frontramme 2 = 5" svinghjul krever forsterket fotbøyle	OBS! Det behøves to svinghjul til en stol. Art.nr. er for ett svinghjul monterert i én forhjulsgaffel komplett. Std setehøyde foran: 47cm. Større drivhjul gir økt setehøyde.	


Rygg høyde 	<input type="checkbox"/> 22 cm 342 SB 22	<input type="checkbox"/> 23 cm 342 SB 23	<input type="checkbox"/> 24 cm 342 SB 24	<input type="checkbox"/> 25 cm 342 SB 25	<input type="checkbox"/> 26 cm 342 SB 26	<input type="checkbox"/> 27 cm 342 SB 27	<input type="checkbox"/> 28 cm 342 SB 28
	<input type="checkbox"/> 29 cm 342 SB 29	<input type="checkbox"/> 30 cm ◆ 342 SB 30	<input type="checkbox"/> 31 cm 342 SB 31	<input type="checkbox"/> 32 cm 342 SB 32	<input type="checkbox"/> 33 cm 342 SB 33	<input type="checkbox"/> 34 cm 342 SB 34	<input type="checkbox"/> 35 cm 342 SB 35

Fotbrett 	<input type="checkbox"/> Fotbøyle aluminium ◆ 360 04 SB SB=33, 36, 39, 42, 45	<input type="checkbox"/> Plate til fotbøyle, plast SB=33, 36, 39, 42, 45 360 10 SB
	<input type="checkbox"/> Fotbøyle titan forsterket / forlenget 360 06 SB B SB=33, 36, 39, 42, 45	

Drivhjul 	<input type="checkbox"/> 24" Spox X, aluminium drivring ◆ 110 01 40 sorte eiker	<input type="checkbox"/> 25" Spox std, titandrivring 110 01 31 sorte eiker
	<input type="checkbox"/> 24" Spox lettvekt, titandrivring 110 01 20 sorte eiker	<input type="checkbox"/> 25" Spox std, Paragrapp drivring 110 01 33 sorte eiker
<input type="checkbox"/> 24" Spox std, titandrivring, 110 00 80 sorte eiker	<input type="checkbox"/> 25" Spox std, Tetragripp drivring 110 01 32 sorte eiker	
<input type="checkbox"/> 24" Spox Sport, titandrivring, 110 00 70 sorte eiker	<input type="checkbox"/> 26" Spox std, titandrivring 110 01 01 sorte eiker	
<input type="checkbox"/> 24" Spox std, Paragrapp drivring 110 00 85 sorte eiker	<input type="checkbox"/> 26" Spox std, Paragrapp drivring 110 01 04 sorte eiker	
<input type="checkbox"/> 24" Spox std, Tetragripp drivring 110 00 86 sorte eiker	<input type="checkbox"/> 26" Spox std, Tetragripp drivring 110 01 05 sorte eiker	
<input type="checkbox"/> Andre drivhjul Se tilbehørsliste: _____		

<p>Brems:</p> <p>OBS! Velg høyre eller venstre side for plassering av bremsehåndtaket.</p>	<input type="checkbox"/> Enhåndsbrems X 33 venstre 462 33 01 <input type="checkbox"/> Enhåndsbrems X 36 venstre 462 36 01 <input type="checkbox"/> Enhåndsbrems X 39 venstre 462 39 01 <input type="checkbox"/> Enhåndsbrems X 42 venstre 462 42 01 <input type="checkbox"/> Enhåndsbrems X 45 venstre 462 45 01	<input type="checkbox"/> Enhåndsbrems X 33 høyre ◆ 462 33 02 <input type="checkbox"/> Enhåndsbrems X 36 høyre ◆ 462 36 02 <input type="checkbox"/> Enhåndsbrems X 39 høyre ◆ 462 39 02 <input type="checkbox"/> Enhåndsbrems X 42 høyre ◆ 462 42 02 <input type="checkbox"/> Enhåndsbrems X 45 høyre ◆ 462 45 02	
<p>Klesbeskyttere</p> 	<input type="checkbox"/> 24" Karbon/U2Light uten skjerm 442 05 15 (par) <input type="checkbox"/> 25-26" Karbon/U2Light u skjerm 442 05 35 (par)	<input type="checkbox"/> 24" Karbon liten skjerm 442 07 40 (par) <input type="checkbox"/> 25-26" Karbon liten skjerm 442 07 43 (par)	<input type="checkbox"/> 24" Karbon stor skjerm 442 06 40 (par) <input type="checkbox"/> 25-26" Karbon stor skjerm 442 06 43 (par)
<p>Pute</p>  <p>A = Putedybde B = Setedybde A - B = 6cm</p>	<input type="checkbox"/> Pute X 5 cm putedybde 46 cm 475 01 SB	<input type="checkbox"/> Pute standard 5 cm putedybde 46 cm 475 00 SB <input type="checkbox"/> Kort pute standard 5 cm putedybde 41 cm 475 35 SB <input type="checkbox"/> Kort pute standard 2,5 cm putedybde 41 cm 472 00 SB	
<p>Tilbehør</p> 	<input type="checkbox"/> Armkrok 420 00 11 x 2 <input type="checkbox"/> Rørbeskytter* elastisk beskyttelse for rør og lakk 990 02 52 _____ st *3 stk for å beskytte frontrammen og ryggbøylen	<input type="checkbox"/> Rullestol veske hygiene 990 02 60 <input type="checkbox"/> Seteveske m. lokk og glidelås 14 13 01	
<p>Innstilling</p> <p>Fotbrettinstilling</p> <p>Ryggvinkel</p>	<p>Fotbrettinstilling</p>  <p>Oppgi avstand A i mm for høyde på fotbøylen: A = _____ mm</p>	<p>Ryggvinkel</p>  <p>Oppgi avstand A i mm for å bestemme ryggvinkel: A = _____ mm</p>	
<p>Annet</p>			

Diverse Tilbehør

<p>Diverse</p> 	<input type="checkbox"/> FreeWheel 260 01 02 (NB! Husk å krysse av for forsterket fotbøyle) <input type="checkbox"/> Airtech Kompressorpumpe, 300PSI 100 331 oppladb. inkl AC & DC lader <input type="checkbox"/> Forflytningsbeskytter hjulbue hø/ve 100 201 <input type="checkbox"/> Beslag for fellbar klesbeskytter 24" & 26" 442 111 x 2 (Kun for rett klesbeskytter u skjerm) <input type="checkbox"/> Polstring til klesbeskyttere 1cm 100 131 par <input type="checkbox"/> Polstring til klesbeskyttere 2cm 100 130 par	<input type="checkbox"/> Veske rygg M 14 13 03 <input type="checkbox"/> Kilepute til sete hø 5cm 10 06 SB <input type="checkbox"/> Innleggsplate til pute 100 221 Lexan Mål: B _____ x D _____ cm <input type="checkbox"/> Fotplate 5mm 100 220 Lexan Mål: B _____ x D _____ cm	<input type="checkbox"/> Veske rygg L 14 13 02
<p>Varilite puter</p>	<input type="checkbox"/> Varilite pute Modell: _____ Mål: B _____ x D _____ cm Art nr: _____		Antall: _____ stk
<p>Annet</p>			