

V-TRAK Produktliste og bestillingsskjema

HMS:		Best. nr:	Dato:
Bruker:		Vår ref:	
E-post:		Tlf:	
Leveringsadr:			
Formidler:		E-post:	Tlf:
Rullestolbeskrivelse (Mod., setebr., seted., etc):			
Anmerkninger:			

Innholdsfortegnelse


(Trykk på sidetallet nedenfor for å gå direkte til siden du vil lese)

Side 1:	Leveringsinfo, Innholdsfortegnelse og beskrivelse av de ulike V-Trak ryggene
Side 2:	V-Trak Ryggputer
Side 3:	V-Trak Festeleser
Side 4:	V-Trak Ryggstøtter
Side 5:	V-Trak Hodestøtter og hodestøtteadaptere
Side 6:	V-Trak Sidestøtter, tilbehør og diverse
Side 7:	V-Trak i Box: Ryggputer inkludert festeleser for spesifikke mrs, ekstra trekk

Modellutvalg:

V-Trak ryggene kommer i 4 ulike varianter:

- V-Trak Segmenter, med 1 dynamisk justeringssone for sidestøtte på hver side.
 - 3 utgaver: Standard (inntil 9cm sidestøtte)
Dyp (inntil 18 cm sidestøtte)
Topp (uten justeringssone)
 - leveres i høyder 10 - 21cm
 - Art nr begynner med: AXSB- (Standard), AXSBD- (Dyp) og BKXT - (Topp)



V-Trak Segmenter kan brukes enkeltvis (lav rygg) eller flere i kombinasjon med hverandre

- V-Trak Standard, med 2 dynamiske justeringssoner for sidestøtte på hver side.
 - ryggen er like bred oppe og nede og gir inntil 9cm sidestøtte
 - leveres i høyder 28 - 60cm
 - Art nr begynner med: AXR - , AXS - og AXH -




V-Trak Standard er godt egnet der hoftebredden er større enn brystkassebredden hos brukeren

- V-Trak Profil, med 2 dynamiske justeringssoner for sidestøtte på hver side.
 - ryggen er smalere nede enn oppe og gir inntil 9cm sidestøtte
 - leveres i høyder 30 - 40cm
 - Art nr begynner med: AXPR - og AXPS -



V-Trak Profil er godt egnet der brukeren har smale hofter sammenlignet med brystkassebredden

- V-Trak Dyp Profil, med 2 dynamiske justeringssoner for sidestøtte på hver side.
 - ryggen er smalere nede enn oppe og har ekstra dybde øverst som gir inntil 18cm sidestøtte
 - leveres i høyder 28 - 60cm
 - Art nr begynner med: AXDR - , AXDS - og AXDH -



V-Trak Dyp Profil er godt egnet for brukere som trenger massiv sidestøtte

Tips: Velg V-Trak ryggen som passer kroppen til brukeren best, den passer ganske sikkert til rullestolen.

Når du har funnet riktig rygg, velger du beslag (side3) og braketter (side 4) som passer rullestolen.

V-Trak kommer i 5 bredder: Small, Medium, Large, X-Large og XX-Large.

På neste side finner du alle størrelsene i de ulike variantene. De er organisert i forhold til bredder. Det har vi best erfaring med.


V-Trak ryggputer

Art.nr.	Hj.m.nr.	Varenavn	Bredde	Høyde	Anbefalt mrs br
Bredde Small 24 - 33cm					
☐ AXSB-XXSR	178095	V-Trak Axxis ryggsegment, Small XtraXtra Lav b26-33, h10cm	26 - 33 cm	10 cm	24 - 30 cm
☐ AXSB-XSR	134309	V-Trak Axxis ryggsegment, Small Xtra Lav b26-33, h12cm	26 - 33 cm	12 cm	24 - 30 cm
☐ AXSB-SR	147616	V-Trak Axxis ryggsegment, Small Lav b26-33, h14cm	26 - 33 cm	14 cm	24 - 30 cm
☐ AXSBD-SR	0	V-Trak Axxis ryggsegment, Small Dyp Lav b30-39, h14cm	30 - 39 cm	14 cm	27 - 30 cm
☐ AXSB-SF	146876	V-Trak Axxis ryggsegment, Small b26-33, h17cm	26 - 33 cm	17 cm	24 - 30 cm
☐ AXSBD-SF	0	V-Trak Axxis ryggsegment, Small Dyp b30-39, h17cm	30 - 39 cm	17 cm	24 - 30 cm
☐ AXR-S	134308	V-Trak Axxis ryggpute, Small b26-33, h28cm	26 - 33 cm	28 cm	27 - 30 cm
☐ AXDR-S	0	V-Trak Axxis Dyp Profil ryggpute, Small b30-39, h28cm	30 - 39 cm	28 cm	27 - 30 cm
Bredde Medium 30 - 38cm					
☐ AXSB-MR	145074	V-Trak Axxis ryggsegment, Medium Lav b30-38, h15cm	30 - 38 cm	15 cm	27 - 36 cm
☐ AXSBD-MR	0	V-Trak Axxis ryggsegment, Medium Dyp Lav b33-42, h15cm	33 - 42 cm	15 cm	30 - 39 cm
☐ AXSB-MF	145076	V-Trak Axxis ryggsegment, Medium b30-38, h20cm	30 - 38 cm	20 cm	27 - 36 cm
☐ AXSBD-MF	0	V-Trak Axxis ryggsegment, Medium Dyp b33-42, h20cm	33 - 42 cm	20 cm	30 - 39 cm
☐ AXR-M	043218	V-Trak Axxis ryggpute, Medium b30-38, h30cm	30 - 38 cm	30 cm	30 - 36 cm
☐ AXPR-M	0	V-Trak Axxis Profil ryggpute, Medium b30-38, h30cm	27 - 38 cm	30 cm	27 - 36 cm
☐ AXDR-M	0	V-Trak Axxis Dyp Profil ryggpute, Medium b33-42, h30cm	33 - 42 cm	30 cm	30 - 39 cm
☐ AXS-M	115522	V-Trak Axxis ryggpute, Medium b30-38, h40cm	30 - 38 cm	40 cm	30 - 36 cm
☐ AXPS-M	0	V-Trak Axxis Profil ryggpute, Medium b30-38, h40cm	27 - 38 cm	40 cm	30 - 36 cm
☐ AXDS-M	196583	V-Trak Axxis Dyp Profil ryggpute, Medium b33-42, h36cm	33 - 42 cm	36 cm	30 - 39 cm
☐ AXH-M	103094	V-Trak Axxis ryggpute, Medium b30-38, h60cm	30 - 38 cm	60 cm	30 - 36 cm
Bredde Large 35 - 43cm					
☐ AXSB-LR	145075	V-Trak Axxis ryggsegment, Large Lav b35-43, h16cm	35 - 43 cm	16 cm	33 - 42 cm
☐ AXSBD-LR	0	V-Trak Axxis ryggsegment, Large Dyp Lav b38-50, h16cm	38 - 50 cm	16 cm	36 - 45 cm
☐ AXSB-LF	145077	V-Trak Axxis ryggsegment, Large b35-43, h20cm	35 - 43 cm	20 cm	33 - 42 cm
☐ AXSBD-LF	0	V-Trak Axxis ryggsegment, Large Dyp b38-50, h20cm	38 - 50 cm	20 cm	36 - 45 cm
☐ AXR-L	158626	V-Trak Axxis ryggpute, Large b35-43, h30cm	35 - 43 cm	30 cm	35 - 42 cm
☐ AXPR-L	187960	V-Trak Axxis Profil ryggpute, Large b35-43, h30cm	35 - 43 cm	30 cm	33 - 42 cm
☐ AXDR-L	196568	V-Trak Axxis Dyp Profil ryggpute, Large b38-50, h30cm	38 - 50 cm	30 cm	36 - 45 cm
☐ AXS-L	039760	V-Trak Axxis ryggpute, Large b35-43, h40cm	35 - 43 cm	40 cm	35 - 42 cm
☐ AXPS-L	0	V-Trak Axxis Profil ryggpute, Large b35-43, h40cm	35 - 43 cm	40 cm	33 - 42 cm
☐ AXDS-L	0	V-Trak Axxis Dyp Profil ryggpute, Large b38-50, h40cm	38 - 50 cm	40 cm	36 - 45 cm
☐ AXH-L	103250	V-Trak Axxis ryggpute, Large b35-43, h60cm	35 - 43 cm	60 cm	35 - 42 cm
☐ AXDH-L	0	V-Trak Axxis Dyp Profil ryggpute, Large b38-50, h60cm	38 - 50 cm	60 cm	36 - 45 cm
Bredde Extra Large 40 - 50cm					
☐ AXSB-XLR	140967	V-Trak Axxis ryggsegment, X-Large Lav b40-50, h17cm	40 - 50 cm	17 cm	39 - 50 cm
☐ AXSBD-XLR	0	V-Trak Axxis ryggsegment, ExtraLarge Dyp Lav b42-55, h17cm	42 - 55 cm	17 cm	39 - 50 cm
☐ AXSB-XLF	140968	V-Trak Axxis ryggsegment, X-Large b40-50, h20cm	40 - 50 cm	20 cm	39 - 50 cm
☐ AXSBD-XLF	0	V-Trak Axxis ryggsegment, ExtraLarge Dyp b42-55, h20cm	42 - 55 cm	20 cm	39 - 50 cm
☐ AXR-XL	038603	V-Trak Axxis ryggpute, X-Large b40-50, h30cm	40 - 50 cm	30 cm	42 - 50 cm
☐ AXPR-XL	175719	V-Trak Axxis Profil ryggpute, X-Large b40-50, h30cm	40 - 50 cm	30 cm	39 - 50 cm
☐ AXDR-XL	196569	V-Trak Axxis Dyp Profil ryggpute, X-Large b42-55, h30cm	42 - 55 cm	30 cm	39 - 50 cm
☐ AXS-XL	0	V-Trak Axxis ryggpute, X-Large b40-50, h40cm	40 - 50 cm	40 cm	42 - 50 cm
☐ AXPS-XL	0	V-Trak Axxis Profil ryggpute, X-Large b40-50, h40cm	40 - 50 cm	40 cm	39 - 50 cm
☐ AXDS-XL	196058	V-Trak Axxis Dyp Profil ryggpute, X-Large b42-55, h40cm	42 - 55 cm	40 cm	39 - 50 cm
☐ AXH-XL	0	V-Trak Axxis ryggpute, X-Large b40-50, h60cm	40 - 50 cm	60 cm	42 - 50 cm
☐ AXDH-XL	0	V-Trak Axxis Dyp Profil ryggpute, X-Large b42-55, h60cm	42 - 55 cm	60 cm	39 - 50 cm
Bredde ExtraExtra Large 48 - 60cm					
☐ AXSBD-XXLF	0	V-Trak Axxis ryggsegment, ExtraExtraLarge Dyp b50-60, h20cm	50 - 60 cm	20 cm	48 - 60 cm
☐ AXS-XXL	0	V-Trak Axxis ryggpute, XX-Large b48-60cm, h40cm	48 - 60 cm	40 cm	50 - 60 cm
☐ AXDS-XXL	0	V-Trak Axxis Dyp Profil ryggpute, XX-Large b50-60, h40cm	50 - 60 cm	40 cm	48 - 60 cm
☐ AXDH-XXL	0	V-Trak Axxis Dyp Profil ryggpute, XX-Large b50-60, h60cm	50 - 60 cm	60 cm	48 - 60 cm
Forlengere og forbindelsesbeslag					
☐ BKXT-M	145165	V-Trak Axxis ryggsegment, Topp, Medium b25,5, h16,5cm	25,5 cm	16,5 cm	Alle
☐ BKXT-L	145073	V-Trak Axxis ryggsegment, Topp, Large b32, h20cm	32 cm	20 cm	Alle
☐ SH SD	146809	V-Trak forbindelses feste for rygg segmenter, vinkeljusterbart			

Festebeslag

Festebeslag for enkel innfesting på ryggbøylen på fastramme rullestoler


Innstilling i høyde, dybde, vinkel & sideveis
Du trenger ikke braketter (MB) for disse festene



Art.nr.	Hj.m.nr.	Varenavn	Passer til mrs:
☐ BBMB-20	155540	V-Trak enkelt feste for 20mm horisontal ryggbøyle komplett	Panthera
☐ BBMB-22	0	V-Trak enkelt feste for 22mm horisontal ryggbøyle komplett	Küschall m fl
☐ BBMB-25	0	V-Trak enkelt feste for 25mm horisontal ryggbøyle komplett	Quickie
☐ MBH2427	0	Festebøyle for V-Trak kompl m/brakett 20mm ryggør SB24-27 (må komb m/BBMB-20)	Panthera
☐ MBH3033	0	Festebøyle for V-Trak kompl m/brakett 20mm ryggør SB30-33 (må komb m/BBMB-20)	Panthera


Festebeslag for multiposisjonering av ryggputene

Innstilling i høyde, dybde, vinkel, sideveis & rotasjon
Du trenger ryggørbraketter (side 4) for å montere disse festene




V-Trak Original - CMA

(gir mest justeringsmulighet)



V-Trak Lite - VLA

(lett, enkel m buet rør for "voksen rullestoler")



V-Trak Lite - VLP


(lett, enkel m rett rør for "barnerullestoler")

Art.nr.	Hj.m.nr.	Varenavn	Anbefalt mrs bredde
☐ CMA 100	147615	V-Trak senterfeste, Universal m/100mm armer, montert	27-34
☐ CMA 125	108728	V-Trak senterfeste, Universal m/125mm armer, montert	35-38
☐ CMA 150	140970	V-Trak senterfeste, Universal m/150mm armer, montert	39-42
☐ CMA 175	098919	V-Trak senterfeste, Universal m/175mm armer, montert	43-46
☐ CMA 200	140971	V-Trak senterfeste, Universal m/200mm armer, montert	47-51
☐ CMA 225	0	V-Trak senterfeste, Universal m/225mm armer, montert	52-56
☐ CMA 250	0	V-Trak senterfeste, Universal m/250mm armer, montert	57-62
☐ VLPS	0	V-Trak Lite, Ryggfeste rett, sb24-33 (må komb m/MB x xx)	24-33
☐ VLPM	0	V-Trak Lite, Ryggfeste rett, sb32-36 (må komb m/MB x xx)	32-36
☐ VLAS	184413	V-Trak Lite, Ryggfeste buet, sb36-41 (må komb m/MB x xx)	36-41
☐ VLAM	0	V-Trak Lite, Ryggfeste buet, sb42-46 (må komb m/MB x xx)	42-46
☐ VLAL	196243	V-Trak Lite, Ryggfeste buet, sb45-50 (må komb m/MB x xx)	45-50

(Anbefalte bredder når det brukes braketter for runde ryggør)


Komponenter til V-Trak Original

Art.nr.	Hj.m.nr.	Varenavn
☐ CMU	0	V-Trak senterfeste, Universal (Ny konstruksjon 2004)
☐ CM STD2	0	V-Trak senterfeste, Standard
☐ VTO-RM	0	V-Trak senterfeste, alternativ vinkelsylinder m sagital rotasjon, passer alle CM xxx beslag
☐ AM 100	099002	V-Trakk ryggbeslag, armer 100mm
☐ AM 125	0	V-Trakk ryggbeslag, armer 125mm
☐ AM 150	098953	V-Trakk ryggbeslag, armer 150mm
☐ AM 175	0	V-Trakk ryggbeslag, armer 175mm
☐ AM 200	098960	V-Trakk ryggbeslag, armer 200mm
☐ AM 225	121815	V-Trakk ryggbeslag, armer 225mm
☐ AM 250	0	V-Trakk ryggbeslag, armer 250mm




Ryggrørsbraketter


Ryggrørsbraketter for ulike ryggrørsprofiler (leveres i par!) NB! Som oftest passer MB R UE til rullestolen




MB R UE (19-26mm)




MB R UN (Etac & Netti)



MB R 16/20/28



MB S 22




MB D 22


Art.nr.	Hj.m.nr.	Varenavn	Passer til mrs:
☐ MB R UE	146808	V-Trak Festebeleslag for runde ryggrør 19-26mm, EUROPA	Küschall og HandiCare m fl
☐ MB R UN	140969	V-Trak Festebeleslag for ETAC & NETTI ryggrør	Etac og Netti
☐ MB R 16	0	V-Trak festebeleslag 16mm	Runde ryggrør 16mm
☐ MB R 20	0	V-Trak festebeleslag 20mm	Panthera
☐ MB R 28	0	V-Trak festebeleslag 28-32mm	Quickie
☐ MB S 22	0	V-Trak festebeleslag 22mm firkant rør - parallell montering 90 grader	
☐ MB D 22	0	V-Trak festebeleslag 22mm firkant rør - diagonal montering 45 grader	

Ryggrørsbraketter for ulike ryggrørsprofiler (leveres i par!)


Brakettene nedenfor er modellspesifikke, men kan også passe til enkelte andre modeller




MB-RA




MB-82-CH




MB-HR




MC ETAC



MB BRIX




MB SKS




MB PUMA


Art.nr.	Hj.m.nr.	Varenavn	Passer bl a til mrs:
☐ MB-RA	0	V-Trak festebeleslag Rea Assist & Bellis	Rea Assist, Bellis og R82 Cougar
☐ MB-82-CH	0	V-Trak festebeleslag R82 Cheetah	R82 Cheetah
☐ MB-HR	0	V-Trak festebeleslag Hoveround	Handivipp
☐ MC ETAC	0	V-Trak festebeleslag ETAC, for ekstra feste på original ryggrør	Etac Cross og Next
☐ MB BRIX	0	V-Trak festebeleslag Meyra Brix	Meyra Brix
☐ MB SKS	0	V-Trak festebeleslag SKS	SKS
☐ MB PUMA	0	V-Trak festebeleslag HandiCare Puma	HandiCare Puma




MB JIVE




MB-BLD



BLD-FRM



BLD-FRMX




BLD-PLT

☐ MB JIVE	0	V-Trak festebeleslag Quickie Jive	Quickie Jive
☐ MB-BLD	0	V-Trak festebeleslag Balder (i kombinasjon m BLD-PLT)	Etac Balder
☐ BLD-FRM	0	V-Trak Rygggramme Balder lav	Etac Balder
☐ BLD-FRMX	0	V-Trak Rygggramme Balder høy	Etac Balder
☐ BLD-PLT	0	V-Trak Rygggramme Balder gliderygg	Etac Balder


Hode/Nakke- og Sidestøtter

V-Trak Hode/Nakkestøtter - ergonomisk formet - gir spesifikk støtte


Leveres både med permanent- og avtagbart (QR) feste



HCRQ / HCRX



HCMQ / HCLQ / HCMX / HCLX



HCMWQ / HCLWQ / HCMX / HCLX



Art.nr.	Hj.m.nr.	Varenavn	A	B	C
☐ HCRQ	178098	V-Trak Hode/Nakkestøtte b23 h15 vhdreg m/QR beslag halvmåne	15	23,5	14,5
☐ HCMQ	178100	V-Trak Hode/Nakkestøtte b17 h12 vhdreg medium m/QR beslag sub-occipital	11	17,5	12
☐ HCLQ	178102	V-Trak Hode/Nakkestøtte b19 h14 vhdreg stor m/QR beslag sub-occipital	12	19	14,5
☐ HCMWQ	178104	V-Trak Hode/Nakkestøtte b20 h12 vhdreg medium m/QR beslag sub-occipital m/lateralstøtte	13	19,5	12
☐ HCLWQ	178106	V-Trak Hode/Nakkestøtte b24 h14 vhdreg stor m/QR beslag sub-occipital m/lateralstøtte	17,5	23,5	14,5
☐ HCRX	178097	V-Trak Hode/Nakkestøtte b23 h15 vhdreg halvmåne	15	23,5	14,5
☐ HCMX	178099	V-Trak Hode/Nakkestøtte b17 h12 vhdreg medium sub-occipital	11	17,5	12
☐ HCLX	178101	V-Trak Hode/Nakkestøtte b19 h14 vhdreg stor sub-occipital	12	19	14,5
☐ HCMWX	178103	V-Trak Hode/Nakkestøtte b20 h12 vhdreg medium sub-occipital m/lateralstøtte	13	19,5	12
☐ HCLWX	178105	V-Trak Hode/Nakkestøtte b24 h14 vhdreg stor sub-occipital m/lateralstøtte	17,5	23,5	14,5

V-Trak Hode/Nakkestøtter - universalfasong


Leveres både med permanent- og avtagbart (QR=Quick Release) feste



HS BB/HS SC/HS AC/HBBQ



HS AW/HS AW L/HAWQ/HAWLQ




Art.nr.	Hj.m.nr.	Varenavn
☐ HS BB	0	V-Trak Hode/Nakkestøtte, myk, formbar pute, kun puten
☐ HS SC	074344	V-Trak Hode/Nakkestøtte 3-veis justerbar m/myk, formbar pute
☐ HS AC	043199	V-Trak Hode/Nakkestøtte 6-veis justerbar m/myk, formbar pute
☐ HBBQ	0	V-Trak Hode/Nakkestøtte, myk, formbar pute, kpl m/QR
☐ HS AW	121814	V-Trak Hode/Nakkest. 6-veis justerb. m/std, vinget pute
☐ HAWQ	0	V-Trak Hode/Nakkest standard vinget pute kpl m/QR
☐ HS AW L	139183	V-Trak Hode/Nakkest. 6-veis justerb. m/stor, vinget pute
☐ HAWLQ	0	V-Trak Hode/Nakkest stor vinget pute kpl m/QR


V-Trak Hode/Nakkestøtter - tilbehør




HIXQ




HIQ




HC15 / HC20




BM HX



HA14 / HA17 / HA20



HA QRK




HAPAEG


Art.nr.	Hj.m.nr.	Varenavn
☐ HIXQ	0	V-Trak Hode/Nakkestøtte Festebeleg komplett med QR
☐ HIQ	0	V-Trak Hode/Nakkestøtte Festebeleg kun QR festet
☐ HC15	0	V-Trak Hode/Nakkestøtte forlengerstang m kule +50mm
☐ HC20	0	V-Trak Hode/Nakkestøtte forlengerstang m kule +100mm
☐ BM HX	121813	V-Trak forlengelses skinne til hodestøtter
☐ HA 14	0	V-Trak hodestøtte adapter for alternative støtter, 14mm firk. rør
☐ HA 17	0	V-Trak hodestøtte adapter for alternative støtter, 17mm firk. rør
☐ HA 20	158627	V-Trak hodestøtte adapter for alternative støtter, 20mm firk. rør
☐ HA QRK	0	V-Trak Hode/Nakkest. Hurtigkoblingssett for bruk m hodestøtteadapter
☐ HAPAEG	0	V-Trak hodestøtte adapter for alternative støttebeleg, hel plate

Sidestøtter, tilbehør og skinner for spesialrygger

V-Trak Sidestøtter



TSCM LH / TSCM RH




TSACM U

VIKTIG: Sidestøttebeslag leveres uten pute. Velg Medium eller Large pute i tillegg


VIKTIG: Sidestøttebeslag levere komplett med brakett for runde ryggør 19-26mm. For andre ryggør se s 4.

Art.nr.	Hj.m.nr.	Varenavn
☐ TSCM LH	0	V-Trak sidestøttebeslag, ryggør 19-26mm, utsvb, avtakb, ve
☐ TSCM RH	0	V-Trak sidestøttebeslag, ryggør 19-26mm, utsvb, avtakb, hø
☐ TSACM U	0	V-Trak sidestøttebeslag anterior, ryggør 19-26mm, utsvb, avtakb
☐ TSCM MP	0	V-Trak sidestøtte pute, medium, m/trekk (155mm x 115mm)
☐ TSCM LP	0	V-Trak sidestøtte pute, stor, m/trekk (180mm x 130mm)


V-Trak diverse tilbehør




BM AHC / BM AHK




UHC



BM STX




BM SAS 15 / BM SAS 17




BM SAT 13 / 15 / 17

Art.nr.	Hj.m.nr.	Varenavn
☐ BM AHC	0	V-Trak festeskinne (par) for firepunkts belte
☐ BM AHK	0	V-Trak fester for belte til ekstra armsystem
☐ UHC	158107	V-Trak festeskinne justerbar for firepunkts belte/vest
☐ BM STX	0	V-Trak ekstra stabilisering for rygg, forlenget (par)
☐ BM SAS 15	0	V-Trak Ekstra arm system (rs.inntil SB42cm)
☐ BM SAS 17	0	V-Trak Ekstra arm system (rs.over SB42cm)
☐ BM SAT 13	0	V-Trak Ekstra arm system (rs.inntil SB38cm)m/sidest.fester
☐ BM SAT 15	0	V-Trak Ekstra arm system (rs.SB38-42cm)m/sidest.fester
☐ BM SAT 17	0	V-Trak Ekstra arm system (rs.over SB42cm)m/sidest.fester


V-Trak skinner for spesialrygger, forlengere og beslag




HI MT5




VT S




VT SS



CE64 / CE100 / CE125



VTOPL



SH SD

Art.nr.	Hj.m.nr.	Varenavn
☐ HI MT5	0	V-Trak skinne til Spesialrygg, l=240mm, festeplate 70mm kvadratisk, godt egnet til barnerygg
☐ VT S	0	V-Trak skinne for standard rygg (inkl. skruer og muttere) oppgi ønsket lengde
☐ VT SS	0	V-Trak skinne til Spesialrygg inkl.braketter og skruer
☐ CE64	0	V-Trak ryggørforlenger 64mm, (må komb m MB x xx)
☐ CE100	0	V-Trak ryggørforlenger 100mm, (må komb m MB x xx)
☐ CE125	0	V-Trak ryggørforlenger 125mm, (må komb m MB x xx)
☐ VTOPL	0	V-Trak låsebeslag for vinkeljustering, passer alle CM xxx beslag
☐ SH SD	146809	V-Trak forbindelses fester for rygg segmenter, vinkeljusterbart

V-Trak ryggputer med festebeslag og braketter (V-Trak i Box)

V-Trak for Panthera

Art.nr.	Hj.m.nr.	Varenavn	Bredde	Høyde	Anbefalt mrs br
☐ AXSB-SR-P	178246	V-Trak Axxis ryggsegment, Small Lav b26-33, h14 Pantherafeste	26 - 33 cm	14 cm	24 - 30 cm
☐ AXSB-SF-P	178245	V-Trak Axxis ryggsegment, Small b26-33, h17 Pantherafeste	26 - 33 cm	17 cm	24 - 30 cm
☐ AXR-S-P	178235	V-Trak Axxis ryggpute, Small b26-33, h28cm Pantherafeste	26 - 33 cm	28 cm	24 - 30 cm
☐ AXSB-MR-P	178244	V-Trak Axxis ryggsegment, Medium Lav b30-39, h15 Pantherafeste	30 - 38 cm	15 cm	27 - 36 cm
☐ AXSB-MF-P	178243	V-Trak Axxis ryggsegment, Medium b30-39, h20 Pantherafeste	30 - 38 cm	20 cm	27 - 36 cm
☐ AXR-M-P	178234	V-Trak Axxis ryggpute, Medium Lav b30-39, h30cm Pantherafeste	30 - 38 cm	30 cm	30 - 36 cm
☐ AXS-M-P	178238	V-Trak Axxis ryggpute, Medium Standard b30-39, h40cm Pantherafeste	30 - 38 cm	40 cm	30 - 36 cm
☐ AXSB-LR-P	178242	V-Trak Axxis ryggsegment, Large Lav b36-45, h16 Pantherafeste	35 - 43 cm	16 cm	33 - 42 cm
☐ AXSB-LF-P	178241	V-Trak Axxis ryggsegment, Large b36-45, h20 Pantherafeste	35 - 43 cm	20 cm	33 - 42 cm
☐ AXR-L-P	178233	V-Trak Axxis ryggpute, Large Lav b36-45, h30cm Pantherafeste	35 - 43 cm	30 cm	36 - 42 cm
☐ AXS-L-P	178237	V-Trak Axxis ryggpute, Large Standard b36-45, h40cm Pantherafeste	35 - 43 cm	40 cm	36 - 42 cm
☐ AXSB-XLR-P	178248	V-Trak Axxis ryggsegment, X-Large Lav b42-50, h17 Pantherafeste	40 - 50 cm	17 cm	39 - 50 cm
☐ AXSB-XLF-P	178247	V-Trak Axxis ryggsegment, X-Large b42-50, h20 Pantherafeste	40 - 50 cm	20 cm	39 - 50 cm
☐ AXR-XL-P	178236	V-Trak Axxis ryggpute, X-Large Lav b42-50, h30cm Pantherafeste	40 - 50 cm	30 cm	42 - 50 cm
☐ AXS-XL-P	178239	V-Trak Axxis ryggpute, X-Large Standard b42-50, h40cm Pantherafeste	40 - 50 cm	40 cm	42 - 50 cm
☐ AXS-XXL-P	178240	V-Trak Axxis ryggpute, XX-Large Standard b48-60, h40cm Pantherafeste	48-60 cm	40 cm	50 cm

V-Trak for runde ryggør

Art.nr.	Hj.m.nr.	Varenavn	Bredde	Høyde	Anbefalt mrs br
☐ AXR-S-UE	038601	V-Trak Axxis i Box, Small sb27-33, h28cm, 19-25mm ryggør	26 - 33 cm	28 cm	27 - 33 cm
☐ AXR-M-UE	145080	V-Trak Axxis i Box, Medium sb30-38, h30cm, 19-25mm ryggør	30 - 38 cm	30 cm	30 - 38 cm
☐ AXR-L-UE	143896	V-Trak Axxis i Box, Large sb35-43, h30cm, 19-25mm ryggør	35 - 43 cm	30 cm	35 - 43 cm
☐ AXR-XL-UE	145166	V-Trak Axxis i Box, X-Large sb42-50, h30cm, 19-25mm ryggør	40 - 50 cm	30 cm	42 - 50 cm
☐ AXS-M-UE	162470	V-Trak Axxis i Box, Medium sb30-38, h40cm, 19-25mm ryggør	30 - 38 cm	40 cm	30 - 38 cm
☐ AXS-L-UE	145078	V-Trak Axxis i Box, Large sb35-43, h40cm, 19-25mm ryggør	35 - 43 cm	40 cm	35 - 43 cm
☐ AXS-XL-UE	145079	V-Trak Axxis i Box, X-Large sb42-50, h40cm, 19-25mm ryggør	40 - 50 cm	40 cm	42 - 50 cm
☐ AXS-XXL-UE	158804	V-Trak Axxis i Box, XX-Large sb48-60, h40cm, 19-25mm ryggør	48 - 60 cm	40 cm	48 - 60 cm
☐ AXH-M-UE	0	V-Trak Axxis i Box, Medium sb30-38, h60cm, 19-25mm ryggør	30 - 38 cm	60 cm	30 - 38 cm
☐ AXH-L-UE	134967	V-Trak Axxis i Box, Large sb35-43, h60cm, 19-25mm ryggør	35 - 43 cm	60 cm	35 - 43 cm
☐ AXH-XL-UE	139182	V-Trak Axxis i Box, X-Large sb42-50, h60cm, 19-25mm ryggør	40 - 50 cm	60 cm	42 - 50 cm

V-Trak for Etac Cross/Next og Netti ryggør

Art.nr.	Hj.m.nr.	Varenavn	Bredde	Høyde	Anbefalt mrs br
☐ AXR-S-UN	0	V-Trak Axxis i Box, Small sb27-33, h28cm, Etac/Netti rør	26 - 33 cm	28 cm	27 - 33 cm
☐ AXR-M-UN	0	V-Trak Axxis i Box, Medium sb30-38, h30cm, Etac/Netti rør	30 - 38 cm	30 cm	30 - 38 cm
☐ AXR-L-UN	0	V-Trak Axxis i Box, Large sb35-43, h30cm, Etac/Netti rør	35 - 43 cm	30 cm	35 - 43 cm
☐ AXR-XL-UN	0	V-Trak Axxis i Box, X-Large sb42-50, h30cm, Etac/Netti rør	40 - 50 cm	30 cm	42 - 50 cm
☐ AXS-M-UN	0	V-Trak Axxis i Box, Medium sb30-38, h40cm, Etac/Netti rør	30 - 38 cm	40 cm	30 - 38 cm
☐ AXS-L-UN	0	V-Trak Axxis i Box, Large sb35-43, h40cm, Etac/Netti rør	35 - 43 cm	40 cm	35 - 43 cm
☐ AXS-XL-UN	0	V-Trak Axxis i Box, X-Large sb42-50, h40cm, Etac/Netti rør	40 - 50 cm	40 cm	42 - 50 cm
☐ AXS-XXL-UN	0	V-Trak Axxis i Box, XX-Large sb48-60, h40cm, Etac/Netti rør	48 - 60 cm	40 cm	48 - 60 cm
☐ AXH-M-UN	0	V-Trak Axxis i Box, Medium sb30-38, h60cm, Etac/Netti rør	30 - 38 cm	60 cm	30 - 38 cm
☐ AXH-L-UN	0	V-Trak Axxis i Box, Large sb35-43, h60cm, Etac/Netti rør	35 - 43 cm	60 cm	35 - 43 cm
☐ AXH-XL-UN	0	V-Trak Axxis i Box, X-Large sb42-50, h60cm, Etac/Netti rør	40 - 50 cm	60 cm	42 - 50 cm

V-Trak Ekstra Trekk

For ekstra trekk til ryggputer eller hodestøtter:

Skriv CV foran artikkelnummeret for vanlig trekk

Skriv CVW foran artikkelnummeret for vanntett trekk

panthera norge

www.panthera.no

Tlf: 90 24 55 55
Faks: 66 78 11 40
post@panthera.no