



# V-Trak Original & V-Trak Lite festebeslag

V-TRAK

Enkel innfesting for presis posisjon av V-Trak rygger





PERFORMANCE  
HEALTH PRODUCTS

# V-Trak Original & V-Trak Lite festebeslag

V-TRAK

Enkel innfesting for presis posisjon av V-Trak rygger

## Enkel montering



Monter festebrakettene på ryggrorene



Sett festebeslaget på ryggskinnen



Fest rygg med beslag til brakettene med hurtigklopingene



Klar til justering




Ferdig!

## V-Trak Trinnløs posisjonering




Dybdjustering




Vinkeljustering



Høydejustering




Sideveis justering



Rotasjon

## V-Trak Lite størrelser

### V-TRAK LITE




ART NR	Anbefalt setebredde mrs (cm)
VLPS	24 - 33
VLPM	32 - 36
VLAS	36 - 41
VLAM	42 - 46
VLAL	45 - 50

*Bredden som anbefales er ved bruk av braketter til runde ryggør*

## V-Trak Original størrelser

### V-TRAK ORIGINAL



ART NR	Anbefalt setebredde mrs (cm)
CMA 100	27 - 34
CMA 125	35 - 38
CMA 150	39 - 42
CMA 175	43 - 46
CMA 200	47 - 51
CMA 225	52 - 56
CMA 250	57 - 62

*Bredden som anbefales er ved bruk av braketter til runde ryggør*

## V-Trak Egenskaper



Rask montering



Trinnløs justering



Justering om 2 akser og i 3 plan



Justerbar for vekst



Crash testet  
ISO 16840-4



Enkel justering



Passer spesial rygger



Produsent:  
**PERFORMANCE HEALTH PRODUCTS LTD**  
WALES, UK  
WWW.V-TRAK.COM

Distributør i Norden:  
**PANTHERA NORGE AS**  
Røykenveien142A, 1386 Asker  
NORGE

Tlf: 90 24 55 55  
e-post: post@panthera.no  
**www.panthera.no**