

Utprovad av:

E-post:

Utprovad för:

Telefon:

Datum:

Rullstolens totalvikt (g):

Vikten ändras beroende på vilka val du gör nedan.

U3-light har en fast bakaxel av kolfiber som inte kan flyttas. För att hitta en balansering som passar dig, finns två olika modeller, **U3 light** och **U3 light L**. L är mer lättbalanserad och lättare att köra på bakhjulen. Finjustera balansen genom att positionera ryggstödet i tre olika lägen. U3 Light har sitt höjd 47 cm fram och 43 bak, utan dyna.
Max brukarvikt är **100 kg** för sittbredd 33-45.

Spara guiden på "skrivbordet" och öppna den med **Adobe Reader**, för bästa funktion. Välj utförande på din rullstol genom att klicka i cirkelarna i denna guide. **Blå, understruken text är klickbar för att visa info** eller bild. **BB** = sittbredd, **HH** = rygghöjd

Original utförande

Alternativt utförande

Mindre vanliga alternativ [info](#)

1) Chassi-färg

- Vit** - Pearl White
 Svart - Anodic Black Rensa

Tillvalsfärg - extra kostnad och längre leveranstid tillkommer

[Tillvalsfärg](#)



2) Sittbredd (BB)

[art.nr.](#)

- 33 cm 36 cm 39 cm 42 cm 45 cm
 33 cm L 36 cm L 39 cm L 42 cm L 45 cm L
 Rensa

Art.nr inkluderar: chassi, sits, vadband och sitsväska



3) Ryggstöd

Rygghöjd (HH)

- U3 light**
 523BBHH L
 Rensa
- 25 cm
 30 cm
 35 cm
 Rensa

Ryggklädsel komfort

- U3 light rygg med ryggklädsel S3 - mer vaddering, kraftigare ryggband men något tyngre



4) Balansering [info](#)

- Position A** - Minst lätt balanserad
 Position B - Medel balanserad
 Position C - **Mest** lätt balanserad
 Rensa

Placeringen av ryggstödet på chassit påverkar stolens balansläge. "lätt balanserad" = lätt att köra på bakhjulen. Positionen kan lätt ändras senare.



5) Länkhjul

- 90 mm X**
 2100222 (x2 / rullstol)
 Rensa

- 90 mm S3**
 2100030 x2
 120 mm S3
 2100020 x2



6) Fotstöd

- Fotbåge X**
 36004BB
 Rensa

Fotbåge Titan

- 36915BB
 Förlängd, förstärkt
 36006BB **behövs för Freewheel**
 Plastplatta till fotbåge
 36010BB

Annat fotstöd

[Tillvalslista art.](#) _____



7) Broms

- Enhandsbroms, höger**
[art.nr.](#)
 Rensa

- Broms S3**
 4630000

Enhandsbroms, vänster



8) Drivhjul - utan drivring [art.nr.](#)

- 24" Spinergr X** vita ekrar
 24" Spinergr X svarta ekrar
 Rensa

- 24" Spinergr Spox** röda ekrar
 25" Spinergr X vita ekrar
 25" Spinergr X svarta ekrar
 26" Spinergr X vita ekrar
 26" Spinergr X svarta ekrar [Drivhjulstorlek](#)

Annat drivhjul

[Tillvalslista art.](#) _____



Däck - välj däck

- Schwalbe One 24", 25"**
 Standard på 24 och 25"
 Rensa

- Right Run** 24", 25" 26"
 Marathon Plus 24", 25", 26"

Grovmonstrat 24"



9) Drivring

- Aluminium X**
 1904404 (5)(6) ((x2 / stol) 24"(25")(26"))
 Rensa

- Titan**
 190DD11 x2
 Paragrip
 19051DDBTx2
 Tetragrip
 19052DDBTx2

DD = Hjul diameter

Maxgrepp 24" (innehåller latex)
 1903060 x2

Tillbehör



Sidoskydd

- [Carbon](#) [info](#)
[artikelnummer](#)
- [Sidoskydd S3](#)
[artikelnummer](#)
- Rensa



Sidoskydd

- [Carbon, liten skärm](#)
[artikelnummer](#)
- [Carbon, stor skärm](#)
[artikelnummer](#)



Armstöd

- [Armstöd S3](#) [Video](#)
[artikelnummer](#)

Gör rullstolen 15mm bredare



Dyna

- [2,5 cm](#)
572BB40
- [5 cm](#)
575BB40
- Rensa

Sitsväska

Ingår i beställning.
Välj sort.

- [Sitsmonterad](#)
9900212
- [Dynmonterad](#)
9900213
- Rensa



Körhandtag

- [Fällbara S3](#) [Video](#)
4245000
- Rensa



Övrigt

- [Freewheel](#) [info](#)
2600102
- [Rörskydd](#)
9900251 (x3 / rullstol) ___ st
- [Ryggkil](#)
4710012 ___ st

Inställningar



Ryggstödsinkel

Ange måttet (A) för önskad ryggvinkel.
10-20 mm. Standard=18 mm

A= _____ mm



Fotstödhöjd

Ange måttet (A) för önskad fotstödhöjd.
Standard = 70 mm

A= _____ mm

Extra