

NAV HMS:		Dato:		Best.nr:	
Lev. adr.:		Vår ref:		Serie:	
NAV formidler:		Tlf:		E-post:	
Formidler		Tlf:		E-post:	
Bruker / SF nr:		Tlf:		E-post:	

Farge:

◆ Sort

Annen farge:

[Se andre farger her](#)

Tøm

U3 Light

Panthera U3 Light kommer i 2 versjoner for hver setebredde, Panthera U3 Light og Panthera U3 Light L.

Rammene på de to versjonene er i utgangspunktet helt identiske med ett unntak: akslingsrøret for drivhjuls plassering er flyttet 2,2 cm frem på Panthera U3 Light L.

Tips: det er kun unntaksvis at brukere har behov for Panthera U3 Light L.

Tips: Husk at den reelle setedybden på Panthera rullestolen er 2-6 cm dypere enn oppgitt pga utformingen av ryggtrekket som gir dybde bakenfor ryggørene på rullestolen.



Panthera U3 Light rullestol består av;
ramme, sete, rygg, fotbøyle, brems, 24" drivhjul, 90 mm x, svinghjul, klesbeskyttere

◆ = standard konfigurasjon
Maks brukervekt: 100 kg

U3 Light

Setebredde (SB):

- ◆ **33 cm**
Hj.m.nr: 236958
- ◆ **36 cm**
Hj.m.nr: 235139
- ◆ **39 cm**
Hj.m.nr: 232510
- ◆ **42 cm**
Hj.m.nr: 232766
- ◆ **45 cm**
Hj.m.nr: 235227

Setedybde (SD):

- ◆ Setedybde 40 cm

Alternativ setedybde 35 - 46 cm

Setedybde: _____ cm

Sitte høyde:

Sitte høyde foran: 47 cm
Sitte høyde bak: 43 cm

Sitte høyde kan endres med drivhjul og svinghjul.

Rens

U3 Light L

Setebredde (SB):

- ◆ **33 cm**
Hj.m.nr: 277702
- ◆ **36 cm**
Hj.m.nr: 236916
- ◆ **39 cm**
Hj.m.nr: 267995
- ◆ **42 cm**
Hj.m.nr: 277703
- ◆ **45 cm**
Hj.m.nr: 277704

Setedybde (SD):

- ◆ Setedybde 40 cm

Alternativ setedybde 35 - 46 cm

Setedybde: _____ cm

Sitte høyde:

Sitte høyde foran: 47 cm
Sitte høyde bak: 43 cm

Sitte høyde kan endres med drivhjul og svinghjul.

Rens

Rygg



Rygg høyde:

25 cm

◆ 30 cm

35 cm

Ryggtrekk komfort S3

Annen type rygg: _____

[Les om innsvingt og bakoverflyttet rygg her](#)




Rens

Legglengde & Pute høyde

Legglengde: _____ cm

Fra knehase til hel på fottey

Pute høyde: _____ cm

Fotstøtte	◆ Fotbøyle Alu X		Fotbøyle titan		Fotbøyle til FreeWheel		Rens
------------------	-------------------------	--	-----------------------	---	-------------------------------	--	------

Tilbehør til fotstøtte

Plastplate til fotbøyle



Rens

Rens


Lexan fotplate til fotbøyle:

Bestilles etter ønsket mål; dybde, bredde, høyde, plassering


Fastmontert: _____

Avtagbar: _____

Til FreeWheel: _____



Friksjonsbelegg gummi
Mykt belegg



Friksjonsbelegg 3M
Slitesterk, ruglete til sko



Drivhjul:


Hjul Rens

◆ **24" Spinergy X**

25" Spinergy X

26" Spinergy X


Dekk Rens

◆ **Schwalbe One dekk** kun til 24" og 25"
Lav vekt og svært lettjørt

Marathon Plus dekk
Ekstrem punkteringsbeskyttelse, litt mønster

Right Run dekk
Allround dekk, lettjørt, god punkteringsbeskyttelse


Drivring Rens

◆ **Aluminium drivring**
Glatt overflate, lav vekt



Titan drivring
Glatt overflate

Paragrip drivring
Litt friksjon

Tetragrip drivring
Mye friksjon

Andre drivhjul art.nr: _____ [Finn art.nr på drivhjulsselgeren her](#)

Svinghjul:

	◆ 90 mm X		90 mm S3		120 mm S3	Rens
--	------------------	---	-----------------	---	------------------	------

Brems:

	◆ S3 Brems	Enhåndsbrems høyre	Enhåndsbrems venstre	Annen brems: _____ Rens
--	-------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------------------

[Les om brems her](#)

Klesbeskytter:

◆ Karbon uten skjerm	S3 Myk skjerm	Karbon liten skjerm	Karbon stor skjerm Rens
-----------------------------	----------------------	----------------------------	--------------------------------






Armlene:

Armlene, justerbare høyde og dybde



Pute:**Standard sittepute**

2,5 cm

5 cm

Trykkavlastende sittepute

Varilite _____

Inserto _____



Rens

**Nedfellbare kjørehåndtak:****Faste nedfellbare**


Rens

Tilbehør:**FreeWheel**Les mer [her](#)

Krever forsterket fotbøyle
Hjelper deg når du ønsker å ta deg frem på snø, skogsstier, gressplen eller fortauskanter

**Transporttrekk**Les mer [her](#)

til FreeWheel
Trekk til å frakte FreeWheel.

**Kilpute**Les mer [her](#)

Brukes for å planere setevinkel. 3 cm tykk i bakkant.

**Seteveske**Les mer [her](#)

Festes i setetrekk. Har magnetlukking, glidelås og flere lommer.

**Seteveske**Les mer [her](#)

Festes i sittepute. Har magnetlukking, glidelås og flere lommer.

**Ryggsekk hygiene**Les mer [her](#)

Spesial veske for hygieneartikler, bleier, kateter, uridom, stomiutstyr etc.

**Kompressorpumpe**Les mer [her](#)

Oppladbar pumpe til luft i hjul ol.

**Krykkeholder S3 stk:**

Hekter krykken enkelt av og på rullestolen.
1 stk per krykke.

Les mer [her](#)**Rullestoltøfler farge:**

Unngå å dra inn søle, vann og støv fra drivhjulene.

_____ Se utvalg [her](#)**Rammebeskytter stk:**

Beskytter ramme mot riper og slag.

_____ Se utvalg [her](#)**Ryggkile stk:**

Gir sidestøtte.

_____ Se utvalg [her](#)**Brystbelte str:**

Elastisk neoprenbånd m/ borrelås som gir bedre støtte til overkropp.

_____ Se utvalg [her](#)**Polstring type:**

For å redusere trykk og øke komforten mot harde flater.

_____ Se utvalg [her](#)**Hansker type:**

Beskytter hendene og gir et bedre grep.

_____ Se utvalg [her](#)**Rullestolveske type:**

Avtagbare vesker som festes rett på rullestolen

_____ Se utvalg [her](#)**Regntrekk farge:**

Trekk designet spesielt for rullestolbrukere

_____ Se utvalg [her](#)

Annet tilbehør: _____

Innstillinger - fylles ut etter utprøving hvis ønskelig.

Innstilling av rygg

Ryggvinkel justeres med ryggskruen i enden av ryggrøret. Kan justeres fra 10 mm - 20 mm. Vinkel måles mellom seteramme og ryggramme. Standard er 88° = 18 mm.



Oppgi mål (A) for ønsket ryggvinkel

A = ____ mm

Grad °	mm
94°	10,5mm
92°	13 mm
90°	15,5 mm
88°	18 mm
86°	20 mm
84°	22 mm

Innstilling av ryggtrekk:

Ryggtrekket reguleres med velcrobånd på bakside.



Tippepunkt-innstilling (balansering av rullestolen)

Rens



Posisjon A

Tyngst balansert

Posisjon B

Middels balansert

Posisjon C

Lett balansert

Plassering av ryggen på rammen påvirker stolens tippepunkt. Lett balansert = Minst trykk på svinghjulene. Posisjonen kan enkelt endres senere.

Innstilling av fotstøtte:

Oppgi mål (A) for ønsket høyde på fotstøtte. Standard = 70 mm

A = ____ mm



Transport merking:

JA, merk festepunktene på rullestolen for transport i bil



Se bruksanvisning for nærmere retningslinjer.

Kommentar/Annet:
