

## FreeWheel



FreeWheel - er tilbehøret som hjelper deg når du ønsker å ta deg frem på snø, gressplen, skogsstier eller fortauskanter.

Tilbehøret er så lett og praktisk at du kan ha det med deg festet bakpå rullestolen, eller liggende klart i bilen når behovet dukker opp.

FreeWheel har lav vekt. Ingen skruing eller bruk av verktøy for innfesting på rullestolen.

FreeWheel er først og fremst tenkt brukt utendørs.

Rullstolens lengde øker med 46 cm når FreeWheel er montert.

Monteringen og demonteringen av FreeWheel er så enkelt at brukeren selv gjør det sittende i rullestolen.

FreeWheel er godkjent brukt i kombinasjon med Panthera rullestoler med fast fotbøyle\*.

FreeWheel er utviklet i USA av Pat Dougherty.

Vekt - ca 2 kg

Se video om FreeWheel på Panthera Norge sin hjemmeside:  
<http://www.pantheranorge.no/webbsidor/freewheel.htm>

**Artikkelnummer:**

**Art.nr. 2600102**

**HMS art nr: 278254**

\* For montering av FreeWheel på Panthera rullestoler må det anvendes forsterket fotbøyle,  
Se: <http://panthera.se/panthera/webbpages/fotstod.htm#forstarkt>

