

Bestillingsskjema Panthera S3 Junior

NAV HMS:		Dato:		Best.nr:	
Lev. adr.:		Vår ref:		Serienr:	
NAV formidler:		Tlf:		E-post:	
Formidler		Tlf:		E-post:	
Bruker / SF nr:		Tlf:		E-post:	

Farge: ☒ **Sort** ☐ **Grå** **Annen farge:** _____ [Se andre farger her](#)

Rens

Panthera S3 Junior

Panthera S3 Junior kommer i 4 forskjellige rammeutførelser.
Velg riktig ramme ut ifra setebredde, setedybde og forflytningsmetode.

Tips: Husk at den reelle setedybden på Panthera rullestolen er 2-6 cm dypere enn oppgitt pga utformingen av ryggtrekket som gir dybde bakenfor rygggrørene på rullestolen.



Panthera S3 Junior rullestol består av; ramme, sete, rygg, fotbøyle, leggreg, brems, 24" drivhjul, 120 mm svinghjul, kjørebøyle, tippesikring, hoftebelte, sittepute, myke klesbeskyttere

◆ = standard konfigurasjon
Maks brukervekt: 100 kg

Panthera S3 Junior Kort abd (med abduksjonsfront)

Velg denne varianten for de smaleste og korte brukerne som i tillegg utfører stående forflytning eller har behov for en bred plattform for føttene.

Rens

Setebredde

- ◆ **27 cm** Hj.m.nr: 277692
- ◆ **30 cm** Hj.m.nr: 277693
- ◆ **33 cm** Hj.m.nr: 277694

Setedybde

Justerbar setedybde 27-33 cm

Setedybde: _____ cm

Sittehøyde

Sittehøyde foran 45 cm
Sittehøyde bak 43 cm

Sittehøyde kan endres med drivhjul og svinghjul

Panthera S3 Junior Kort

Velg denne varianten for smale og korte brukere som utfører sideveis forflytning til og fra rullestolen.

Rens

Setebredde

- ◆ **30 cm** Hj.m.nr: 277697
- ◆ **33 cm** Hj.m.nr: 277698
- ◆ **36 cm** Hj.m.nr: 277699

Setedybde

Justerbar setedybde 27-33 cm

Setedybde: _____ cm

Setedybde 35 cm

Sittehøyde

Sittehøyde foran 47 cm
Sittehøyde bak 43 cm

Sittehøyde kan endres med drivhjul og svinghjul

Panthera S3 Junior Kort Lav

Velg denne varianten for litt bredere og korte brukere som har behov for lav setehøyde for stående forflytning.

Rens

Setebredde

- ◆ **33 cm** Hj.m.nr: 277695
- ◆ **36 cm** Hj.m.nr: 277696

Setedybde

Justerbar setedybde 27-33 cm

Setedybde: _____ cm

Setedybde 35 cm

Sittehøyde

Sittehøyde foran 44,5 cm
Sittehøyde bak 41,5 cm

Sittehøyde kan endres med drivhjul og svinghjul

Panthera S3 Junior

Velg denne varianten for litt bredere og lange brukere som utfører stående eller sideveis forflytning.

Rens

Setebredde

- ◆ **33 cm** Hj.m.nr: 277700
- ◆ **36 cm** Hj.m.nr: 277701

Setedybde

Setedybde 40 cm

Sittehøyde

Sittehøyde foran 47 cm
Sittehøyde bak 43 cm

Sittehøyde kan endres med drivhjul og svinghjul

Rygg



Ryggghøyde:

20 cm
Gjelder ikke S3 kort abd sb 27

25 cm
◆ Sb 27 = 25 cm ryggghøyde som standard

◆ **30 cm**

35 cm

40 cm

45 cm
Gjelder ikke S3 kort abd sb 27

Rens

Legglengde & Putehøyde

Legglengde: _____ cm
Fra knehase til hel med føttøy

Putehøyde: _____ cm
Std. pute = 2,5 cm

Fotstøtte



◆ Fotbøyle titan



Fotbøyle
til FreeWheel



Fotplate Bambino

Fotplate Bambino
til FreeWheel



Fotplater
Delte og oppsvingbare
Ikke mulig på S3 Kort sb 30

Rens

Tilbehør til fotstøtte

Plastplate til fotbøyle



Lexan fotplate til fotbøyle:


Bestilles etter ønsket mål; dybde, bredde, høyde, plassering

Rens

Fastmontert

Avtagbar

Til Freewheel



Rens

Dybde, bredde, høyde, plassering:

Helbånd til fotplater



Rens

Friksjonsbelegg gummi

Mykt belegg



Friksjonsbelegg 3M

Slitesterk, ruglete til sko



Drivhjul:



24" Standard Right Run dekk

◆ m/ titan drivring

m/ paragrip drivring

m/ tetragrip drivring

22" Standard Right Run dekk

m/ titan drivring

m/ paragrip drivring

m/ tetragrip drivring

20" Standard Right Run dekk

m/ titan drivring

m/ paragrip drivring

m/ tetragrip drivring

Rens

Drivringer info; Titan - glatt overflate, Paragrip - litt friksjon, Tetragrip - mye friksjon

24" Spinergy X Schwalbe One dekk

m/ aluminum drivring

Spinergy X hjul gir rullestolen 1 kg lavere egenvekt

24" Standard m/kompakte dekk

m/ titan drivring

22" Standard m/kompakte dekk

m/ titan drivring

20" Standard m/kompakte dekk

m/ titan drivring

Andre drivhjul art.nr:

[Finn art.nr på drivhjulsselgeren her](#)

Svinghjul:



◆ 120 mm S3



90 mm S3

Rens

Bakaksel:



◆ Kamber 6°



◆ Karbon 2°



◆ Kamber 6° er standard på sb 27, sb 30 og S3 Kort ABD sb 33

◆ Karbon 2° er standard på sb 33 og sb 36

Annen bakaksel:

Rens

Brems:



◆ Brems std

Enhåndsbrems høyre
sb 30-36

Enhåndsbrems venstre
sb 30-36



Ledsagerbrems

Annen brems:

Rens

Klesbeskytter:

◆ S3 Myk skjerm



Karbon uten skjerm



Karbon liten skjerm



Karbon stor skjerm



Rens

Armlene:

Armlene, justerbar høyde og dybde



Kjørebøyle:



◆ Kjørebøyle
hev/senk

Kjørehåndtak:

Hev/senk & innsvingbare

Hev/senk & innsvingbare
+10 cm



Nedfellbare kjørehåndtak:

Faste
nedfellbare



Rens

Pute:



Standard sittepute

◆ 2,5 cm

5 cm

Trykkavlastende sittepute

Varilite

Inserto



Rens



Tippesikring:



◆ Tippesikring

Rens

Eikebeskyttere:



m/ Panthera-logo

Rens

Hoftebelte:



Y-modell - fire-punkts feste

◆ Hoftebelte y-modell 2,5 cm

Hoftebelte y-modell 4 cm

Enkel - to-punkts feste

Hoftebelte enkel 2,5 cm

Hoftebelte enkel 4 cm

Hoftebelte enkel 5 cm

Hoftebelte enkel billås 4 cm



Rens

Vest:



Vest XS h36 b21

Vest S h42 b 23

Vest M h49 b25

Vest L h56 b27

Rens

Tilbehør:



Freewheel

Krever forsterket fotbøyle
Hjelper deg når du ønsker å ta deg frem på snø,
skogsstier, gressplen eller fortauskanter

Les mer [her](#)

Freewheel 8,5 til Bambino fotplate

Hjelper deg når du ønsker å ta deg frem på snø,
skogsstier, gressplen eller fortauskanter

Les mer [her](#)

Transporttrekk

til FreeWheel
Trekk til å frakte FreeWheel.

Les mer [her](#)

Seteveske

Festes i setetrekk. Har magnetlukking,
glidelås og flere lommer.

Les mer [her](#)

Seteveske

Festes i sittepute. Har magnetlukking,
glidelås og flere lommer.

Les mer [her](#)

Ryggsekk hygiene

Spesial veske for hygieneartikler,
bleier, kateter, uridom, stomiutstyr
etc.

Les mer [her](#)

Kilepute

Gir stolen en mer horisontal setevinkel.
3 cm tykk i bakkant.

Les mer [her](#)



Rullestoltøfler farge:

Unngå å dra inn søle, vann
og støv fra drivhjulene.

Se utvalg [her](#)



Rammebeskytter stk:

Beskytter ramme mot riper
og slag.

Se utvalg [her](#)



Ryggkile stk:

Gir sidestøtte. Oppgi
ønsket side ved bestilling
av en stk.

Se utvalg [her](#)



Brystbelte str:

Elastisk neoprenbånd
m/ borrelås som gir bedre
støtte til overkropp.

Se utvalg [her](#)



Polstring type:

For å redusere trykk og
øke komforten mot harde
flater.

Se utvalg [her](#)



Regntrekk farge:

Trekk designet spesielt
for rullestolbrukere

Se utvalg [her](#)

**Kompressorpumpe**

Oppladbar pumpe til luft i hjul ol.

Les mer [her](#)

**Hansker type:**

Beskytter hendene og gir et bedre grep.

Se utvalg [her](#)

**Krykkeholder S3 stk:**

Hekter krykken enkelt av og på rullestolen.
1 stk per krykke.

Les mer [her](#)

**Rullestolveske type:**

Avtagbare vesker som festes rett på rullestolen

Se utvalg [her](#)

**Innfesting rullestolveske:**

Innfesting til vesker som festes rett på rullestolen

Se utvalg [her](#)

Annet tilbehør: _____

Innstillinger - fylles ut etter utprøving hvis ønskelig.

Bakakselinnstilling (balansering av rullestolen)

Standard posisjon = 6 ° Kamber bakaksel = 31 mm
Karbon bakaksel = 40 mm
(S3 Karbon bakaksel = 60 mm)

Rens

Annen posisjon

Oppgi mål (A) for ønsket posisjon

A = _____ mm

Innstilling av fotstøtte:

Oppgi mål (A) og (B) for ønsket høyde på fotstøtte.

A = _____ mm B = _____ mm

**Standardhøyder**

Mål - A = fra gulv til overside fotbøyle / fotplate.
Gjelder m/ 24" drivhjul.

Andre høyder krever tilpassing.

	Standard / liten fotbøyle	Forlenget forsterket fotbøyle	Fotplate
Hull 1	A = 55 mm	A = 35 mm	A = 65 mm
Hull 2	A = 75 mm	A = 55 mm	A = 85 mm
Hull 3	A = 95 mm	A = 75 mm	A = 105 mm
Hull 4	A = 115 mm	A = 95 mm	A = 125 mm
Hull 5	A = 135 mm	A = 115 mm	A = 145 mm

Innstilling av rygg

Ryggvinkel justeres med ryggskruen i enden av ryggørret.

Kan justeres fra 11 mm - 26 mm.

Vinkel måles mellom seteramme og rygggramme.

Standard er 87° = 20 mm.



Oppgi mål (A) for ønsket ryggvinkel

A = _____ mm

Grad °	mm
103 °	11 mm
100 °	12 mm
95 °	14 mm
90 °	17 mm
87 °	20 mm
84 °	23 mm
81 °	26 mm

Innstilling av ryggtrekk:

Ryggtrekket reguleres med velcrobånd på bakside.

**Transport merking:**

JA, merk festepunktene på rullestolen for transport i bil



Se bruksanvisning for nærmere retningslinjer.

Kommentar/annet: