

NAV HMS:		Dato:		Best.nr:	
Lev. adr.:		Vår ref:		Serienr:	
NAV formidler:		Tlf:		E-post:	
Formidler		Tlf:		E-post:	
Bruker / SF nr:		Tlf:		E-post:	

Farge:	◆ Sort Annen farge: _____ Se andre farger her	Tøm
--------	---	-----

U3 Light

Panthera U3 Light kommer i 2 versjoner for hver setebredde, Panthera U3 Light og Panthera U3 Light L. Rammene på de to versjonene er i utgangspunktet helt identiske med ett unntak: akslingsrøret for drivhjuls plassering er flyttet 2,2 cm frem på Panthera U3 Light L.

Tips: det er kun unntaksvis at brukere har behov for Panthera U3 Light L.

Tips: Husk at den reelle setedybden på Panthera rullestolen er 2-6 cm dypere enn oppgitt pga utformingen av ryggtrekket som gir dybde bakenfor ryggørene på rullestolen.



Panthera U3 Light rullestol består av;
ramme, sete, rygg, fotbøyle, brems, 24" drivhjul, 90 mm X svinghjul, karbon klesbeskyttere

◆ = standard konfigurasjon
Maks brukervekt: 100 kg

U3 Light

Setebredde (SB):

- ◆ **33 cm**
Hj.m.nr: 236958
- ◆ **36 cm**
Hj.m.nr: 235139
- ◆ **39 cm**
Hj.m.nr: 232510
- ◆ **42 cm**
Hj.m.nr: 232766
- ◆ **45 cm**
Hj.m.nr: 235227

Setedybde (SD):

Justerbar setedybde 35 - 46 cm

Setedybde: _____ cm

Sittehøyde:

Rens

Sittehøyde foran: 47 cm
Sittehøyde bak: 43 cm

Sittehøyde kan endres med drivhjul og svinghjul.

U3 Light L

Setebredde (SB):

- ◆ **33 cm**
Hj.m.nr: 277702
- ◆ **36 cm**
Hj.m.nr: 236916
- ◆ **39 cm**
Hj.m.nr: 267995
- ◆ **42 cm**
Hj.m.nr: 277703
- ◆ **45 cm**
Hj.m.nr: 277704

Setedybde (SD):

Justerbar setedybde 35 - 46 cm

Setedybde: _____ cm

Sittehøyde:

Rens

Sittehøyde foran: 47 cm
Sittehøyde bak: 43 cm

Sittehøyde kan endres med drivhjul og svinghjul.

Rygg



Rygghøyde:

25 cm

◆ 30 cm

35 cm

Ryggtrekk komfort S3

Rens

Annen type rygg: _____

[Les om innsvingt og bakoverflyttet rygg her](#)

Legglengde & Putehøyde

Legglengde: _____ cm

Fra knehase til hel på fottey

Putehøyde: _____ cm

Fotstøtte

◆ Fotbøyle Alu X



Fotbøyle titan



Fotbøyle
til FreeWheel



Rens

Tilbehør til fotstøtte

Plastplate til fotbøyle



Lexan fotplate til fotbøyle:

Bestilles etter ønsket mål; dybde, bredde, høyde, plassering

Fastmontert

Avtagbar

Til FreeWheel

Dybde, bredde, høyde, plassering:

Rens

Rens

Friksjonsbelegg gummi

Mykt belegg



Friksjonsbelegg 3M

Slitestærk, ruglete til sko



Rens

Drivhjul:

Hjul



Rens

◆ 24" Spinergy X

25" Spinergy X

26" Spinergy X

Dekk



Rens

◆ Schwalbe One dekk kun til 24" og 25"
Lav vekt og svært lettkjørt

Right Run dekk

Allround dekk, lettkjørt, god punkteringsbeskyttelse

Marathon Plus dekk

Ekstrem punkteringsbeskyttelse, litt mønster

Drivring



Rens

◆ Aluminium drivring
Glatt overflate, lav vekt

Titan drivring

Glatt overflate

Paragrip drivring

Litt friksjon

Tetragrip drivring

Mye friksjon

Andre drivhjul art.nr:

[Finn art.nr på drivhjulselgeren her](#)

Rens

Svinghjul:



◆ 90 mm X



90 mm S3



120 mm S3

Rens

Brems:



◆ S3 Brems

Enhåndsbrems
høyre

Enhåndsbrems
venstre

Annen brems:

Rens

[Les om bremses her](#)

Klesbeskytter:

◆ Karbon uten skjerm



S3 Myk skjerm



Karbon liten skjerm



Karbon stor skjerm



Rens

Armlene:

Armlene, justerbare høyde og dybde



Pute:**Standard sittepute**

2,5 cm

5 cm

Trykkavlastende sittepute

Varilite

Inserto



Rens

**Nedfellbare kjørehåndtak:****Faste nedfellbare**


Rens

Tilbehør:**FreeWheel**Les mer [her](#)

Krever forsterket fotbøyle
Hjelper deg når du ønsker å ta deg frem på snø,
skogstier, gressplen eller fortauskanter

**Transporttrekk**Les mer [her](#)

til FreeWheel
Trekk til å frakte FreeWheel.

**Kilepute**Les mer [her](#)

Gir stolen en mer horisontal setevinkel.
3 cm tykk i bakkant.

**Seteveske**Les mer [her](#)

Festes i setetrekk. Har magnetlukking,
glidelås og flere lommer.

**Seteveske**Les mer [her](#)

Festes i sittepute. Har magnetlukking,
glidelås og flere lommer.

**Ryggsekk hygiene**Les mer [her](#)

Spesial veske for hygieneartikler,
bleier, kateter, uridom, stomiutstyr
etc.

**Kompressorpumpe**Les mer [her](#)

Oppladbar pumpe til luft i
hjul ol.

**Krykkeholder S3 stk:**

Hekter krykken enkelt av og
på rullestolen.
1 stk per krykke.

Les mer [her](#)**Rullestoltøfler farge:**_____ Se utvalg [her](#)

Unngå å dra inn søle, vann og
støv fra drivhjulene.

**Rammebeskytter stk:**_____ Les mer [her](#)

Beskytter ramme mot riper
og slag.

**Ryggkile stk:**_____ Les mer [her](#)

Gir sidestøtte. Oppgi ønsket
side ved bestilling av en stk.

**Brystbelte str:**_____ Se utvalg [her](#)

Elastisk neoprenbånd
m/ borrelås som gir bedre støtte
til overkropp.

**Polstring type:**_____ Se utvalg [her](#)

For å redusere trykk og øke
komforten mot harde flater.

**Hansker type:**_____ Se utvalg [her](#)

Beskytter hendene og gir et
bedre grep.

**Rullestolveske type:**_____ Se utvalg [her](#)

Avtagbare vesker som
festes rett på rullestolen

**Innfesting rullestolveske:**_____ Se utvalg [her](#)

Innfesting til vesker som
festes rett på rullestolen

**Regntrekk farge:**_____ Se utvalg [her](#)


Trekk designet spesielt
for rullestolbrukere

Annet tilbehør:

Innstillinger - fylles ut etter utprøving hvis ønskelig.

Innstilling av rygg

Ryggvinkel justeres med ryggskruen i enden av ryggørret.
Kan justeres fra 10 mm - 22 mm.
Vinkel måles mellom seteramme og rygggramme.
Standard er $88^\circ = 18 \text{ mm}$.



Oppgi mål (A) for ønsket ryggvinkel

A = _____ mm

Grad °	mm
94°	10,5mm
92°	13 mm
90°	15,5 mm
88°	18 mm
86°	20 mm
84°	22 mm

Innstilling av ryggtrekk:

Ryggtrekket reguleres med velcrobånd på bakside.



Tippepunkt-innstilling (balansering av rullestolen)



Posisjon A

Tyngst balansert

Posisjon B

Middels balansert

Posisjon C

Lett balansert

Rens

Plassering av ryggen på rammen påvirker stolens tippepunkt. Lett balansert = Minst trykk på svinghjulene. Posisjonen kan enkelt endres senere.

Innstilling av fotstøtte:

Oppgi mål (A) for ønsket høyde på fotstøtte.
Standard = 75 mm

A = _____ mm



Standardhøyder

Mål - A = fra gulv til overside
fotbøyle / fotplate.
Gjelder m/ 24" drivhjul.

Andre høyder krever tilpassing.

	Standard / liten fotbøyle	Forlenget forsterket fotbøyle
Hull 1	A = 55 mm	A = 35 mm
Hull 2	A = 75 mm	A = 55 mm
Hull 3	A = 95 mm	A = 75 mm
Hull 4	A = 115 mm	A = 95 mm
Hull 5	A = 135 mm	A = 115 mm

**Transport
marking:**

JA, merk festepunktene på rullestolen for transport i bil



Se bruksanvisning for nærmere retningslinjer.

Kommentar/Annet:

[illegible]