

NAV HMS:		Dato:		Best.nr:	
Lev. adr.:		Vår ref:		Serienr:	
NAV formidler:		Tlf:		E-post:	
Formidler		Tlf:		E-post:	
Bruker / SF nr:		Tlf:		E-post:	



Panthera X

Panthera X har karbonramme, og dette gir den en utrolig lav vekt og en meget stiv konstruksjon. X har ekstreme kjøreegenskaper, samt at den er svært enkel å håndtere som for eksempel ut og inn av bil.

Panthera X rullestol består av;
24" Spinerger X drivhjul, aluminiumsdrivringer,
90 mm X svinghjul, enhåndsbrems, S3 klesbeskyttere.

◆ = standard konfigurasjon
Maks brukervekt: 100 kg

Setebredde (SB):



- ◆ **33 cm**
Art.nr: 350 33 11 / HMS art.nr: 170043
- ◆ **36 cm**
Art.nr: 350 36 11 / HMS art.nr: 164558
- ◆ **39 cm**
Art.nr: 350 39 11 / HMS art.nr: 166412
- ◆ **42 cm**
Art.nr: 350 42 11 / HMS art.nr: 166850
- ◆ **45 cm**
Art.nr: 350 45 11 / HMS art.nr: 173748

Setedybde (SD):

Justerbar setedybde 35 - 45 cm

Setedybde: _____ cm



Sittehøyde:

Rens

Sittehøyde foran: 47 cm
Sittehøyde bak: 43 cm

Sittehøyde kan endres med drivhjul,
svinghjul og gafler

Rygg

Ryggghøyde:

Rens



22 cm Art.nr: 342 SB 22	23 cm Art.nr: 342 SB 23	24 cm Art.nr: 342 SB 24	25 cm Art.nr: 342 SB 25	26 cm Art.nr: 342 SB 26	27 cm Art.nr: 342 SB 27	28 cm Art.nr: 342 SB 28
29 cm Art.nr: 342 SB 29	◆ 30 cm Art.nr: 342 SB 30	31 cm Art.nr: 342 SB 31	32 cm Art.nr: 342 SB 32	33 cm Art.nr: 342 SB 33	34 cm Art.nr: 342 SB 34	35 cm Art.nr: 342 SB 35

Legglengde & Putehøyde

Legglengde: _____ cm
Fra knehase til hel på fotføy

Putehøyde: _____ cm

Fotstøtte



◆ Fotbøyle Alu X

SB 33 Art.nr: 360 04 33 / Hj.m.nr: 277723
SB 36 Art.nr: 360 04 36 / Hj.m.nr: 277724
SB 39 Art.nr: 360 04 39 / Hj.m.nr: 277725
SB 42 Art.nr: 360 04 42 / Hj.m.nr: 231705
SB 45 Art.nr: 360 04 45 / Hj.m.nr: 277726



Fotbøyle forsterket til FreeWheel

Rens

SB 33 Art.nr: 360 06 33 / Hj.m.nr: 137187
SB 36 Art.nr: 360 06 36 / Hj.m.nr: 137189
SB 39 Art.nr: 360 06 39B / Hj.m.nr: 196732
SB 42 Art.nr: 360 06 42B / Hj.m.nr: 196733
SB 45 Art.nr: 360 06 45B / Hj.m.nr: 196734

Drivhjul:



Hjul

◆ 24" Spinergy X

25" Spinergy X

26" Spinergy X



24" MTB Offroad

m/16 mm titandrivring

25" MTB Offroad

m/19 mm titandrivring

26" MTB Offroad

m/19 mm titandrivring

Rens



Dekk

◆ Right Run dekk

Allround dekk, lettjørt, god punkteringsbeskyttelse

Schalbe One dekk

kun til 24" og 25"
Lav vekt og svært lettjørt

Marathon Plus dekk

Ekstrem punkteringsbeskyttelse, litt mønster

Kompakte dekk

Rens



Drivring

◆ Aluminium X drivring

Glatt overflate, lav vekt

Titan drivring, 16 mm

Glatt overflate, 16 mm

Paragrip drivring

Litt friksjon

Tetragrip drivring

Mye friksjon

Gekko drivring

Litt friksjon, silikonstripe

Gekko S drivring

Litt friksjon, silikonstripe, small

Titan drivring 19 mm

Glatt overflate, bøyde ører

Rens

Andre drivhjul art.nr: _____

[Finn art.nr på drivhjulsvelgeren her](#)

Svinghjul m/ gaffler:

Gaffler med 90 og 120 mm svinghjul krever Gaffelinnfesting 2305143 på hver gaffel



◆ 90 mm X

24" - Art.nr: 230 51 30 / Hj.m.nr: 196612

25" - Art.nr: 230 51 31 / Hj.m.nr: 201429

26" - Art.nr: 230 51 32 / Hj.m.nr: 196098



90 mm S3

24" - Art.nr: 210 02 01 / Hj.m.nr: 237618

25" - Art.nr: 210 02 01 / Hj.m.nr: 237618

26" - Art.nr: 210 02 04 / Hj.m.nr: 236391



120 mm S3

24" - Art.nr: 210 02 05 / Hj.m.nr: 239405 - modifisering ramme

25" - Art.nr: 210 02 05 / Hj.m.nr: 239405 - modifisering ramme

26" - Art.nr: 210 02 06 / Hj.m.nr: 236391

- Krever forsterket fotbøyle

Rens

Brems:



◆ Enhåndsbremse høyre

SB 33 - Art.nr: 462 33 02 / HMS art.nr: 230461

SB 36 - Art.nr: 462 36 02 / HMS art.nr: 211439

SB 39 - Art.nr: 462 39 02 / HMS art.nr: 196611

SB 42 - Art.nr: 462 42 02 / HMS art.nr: 198110

SB 45 - Art.nr: 462 45 02 / HMS art.nr: 201892

Enhåndsbremse venstre

SB 33 - Art.nr: 462 33 01 / HMS art.nr: 178371

SB 36 - Art.nr: 462 36 01 / HMS art.nr: 178372

SB 39 - Art.nr: 462 39 01 / HMS art.nr: 217000

SB 42 - Art.nr: 462 42 01 / HMS art.nr: 178373

SB 45 - Art.nr: 462 45 01 / HMS art.nr: 207139

Rens

Klesbeskytter:

◆ S3 Myk skjerm

24" - Art.nr: 440 24 70 / HMS art.nr: 252514

25" - Art.nr: 440 25 70 / HMS art.nr: 254858

26" - Art.nr: 440 26 70 / HMS art.nr: 253368



Karbon uten skjerm

24" - Art.nr: 442 10 70 / Hj.m.nr: 239898

25" - Art.nr: 442 15 70 / Hj.m.nr: 316572

26" - Art.nr: 442 16 70 / Hj.m.nr: 240464



Karbon liten skjerm

24" - Art.nr: 442 20 70 / HMS art.nr: 173463

25" - Art.nr: 442 25 70 / HMS art.nr: 254858

26" - Art.nr: 442 26 70 / HMS art.nr: 198146



Karbon stor skjerm

24" - Art.nr: 442 30 70 / HMS art.nr: 176413

25" - Art.nr: 442 35 70 / HMS art.nr: 296876

26" - Art.nr: 442 36 70 / HMS art.nr: 316575



Rens

Pute:



Standard sittepute

SD 35 cm

2,5 cm

Art.nr: 572 SB 35

5 cm

Art.nr: 575 SB 35

SD 40 cm

2,5 cm

Art.nr: 572 SB 40

5 cm

Art.nr: 575 SB 40

Sitteputer

Les mer her:

Inserto

RoHo

Varilite

Comfort

Rens

Tilbehør X:



Armkrok par

Art.nr: 420 00 10 / HMS art.nr: 278196



Rammebeskytter

Elastisk beskyttelse for rør og lakk

Art.nr: 990 02 52 / HMS art.nr: 175876

Stk.: _____

Tilbehør til fotstøtte

Plastplate til fotbøyle

Art.nr: 360 10 SB



Friksjonsbelegg 3M

Slitesterk, ruglete til sko

Art.nr: 100 228 / HMS art.nr: 211754



Fotplate karbon

Fastmontert i ramme

SB 33 Art.nr: 650 60 33 / Hj.m.nr: 316521
SB 36 Art.nr: 650 60 36 / Hj.m.nr: 316522
SB 39 Art.nr: 650 60 39 / Hj.m.nr: 316523
SB 42 Art.nr: 650 60 42 / Hj.m.nr: 316524
SB 45 Art.nr: 650 60 45 / Hj.m.nr: 316525



Fotplate karbon

Fastmontert i fotbøyle

Art.nr: 400 40 42

Fotplate karbon Freewheel

Fastmontert i fotbøyle

Art.nr: 400 40 41

Rens

Tilbehør:



Freewheel

Krever forsterket fotbøyle
Hjelper deg når du ønsker å ta deg frem på snø, skogsstier, gressplen eller fortauskanter
Velg FreeWheel etter høyde/cm underlag til overside fotplate

6 - 11,5 cm - Art.nr: 260 01 02 / Hj.m.nr: 278254

11,5 - 16,5 cm - Art.nr: 260 01 05 / Hj.m.nr: 256554

14 - 19 cm - Art.nr: 260 01 06 / Hj.m.nr: 297054

16,5 - 21,5 cm - Art.nr: 260 01 07 / Hj.m.nr: 292179

19 - 24 cm - Art.nr: 260 01 08 / Hj.m.nr: 288349

Les mer [her](#)



Transporttrekk

til FreeWheel

Trekk til å frakte FreeWheel.

Art.nr: 100 229 / HMS art.nr: 207060

Les mer [her](#)



Seteveske

Festes i setetrekk. Har magnetlukking, glidelås og flere lommer.

Art.nr: 990 02 12 / HMS art.nr: 236919

Les mer [her](#)



Seteveske

Festes i sittepute. Har magnetlukking, glidelås og flere lommer.

Art.nr: 990 02 13 / HMS art.nr: 252501

Les mer [her](#)



Ryggsekk hygiene

Spesial veske for hygieneartikler, bleier, kateter, uridom, stomiutstyr etc.

Art.nr: 990 02 61 / HMS art.nr: 278242

Les mer [her](#)



ReTyre par:

Grov mønstret dekk som plasseres enkelt utenpå eksisterende dekk, og som gir økt grep på snø, glatt eller ujevne underlag.

24" - Art.nr: 110 03 00 / HMS art.nr: 288487

25" - Art.nr: 110 03 05 / HMS art.nr: 301263

26" - Art.nr: 110 03 06 / HMS art.nr: 317049

Les mer [her](#)



Rullestøtfler farge:

Unngå å dra inn søle, vann og støv fra drivhjulene.

Beige - Art.nr: 130 024 / HMS art.nr: 234449

Blå - Art.nr: 130 124 / HMS art.nr: 234450

Lilla - Art.nr: 130 224 / HMS art.nr: 234451

Kompressorpumpe

Oppladbar pumpe til luft i hjul ol.

Art.nr: 490 00 13 / HMS art.nr: 313904

Les mer [her](#)




Ryggkile stk:

Gir sidestøtte. Oppgi ønsket side ved bestilling av en stk.

Art.nr: 471 00 12 / HMS art.nr: 252498

Les mer [her](#)



Kilepute

Gir stolen en mer horisontal sete vinkel. 3 cm tykk i bakkant.

Art.nr: 577 10 SB

Les mer [her](#)



Brystbelte str:

Elastisk neoprenbånd m/ borrelås som gir bedre støtte til overkropp.

Se utvalg [her](#)



Polstring type:

For å redusere trykk og øke komforten mot harde flater.

Se utvalg [her](#)



Hansker type:

Beskytter hendene og gir et bedre grep.

Se utvalg [her](#)



Rullestol veske type:

Avtagbare vesker som festes rett på rullestolen

Se utvalg [her](#)



Innfesting rullestol veske:

Innfesting til vesker som festes rett på rullestolen

Høyre

Venstre

Se utvalg [her](#)

Annet tilbehør:

Innstillinger - fyller ut etter utprøving hvis ønskelig.

Innstilling av rygg

Ryggvinkel justeres med ryggskruer i enden av ryggørret. Kan justeres fra 10 mm - 22 mm. Vinkel måles mellom seteramme og ryggramme. Standard er \dots° = 15 mm.



Oppgi mål (A) for ønsket ryggvinkel

A = _____ mm

Grad °	mm
90°	10 mm
87°	12 mm
85°	14 mm
82°	16 mm
80°	18 mm
78°	20 mm
76°	22 mm

Innstilling av ryggtrekk:

Ryggtrekket reguleres med velcrobånd på baksida.



Rygginnfesting (balansering av rullestolen)



Posisjon 1

Lettest balansert

Posisjon 2

Lett balansert

Posisjon 3

Middels balansert

Posisjon 4

Tyngst balansert

Plassering av ryggen på rammen påvirker stolens tippepunkt. Lett balansert = Minst trykk på svinghjulene. Posisjonen kan enkelt endres senere.

Rens

Innstilling av fotstøtte:

Oppgi mål (A) for ønsket høyde på fotstøtte. Standard = 75 mm

A = _____ mm



Standardhøyder

Mål - A = fra gulv til overside fotbøyle / fotplate. Gjelder m/ 24" drivhjul.

	Standard	Forlenget forsterket fotbøyle
Hull 1	A = 55 mm	A = 35 mm
Hull 2	A = 75 mm	A = 55 mm
Hull 3	A = 95 mm	A = 75 mm
Hull 4	A = 115 mm	A = 95 mm
Hull 5	A = 135 mm	A = 105 mm

Kommentar/Annet:
