

|                 |  |          |  |          |  |
|-----------------|--|----------|--|----------|--|
| NAV HMS:        |  | Dato:    |  | Best.nr: |  |
| Lev. adr.:      |  | Vår ref: |  | Serienr: |  |
| NAV formidler:  |  | Tlf:     |  | E-post:  |  |
| Formidler       |  | Tlf:     |  | E-post:  |  |
| Bruker / SF nr: |  | Tlf:     |  | E-post:  |  |

**Farge:**      ◆ **Blå**      **Sort**      **Andre farger**      **Farge:** \_\_\_\_\_      Rens

Ved valg av andre farger tilkommer lenger lev.tid på 3 uker og ekstra kostnad på kr 1500,- [Se farger her.](#)

### Panthera Bambino 3

Lett rullestol for aktive, selvstendige barn. Abduksjonsfronten på stolen gjør den spesielt enkel for barnet å forflytte seg ut/inn av stolen.

**Tips:** Husk at den reelle setedybden på Panthera rullestolen er 2-6 cm dypere enn oppgitt pga utformingen av ryggtrekket som gir dybde bakenfor ryggrorene på rullestolen.



Panthera Bambino 3 rullestol består av; ramme, sete, S3 rygg, B3 fotplate, leggreg, B3 brems, 22" drivhjul, 120 mm svinghjul, tippesikring, kjørehåndtak, feste til hoftebelte, sittepute, B3 klesbeskyttere

◆ = standard konfigurasjon  
Maks brukervekt: 60 kg

#### Setebredde

- ◆ **24 cm** Art.nr: 517 00 24 / Hj.m.nr: 292079
- ◆ **27 cm** Art.nr: 517 00 27 / Hj.m.nr: 291251
- ◆ **30 cm** Art.nr: 517 00 30 / Hj.m.nr: 295413
- ◆ **33 cm** Art.nr: 517 00 33 / Hj.m.nr: 316391

#### Setedybde

Justerbar setedybde 25 - 30 cm

**Setedybde:** \_\_\_\_\_ cm

#### Sittehøyde

Rens

Sittehøyde foran 41 cm  
Sittehøyde bak 39 cm

Sittehøyde kan endres med drivhjul, svinghjul eller forhøyningssatser til bakaksel

#### Rygg

##### S3 rygg:



- 20 cm** Art.nr: 523 SB 20
- ◆ **25 cm** Art.nr: 523 SB 25
- 30 cm** Art.nr: 523 SB 30
- 35 cm** Art.nr: 523 SB 35

##### B3 rygg:



**20 - 28 cm blå**  
Art.nr: 523 SB 17

**27 - 35 cm blå**  
Art.nr: 523 SB 18

**20 - 28 cm sort**  
Art.nr: 523 SB 17BL

**27 - 35 cm sort**  
Art.nr: 523 SB 18BL

Rens

#### Legglengde & Putehøyde

**Legglengde:** \_\_\_\_\_ cm  
Fra knehase til hel med fottey

**Putehøyde:** \_\_\_\_\_ cm  
Std. pute = 2,5 cm

#### Fotstøtte



##### ◆ B3 Fotplate

- SB 24 Art.nr: 423 41 24 / Hj.m.nr: 291179
- SB 27 Art.nr: 423 41 27 / Hj.m.nr: 311584
- SB 30 Art.nr: 423 41 30 / Hj.m.nr: 316510
- SB 33 Art.nr: 423 41 33 / Hj.m.nr: 297802

Rens

#### Drivhjul:



**20" Standard** Right Run dekk  
m/ titan drivring  
Art.nr: PN1010101 / Hj.m.nr: 278121

m/ paragrip drivring  
Art.nr: PN1010103 / Hj.m.nr: 278119

m/ tetragrip drivring  
Art.nr: PN1010104 / Hj.m.nr: 278120

◆ **22" Standard** Right Run dekk  
m/ titan drivring  
Art.nr: PN1210101 / Hj.m.nr: 278131

m/ paragrip drivring  
Art.nr: PN1210103 / Hj.m.nr: 278129

m/ tetragrip drivring  
Art.nr: PN1010104 / Hj.m.nr: 278130

**24" Standard** Right Run dekk  
m/ titan drivring  
Art.nr: PN1410101 / Hj.m.nr: 278147

m/ paragrip drivring  
Art.nr: PN1410103 / Hj.m.nr: 278145

m/ tetragrip drivring  
Art.nr: PN1410104 / Hj.m.nr: 278146

Rens

**Drivring info;** Titan - glatt overflate, Paragrip - litt friksjon, Tetragrip - mye friksjon



**24" Spinergy X** Schwalbe One dekk  
m/ aluminum drivring  
Art.nr: PN2420202 / Hj.m.nr: 278117



**20" Standard m/kompakte dekk**  
m/ titan drivring  
Art.nr: PN1010501 / Hj.m.nr: 239484

**22" Standard m/kompakte dekk**  
m/ titan drivring  
Art.nr: PN1210501 / Hj.m.nr: 278125

**24" Standard m/kompakte dekk**  
m/ titan drivring  
Art.nr: PN1410501 / Hj.m.nr: 278138

Andre drivhjul art.nr: \_\_\_\_\_

[Finn art.nr på drivhjulsvelgeren her](#)

**Svinghjul:****◆ 120 mm S3**

22" - Art.nr: 210 00 20 / Hj.m.nr: 231365  
 24" - Art.nr: 210 00 70 / Hj.m.nr: 230384

**90 mm S3**

20" - Art.nr: 210 00 10 / Hj.m.nr: 235532  
 22" - Art.nr: 210 00 30 / Hj.m.nr: 235532  
 24" - Art.nr: 210 00 90 / Hj.m.nr: 236422

Rens

90 mm svinghjul er standard ved bruk av 20" drivhjul

**Bakaksel:****◆ Karbon 6°**  
Art.nr: 330 30 SB**Karbon 6° + 10 mm**

Ved 20" drivhjul + 120 mm svinghjul  
 Art.nr: 330 31 SB

**Annen bakaksel/forhøyning:**

Rens

**Brems:****◆ B3 Brems**  
Art.nr: 463 02 00  
Hj.m.nr: 292780**Fremflyttet B3 Brems**

Art.nr: 463 03 00  
 Hj.m.nr: 291277

**B3 bremseskiver kompakte dekk**

Brukes med kompakte dekk

Art.nr: 463 02 34  
 Hj.m.nr: 317039

**Bremseskiver for bakoverflyttet B3 brems**

Art.nr: 463 02 36  
 Hj.m.nr: 317038


Rens

Ved ønske om ledsagerbrems bruk bestillingsskjema for Bambino 3, post 13

**Klesbeskytter:****◆ B3 Klesbeskytter**  
Art.nr: 423 50 00  
Hj.m.nr: 292941**Armlene:****Armlene, m/ klesbeskytter**

Art.nr: 440 14 00  
 Hj.m.nr: 296885

Rens

**Setebreddeadapter****Setebreddeadapter, par**

Art.nr: 423 50 20  
 Hj.m.nr: 292942

**Setebreddeadapter, venstre**

Art.nr: 423 50 21  
 Hj.m.nr: 316577

**Setebreddeadapter, høyre**

Art.nr: 423 50 22  
 Hj.m.nr: 316576

Rens

Smalere sittebredde med 7,5 mm per side. Begrenser ryggvinkel framover til maks 16 mm

**Nedfellbare kjørehåndtak:****◆ Faste nedfellbare**

Art.nr: 424 50 00  
 Hj.m.nr: 234366  
 Kun med S3 rygg

**Kjørebøyle:****B3 Kjørebøyle**

Art.nr: 423 30 00  
 Hj.m.nr: 291279

Justerbar vinkel og høyde.  
 Hurtigkoblingsfeste.  
 Kun med B3 rygg.

**Kjørebøyle hev/senk**

Art.nr: 424 00 SB  
 Kun med S3 rygg

Rens

**Sidestøtte:****Sidestøtte**

Art.nr: 423 60 00  
 Hj.m.nr: 296886

Antall: \_\_\_\_\_

**Innstilling:****Venstre**

Standard

Smal 9 mm

**Høyre**

Standard

Smal 9 mm

Rens

**Hodestøtte:****B3 Hodestøtte blå**

Art.nr: 471 01 00  
 Hj.m.nr: 292943

**B3 Hodestøtte sort**

Art.nr: 471 01 00 BL  
 Hj.m.nr: 316626

**Innstilling:**

Lav


Høy

Justerbar vinkel, høyde og dybde. Kan kun benyttes med B3 kjørebøyle.

Rens

**Pute:****Standard sittepute****◆ 2.5 cm**  
Art.nr: 572 SB 34

5 cm  
 Art.nr: 575 SB 34

**Kilepute****Kilepute**

Art.nr: 577 10 SB

Fins ikke i sb 24

**Sitteputer****Les mer her:****Inserto****RoHo****Varilite****Comfort**

Rens

**Hoftebelte:****2-punkt hoftebelte Bodypoint****Hoftebelte S 2,5 cm, 32 cm polstring**

Art.nr: 990 02 62 / Hj.m.nr: 316591

**Hoftebelte S 2,5 cm, 38 cm polstring**

Art.nr: 990 02 63 / Hj.m.nr: 316592

**Hoftebelte M 4 cm, 36 cm polstring**

Art.nr: 990 02 64 / Hj.m.nr: 316588

**Hoftebelte M 4 cm, 36 cm polstring**

Art.nr: 990 02 68 / Hj.m.nr: 316589

**Hoftebelte M 4 cm, 46 cm polstring**

Art.nr: 990 02 69 / Hj.m.nr: 316590

**Hoftebelte L 5 cm, 62 cm polstring**

Art.nr: 990 02 70 / Hj.m.nr: 316587

**4-punkt hoftebelte Bodypoint**

Rens

**Hoftebelte S 2,5 cm, 32 cm polstring**

Art.nr: 990 02 65 / Hj.m.nr: 316597

**Hoftebelte S 2,5 cm, 38 cm polstring**

Art.nr: 990 02 66 / Hj.m.nr: 316598

**Hoftebelte M 4 cm, 36 cm polstring**

Art.nr: 990 02 67 / Hj.m.nr: 316594

**Hoftebelte M 4 cm, 36 cm polstring**

Art.nr: 990 02 71 / Hj.m.nr: 316595

**Hoftebelte M 4 cm, 46 cm polstring**

Art.nr: 990 02 72 / Hj.m.nr: 316596

**Hoftebelte L 5 cm, 62 cm polstring**

Art.nr: 990 02 73 / Hj.m.nr: 316593

**Brystbelte:****Brystsele StayFlex XS**

Art.nr: 990 02 74 / Hj.m.nr: 316613

**Brystsele StayFlex S**

Art.nr: 990 02 75 / Hj.m.nr: 316611

**Brystsele StayFlex M**

Art.nr: 990 02 76 / Hj.m.nr: 316609

**Brystsele Pivofit XXS**

Art.nr: 990 02 77 / Hj.m.nr: 316607

**Brystsele Pivofit XS**

Art.nr: 990 02 78 / Hj.m.nr: 316605

**Brystsele Pivofit S**

Art.nr: 990 02 79 / Hj.m.nr: 316603

**Brystsele Pivofit M**

Art.nr: 990 02 80 / Hj.m.nr: 316601

Rens

**Tilbehør Bambino 3:****B3 Bord**Art.nr: 681 00 00  
Hj.m.nr: 296887**B3 Bord Magnetfeste**Festes på drivhjulet  
Art.nr: 681 00 10  
Hj.m.nr: 296888**Rammebeskytter foran**Settes på rammerør  
Art.nr: 990 02 51  
Hj.m.nr: 178532

Antall: \_\_\_\_\_

**Rammebeskytter bak**Settes på ryggbøyle  
Art.nr: 990 02 51  
Hj.m.nr: 178532**Ryggkile stk:**

Art.nr: 471 00 12

Hj.m.nr: 252498

Gir sidestøtte. Oppgi ønsket side ved bestilling av en stk.

**Feste B3 til Brystbelte**

Art.nr: 471 01 20

Hj.m.nr: 317258

Krever B3 Kjørebøyle

**B3 Brystbelte**

Art.nr: 438 02 38

Hj.m.nr: 202806

**FreeWheel**

Velg FreeWheel etter høyde/cm underlag til overside fotplate

**6 - 11,5 cm** - Art.nr: 260 01 02 / Hj.m.nr: 278254**11,5 - 16,5 cm** - Art.nr: 260 01 05 / Hj.m.nr: 256554**14 - 19 cm** - Art.nr: 260 01 06 / Hj.m.nr: 297054**16,5 - 21,5 cm** - Art.nr: 260 01 07 / Hj.m.nr: 292179**19 - 24 cm** - Art.nr: 260 01 08 / Hj.m.nr: 288349**FreeWheel-kit B3**Velges i kombinasjon med B3 fotplate  
Art.nr: 423 42 SB**Eikebeskyttere:**

Rens

**20" Panthera logo, par**

Art.nr: 450 00 21 / Hj.m.nr: 019540

**22" Panthera logo, par**

Art.nr: 450 01 00 / Hj.m.nr: 016511

**24" Panthera logo, par**

Art.nr: 450 00 00 / Hj.m.nr: 012747

**22" Klar uten logo, par**

Art.nr: 450 01 11 / Hj.m.nr: 317238

**24" Klar uten logo, par**

Art.nr: 450 00 11 / Hj.m.nr: 019539

**20" Splash, par**

Art.nr: 450 03 20 / Hj.m.nr: 317234

**22" Splash, par**

Art.nr: 450 03 22 / Hj.m.nr: 317241

**24" Splash, par**

Art.nr: 450 03 24 / Hj.m.nr: 317251

**20" Bilfelg, par**

Art.nr: 450 01 20 / Hj.m.nr: 317232

**22" Bilfelg, par**

Art.nr: 450 01 22 / Hj.m.nr: 317239

**24" Bilfelg, par**

Art.nr: 450 01 24 / Hj.m.nr: 317249

**20" Ville dyr, par**

Art.nr: 450 04 20 / Hj.m.nr: 317235

**22" Ville dyr, par**

Art.nr: 450 04 22 / Hj.m.nr: 317242

**24" Ville dyr, par**

Art.nr: 450 03 24 / Hj.m.nr: 317252

**20" Smiley, par**

Art.nr: 450 02 20 / Hj.m.nr: 317233

**22" Smiley, par**

Art.nr: 450 02 22 / Hj.m.nr: 317240


**24" Smiley, par**

Art.nr: 450 02 24 / Hj.m.nr: 317250

# Innstillinger - fylles ut etter utprøving hvis ønskelig.

## Innstilling av rygg

Ryggvinkel justeres med ryggskruen i enden av ryggørret.  
Kan justeres fra 12 mm - 24 mm.  
Vinkel måles mellom seteramme og rygggramme.  
Standard er 89° = 18 mm.



Oppgi mål (A) for ønsket ryggvinkel

A = \_\_\_\_ mm

| Grad °     | mm           |
|------------|--------------|
| 96°        | 12 mm        |
| 94°        | 14 mm        |
| 91°        | 16 mm        |
| <b>89°</b> | <b>18 mm</b> |
| 87°        | 20 mm        |
| 85°        | 22 mm        |
| 82°        | 24 mm        |

## Innstilling av ryggtrekk:

Ryggtrekket reguleres med velcrobånd på bakside.



## Bakselinnstilling (balansering av rullestolen)



Standard posisjon = 77 mm

Annen posisjon

Oppgi mål (A) for ønsket posisjon

A = \_\_\_\_ mm

Rens

## Innstilling av fotstøtte:

Oppgi mål (A) og (B) for ønsket høyde på fotstøtte.

Angi dybde:

Angi høyde :



A = \_\_\_\_ mm

B = \_\_\_\_ mm

Standard posisjon <sup>Rens</sup>

Fremflyttet 30 mm

Høy

Lav

<sup>Rens</sup>

Ved 22" drivhjul  
Høy 210 - 310 mm  
Lav 150 - 220 mm

## Transport merking:

**JA**, merk festepunktene på rullestolen for transport i bil



Se bruksanvisning for nærmere retningslinjer.

## Kommentar/annet:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---