

NAV HMS:		Dato:		Best.nr:	
Lev. adr.:		Vår ref:		Serienr:	
NAV formidler:		Tlf:		E-post:	
Formidler		Tlf:		E-post:	
Bruker / SF nr:		Tlf:		E-post:	



## Panthera S3 Swing Lav

Panthera S3 Swing Lav har delte, utsvingbare og avtakbare fotstøtter. Rammekonstruksjonen i front er bred slik at det blir god plass til føttene på underlaget. Setevinkelen er 0 grader. Sittehøyde er 39 cm fremme og bak.

**Tips:** Husk at den reelle setedybden på Panthera rullestolen er 2-6 cm dypere enn oppgitt pga utformingen av ryggtrekket som gir dybde bakover rygggrørene på rullestolen.

Panthera S3 Swing Lav rullestol består av:  
24" standard drivhjul, right run dekk, aluminiumdrivringer, S3 brems, 120 mm svinghjul, tippesikringer, armlene, nedfellbare kjørehåndtak.

◆ = standard konfigurasjon  
Maks brukervekt sb 36-42: 100 kg  
Maks brukervekt sb 45-50: 150 kg

<b>Farge:</b>	◆ Sort	<b>Andre farger</b>	<b>Farge:</b> _____	Rens
		Ved valg av andre farger tilkommer lenger lev.tid på 3 uker og ekstra kostnad på kr 1500,- <a href="#">Se farger her.</a>		

### Setebredde (SB):



- ◆ **36 cm**  
Art.nr: 583 70 36 / HMS art.nr: 265848
- ◆ **39 cm**  
Art.nr: 583 70 39 / HMS art.nr: 316421
- ◆ **42 cm**  
Art.nr: 583 70 42 / HMS art.nr: 244181
- ◆ **45 cm**  
Art.nr: 583 70 45 / HMS art.nr: 253716
- ◆ **50 cm**  
Art.nr: 583 70 50 / HMS art.nr: 269378

### Setedybde (SD):

Setedybde 40 cm



### Sittehøyde:

Rens

Sittehøyde foran: 39 cm  
Sittehøyde bak: 39 cm

Sittehøyde kan endres med drivhjul, svinghjul, gaffler og forhøyningsatser til bakaksel.

### Fotstøtte



#### ◆ Fotplate S3 oppsvingbare

- |         |          |  |
|---------|----------|--|
| Venstre | SB 36    | Art.nr: 670 33 01 / HMS art.nr: 150575 |
|         | SB 39/42 | Art.nr: 670 39 01 / HMS art.nr: 150577 |
|         | SB 45    | Art.nr: 670 45 01 / HMS art.nr: 240263 |
|         | SB 50    | Art.nr: 670 50 01 / HMS art.nr: 150571 |
| Høyre   | SB 36    | Art.nr: 670 33 02 / HMS art.nr: 150575 |
|         | SB 39/42 | Art.nr: 670 39 02 / HMS art.nr: 150576 |
|         | SB 45    | Art.nr: 670 45 02 / HMS art.nr: 150578 |
|         | SB 50    | Art.nr: 670 50 02 / HMS art.nr: 150570 |

#### Fotplate S3 oppsvingbare store

Fremflyttet 80 mm

- |         |          |  |
|---------|----------|--|
| Venstre | SB 36    | Art.nr: 673 33 01 / HMS art.nr: 277733 |
|         | SB 39/42 | Art.nr: 673 39 01 / HMS art.nr: 241676 |
|         | SB 45/50 | Art.nr: 673 45 01 / HMS art.nr: 235118 |
| Høyre   | SB 36    | Art.nr: 673 33 02 / HMS art.nr: 277732 |
|         | SB 39/42 | Art.nr: 673 39 02 / HMS art.nr: 241677 |
|         | SB 45/50 | Art.nr: 673 45 02 / HMS art.nr: 235119 |

#### Helbånd til fotplate, par

Rens

- |          |  |
|----------|--|
| SB 36    | Art.nr: 370 03 35 / HMS art.nr: 178088 |
| SB 39/42 | Art.nr: 370 03 41 / HMS art.nr: 178089 |
| SB 45    | Art.nr: 370 03 47 / HMS art.nr: 178090 |
| SB 50    | Art.nr: 370 03 52 / HMS art.nr: 178091 |



### Rygg

#### Standard rygg:



**20 cm**  
Art.nr: 523 SB 20  
Ikke til sb 50

**25 cm**  
Art.nr: 523 SB 25

◆ **30 cm**  
Art.nr: 523 SB 30

**35 cm**  
Art.nr: 523 SB 35

**40 cm**  
Art.nr: 523 SB 40

**45 cm**  
Art.nr: 523 SB 45

#### Innsvingt rygg:

Innsvingt 1,5 cm på hver side øvre del av rygg.

**30 cm**  
Art.nr: 525 SB 30

**35 cm**  
Art.nr: 525 SB 35

**40 cm**  
Art.nr: 525 SB 40

#### Bakoverflyttet rygg:

Øker setedybde 2,5 cm

**25 cm**  
Art.nr: 524 SB 25

**30 cm**  
Art.nr: 524 SB 30

**35 cm**  
Art.nr: 524 SB 35

**40 cm**  
Art.nr: 524 SB 40

#### V-Trak og andre spesialrygger:

Rens

[Panthera rygg](#)  
[V-Trak ryggssystem](#)

Uten ryggtrekk, kun ramme

Legglengde & Putehøyde

Legglengde: \_\_\_\_\_ cm

Putehøyde: \_\_\_\_\_ cm

**Drivhjul: Hjul**

- 22" Standard
- ◆ 24" Standard

Rens

**Dekk**

Rens

**Drivring**

Rens



24" Spinergy X

25" Spinergy X

26" Spinergy X

Spinergy X hjul gir rullestolen 1 kg lavere egenvekt

24" MTB Offroad  
m/16 mm titandrivring25" MTB Offroad  
m/19 mm titandrivring26" MTB Offroad  
m/19 mm titandrivring[Finn art.nr på drivhjulsselgeren her](#)

Andre drivhjul art.nr: \_\_\_\_\_

◆ **Right Run dekk**

Allround dekk, lettjørt, god punkteringsbeskyttelse

**Schwalbe One dekk** kun til 24" og 25"

Lav vekt og svært lettjørt

**Marathon Plus dekk**

Ekstrem punkteringsbeskyttelse, litt mønster

**Kompakte dekk**

Krever bremseskiver

◆ **Aluminium drivring**, kun 24"

Glatt overflate, lav vekt

**Aluminium X drivring**, 24" - 26"

Glatt overflate, lav vekt

**Titan drivring 16 mm**

Glatt overflate

**Paragrip drivring**

Litt friksjon

**Tetragrip drivring**

Mye friksjon

**Gekko drivring**

Litt friksjon, silikonstripe

**Gekko S drivring**

Litt friksjon, silikonstripe, small

**Titan drivring 19 mm**

Glatt overflate, bøyde ører

**Enhåndsdrift:**

22" Enhåndsdrift m/alu drivring

24" Enhåndsdrift m/alu drivring

26" Enhåndsdrift m/alu drivring

22" Enhåndsdrift m/friksjonsdrivring

24" Enhåndsdrift m/friksjonsdrivring

26" Enhåndsdrift m/friksjonsdrivring

Høyre

Venstre

**Bakaksel**

Gjør stolen 8 mm lavere bak

**Drivaksel konisk**

Enhåndsdrift gir ca 2 kg ekstra vekt og 3 cm ekstra på totalbredde. Ved valg av armlene, må armlene 26" benyttes.

**Ledsagerbrems:****Ledsagerbrems**Inkl bakaksel, kjørebøyle, drivhjul u/drivring  
Ved kominasjon med armlene kreves det armlene for 26" armlene.

Annet: \_\_\_\_\_

Rens

**Dekk****Right Run dekk**

Allround dekk, lettjørt, god punkteringsbeskyttelse

**Kompakte dekk, grå**

Kan ikke punktere, vedlikeholdsfrie

**Marathon Plus dekk**

Ekstrem punkteringsbeskyttelse, litt mønster

Rens

**Drivring****Titan drivring**

Glatt overflate

**Paragrip drivring**

Litt friksjon

**Tetragrip drivring**

Mye friksjon

Rens

**Svinghjul med gaffler:**◆ **120 mm S3**24" - Art.nr: 210 00 20 / HMS art.nr: 231365  
25" - Art.nr: 210 00 40 / HMS art.nr: 244877  
26" - Art.nr: 210 00 70 / HMS art.nr: 230384**90 mm S3**22" - Art.nr: 210 00 10 / Hj.m.nr: 235532  
24" - Art.nr: 210 00 30 / Hj.m.nr: 235534  
25" - Art.nr: 210 00 60 / Hj.m.nr: 269886  
26" - Art.nr: 210 00 90 / Hj.m.nr: 236422**150 mm S3**

26" - Art.nr: 210 00 50 / HMS art.nr: 287187

Rens

**Bakaksel:**◆ **Karbon 2,2° + 1,5 cm**

Art.nr: 330 23 SB+1

Denne bakakselen benyttes ved bruk av armlene

**Karbon standard 2,2°**

Art.nr: 330 23 SB

**Alternativ bakaksel:**

Rens

**Brems:**◆ **S3 Brems**

Art.nr: 463 00 00 / HMS art.nr: 239395

**S3 Brems forlenget håndtak**

Art.nr: 463 00 20 / HMS art.nr: 269893

**S3 Brems framflyttet**

Art.nr: 463 00 10 / HMS art.nr: 256440

**S3 Brems bakoverflyttet**

Art.nr: 463 01 20 / HMS art.nr: 255351

**S3 bremseskiver kompakte dekk**

Art.nr: 463 01 50 / HMS art.nr: 278018

**Enhåndsbrems høyre**SB 36/39 - Art.nr: 367 36 39 / HMS art.nr: 027194  
SB 42/45 - Art.nr: 367 42 45 / HMS art.nr: 027195  
Fins ikke til sb 50**Enhåndsbrems venstre**SB 36/39 - Art.nr: 368 36 39 / HMS art.nr: 027197  
SB 42/45 - Art.nr: 368 42 45 / HMS art.nr: 027198  
Fins ikke til sb 50

Rens

**Tippesikring:****Tippesikring**Art.nr: 435 50 00  
HMS art.nr: 317366**Tippesikring +30 mm**Art.nr: 435 34 30  
HMS art.nr: 317363**Tippesikring + 60 mm**Art.nr: 435 30 60  
HMS art.nr: 278259

Rens

Ved forhøyning av sitte høyde bør det brukes forlengede tippesikringer, se oversikt [her](#)**Armlene:****Armlene 26"** justerbar høyde og dybde  
Art.nr: 440 13 00 / HMS art.nr: 253614

Kan kun kombineres med armlene for 26"

Rens

**Klesbeskytter:**

Ved 22" drivhjul benyttes 24" klesbeskyttere og ved 24" drivhjul benyttes 26" klesbeskyttere

**S3 Myk skjerm**

24" - Art.nr: 440 24 30 / HMS art.nr: 278227

26" - Art.nr: 440 26 30 / HMS art.nr: 278232

**Karbon uten skjerm**

24" - Art.nr: 442 10 30 / HMS art.nr: 278215

26" - Art.nr: 442 16 30 / HMS art.nr: 278220

**Karbon liten skjerm**

24" - Art.nr: 442 20 30 / HMS art.nr: 255643

26" - Art.nr: 442 26 30 / HMS art.nr: 278214

**Karbon stor skjerm**

24" - Art.nr: 442 30 30 / HMS art.nr: 278221

26" - Art.nr: 442 36 30 / HMS art.nr: 252412

**Nedfellbare kjørehåndtak:****Faste nedfellbare**Art.nr: 424 50 00  
HMS art.nr: 234366**Kjørehåndtak:****Hev/senk & innsvingbare**

Art.nr: 425 20 60 / HMS art.nr: 230385

**Hev/senk & innsvingbare +10 cm**

Art.nr: 425 20 63 / HMS art.nr: 244868

**Kjørebøyle:****Kjørebøyle hev/senk**

Art.nr: 424 00 SB

Rens

**Pute:****Standard sittepute****5 cm**

Art.nr: 575 SB 40

**2,5 cm**

Art.nr: 572 SB 40

**Sitteputer****Les mer her:****Inserto****RoHo****Varilite****Comfort**

Rens

**Seteveske:****Seteveske**

Festes i setetrekk. Har magnetlukking, glidelås og flere lommer.

Art.nr: 990 02 12 / HMS art.nr: 236919

**Seteveske**

Festes i sittepute. Har magnetlukking, glidelås og flere lommer.

Art.nr: 990 02 13 / HMS art.nr: 252501

**Tilbehør:****S3 Bord**

Høydereguleres og dybdereguleres. Festes i bakkant armlene.

Art.nr: 681 00 20 / HMS art.nr: 297549

Les mer [her](#)**Ryggkile stk:**

Gir sidestøtte. Oppgi ønsket side ved bestilling av en stk.

Art.nr: 471 00 12 / HMS art.nr: 252498


Les mer [her](#)**Krykkehoder S3 stk:**

Hekter krykken enkelt av og på rullestolen. 1 stk per krykke.

Art.nr: 990 03 01 / HMS art.nr: 243455

Les mer [her](#)**Brystbelte str:**

Elastisk neoprenbånd m/ borrelås som gir bedre støtte til overkropp.

Se utvalg [her](#)**Kilepute**

Gir stolen en mer horisontal setevinkel. 3 cm tykk i bakkant.

Art.nr: 577 10 SB

Les mer [her](#)**Polstring type:**

For å redusere trykk og øke komforten mot harde flater.

Se utvalg [her](#)**Kompressorpumpe**

Oppladbar pumpe til luft i hjul ol.

Art.nr: 490 00 13 / HMS art.nr: 313904

Les mer [her](#)**ReTyre par:**

Grovmønstret dekk som plasseres enkelt utenpå eksisterende dekk, og som gir økt grep på snø, glatt eller ujevne underlag.

24" - Art.nr: 110 03 00 / HMS art.nr: 288487

25" - Art.nr: 110 03 05 / HMS art.nr: 301263

26" - Art.nr: 110 03 06 / HMS art.nr: 317049

Les mer [her](#)**Ryggsekk hygiene**

Spesial veske for hygieneartikler, bleier, kateter, uridom, stomiutstyr etc.

Art.nr: 990 02 61 / HMS art.nr: 278242

Les mer [her](#)**Hansker type:**

Beskytter hendene og gir et bedre grep.

Se utvalg [her](#)

**Rullestøtøfler farge:**

Unngå å dra inn søle, vann og støv fra drivhjulene.  
 Beige - Art.nr: 130 024 / HMS art.nr: 234449  
 Blå - Art.nr: 130 124 / HMS art.nr: 234450  
 Lilla - Art.nr: 130 224 / HMS art.nr: 234451

Annet tilbehør:

---



---

**Rullestolveske type:**

Avtagbare vesker som festes rett på rullestolen

Se utvalg [her](#)**Innfesting rullestolveske:**

Innfesting til vesker som festes rett på rullestolen

Se utvalg [her](#)

Høyre Venstre

**Innstillinger - fylles ut etter utprøving hvis ønskelig.****Bakselinnstilling** (balansering av rullestolen)

Standard posisjon = S3 Karbon bakaksel = 40 mm

Rens

Annen posisjon

Oppgi mål (A) for ønsket posisjon

A = \_\_\_\_ mm

**Innstilling av fotstøtte:**

Oppgi mål (A) og (B) for ønsket høyde på fotstøtte.

A = \_\_\_\_ mm B = \_\_\_\_ mm

**Standardhøyder**

Mål - A = fra gulv til overside fotbøyle / fotplate.  
 Gjelder m/ 24" drivhjul.

Andre høyder krever tilpassing.

	Fotplater	Forlengt fotstøtte rør	Fotplate
Hull 1	A = 55 mm	A = 35 mm	A = 65 mm
Hull 2	A = 75 mm	A = 55 mm	A = 85 mm
Hull 3	A = 95 mm	A = 75 mm	A = 105 mm
Hull 4	A = 115 mm	A = 95 mm	A = 125 mm
Hull 5	A = 135 mm	A = 115 mm	A = 145 mm

**Innstilling av rygg**

Ryggvinkel justeres med ryggskruen i enden av ryggørret.  
 Kan justeres fra 11 mm - 26 mm.  
 Vinkel måles mellom seteramme og rygggramme.  
 Standard er 87° = 20 mm.



Oppgi mål (A) for ønsket ryggvinkel

A = \_\_\_\_ mm

Grad °	mm
103 °	11 mm
100 °	12 mm
95 °	14 mm
90 °	17 mm
<b>87 °</b>	<b>20 mm</b>
84 °	23 mm
81 °	26 mm

**Innstilling av ryggtrekk:**

Ryggtrekket reguleres med velcrobånd på bakside.

**Transport merking:****JA**, merk festepunktene på rullestolen for transport i bil

Se bruksanvisning for nærmere retningslinjer.

Kommentar/Annet:

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---