

NAV HMS:		Dato:		Best.nr:	
Lev. adr.:		Vår ref:		Serienr:	
NAV formidler:		Tlf:		E-post:	
Formidler		Tlf:		E-post:	
Bruker / SF nr:		Tlf:		E-post:	

Panthera S3 Large

Panthera S3-U3 serien er standardstolen for alle som trenger en lettkjørt rullestol med lav vekt. Setevinkelen er 7 grader. Stolen er 50 mm lengere og 25 mm høyere.

Tips: Husk at den reelle setedybden på Panthera rullestolen er 2-6 cm dypere enn oppgitt pga utformingen av ryggtrekket som gir dybde bakenfor ryggrorene på rullestolen.

Panthera S3 Large rullestol består av;
24" Standard drivhjul, right run dekk, aluminiumdrivringer,
S3 Brems, 120 mm svinghjul, S3 klesbeskyttere, tippesikring
kjørehåndtak.

◆ = standard konfigurasjon
Maks brukervekt sb 45-50: 150 kg



Farge:

◆ Sort

Andre farger

Ved valg av andre farger tilkommer lenger lev.tid på 3 uker og ekstra kostnad på kr 1500,- [Se farger her.](#)

Farge: _____

Rens

Setebredde (SB):



- ◆ 39 cm
Art.nr: 554 39 00 / HMS art.nr: 232742
- ◆ 42 cm
Art.nr: 554 42 00 / HMS art.nr: 230270
- ◆ 45 cm
Art.nr: 554 45 00 / HMS art.nr: 231681
- ◆ 50 cm
Art.nr: 554 50 00 / HMS art.nr: 316419

Setedybde (SD):

Setedybde 45 cm



Sittehøyde:

Rens

Sittehøyde foran: 45,5 cm
Sittehøyde bak: 49,5 cm

Sittehøyde kan endres med drivhjul,
svinghjul, gaffer og forhøyningssatser
for bakaksel

Rygg

Standard rygg:



20 cm
Art.nr: 523 SB 20
Ikke til sb 50

25 cm
Art.nr: 523 SB 25

◆ 30 cm
Art.nr: 523 SB 30

35 cm
Art.nr: 523 SB 35

40 cm
Art.nr: 523 SB 40

45 cm
Art.nr: 523 SB 45

Innsvingt rygg:

Innsvingt 1,5 cm på hver
side av øvre del på rygg.

30 cm
Art.nr: 525 SB 30

35 cm
Art.nr: 525 SB 35

40 cm
Art.nr: 525 SB 40

Bakoverflyttet rygg:

Øker setedybde 2,5 cm

25 cm
Art.nr: 524 SB 25

30 cm
Art.nr: 524 SB 30

35 cm
Art.nr: 524 SB 35

40 cm
Art.nr: 524 SB 40

V-Trak og andre spesialrygger:

Rens

[Panthera rygg](#)
[V-Trak ryggssystem](#)

Uten ryggtrekk, kun ramme

Legglengde & Putehøyde

Legglengde: _____ cm

Putehøyde: _____ cm

Fotstøtte



◆ Fotbøyle, forsterket
til FreeWheel

SB 39 Art.nr: 361 11 39 / Hj.m.nr: 196727
SB 42 Art.nr: 361 11 42 / Hj.m.nr: 196697
SB 45 Art.nr: 361 11 45 / Hj.m.nr: 196729
SB 50 Art.nr: 361 11 50 / Hj.m.nr: 316472

Rens



Fotplate S3 oppsvingbar

Venstre	SB 39/42	Art.nr: 670 39 01 / HMS art.nr: 150577
	SB 45	Art.nr: 670 45 01 / HMS art.nr: 240263
	SB 50	Art.nr: 670 50 01 / HMS art.nr: 150571
Høyre	SB 39/42	Art.nr: 670 39 02 / HMS art.nr: 150576
	SB 45	Art.nr: 670 45 02 / HMS art.nr: 150578
	SB 50	Art.nr: 670 50 02 / HMS art.nr: 150570

Fotplate S3 oppsvingbar forlenget

Forlenget fotstøtte rør 40 mm

Venstre	SB 39/42	Art.nr: 672 39 01 / HMS art.nr: 150583
	SB 45	Art.nr: 672 45 01 / HMS art.nr: 150585
	SB 50	Art.nr: 672 50 01 / HMS art.nr: 150573
Høyre	SB 39/42	Art.nr: 672 39 02 / HMS art.nr: 150582
	SB 45	Art.nr: 672 45 02 / HMS art.nr: 150584
	SB 50	Art.nr: 672 50 02 / HMS art.nr: 150570

Fotplate S3 oppsvingbar stor

Fremflyttet 80 mm

Venstre	SB 39/42	Art.nr: 673 39 01 / HMS art.nr: 241676
	SB 45/50	Art.nr: 673 45 01 / HMS art.nr: 235118
Høyre	SB 39/42	Art.nr: 673 39 02 / HMS art.nr: 241677
	SB 45/50	Art.nr: 673 45 02 / HMS art.nr: 235119

Rens

Fotplate S3 oppsvingbar forlenget stor

Fremflyttet 80 mm og forlenget fotstøtte rør 40 mm

Venstre	SB 39/42	Art.nr: 674 39 01 / HMS art.nr: 311247
	SB 45/50	Art.nr: 674 45 01 / HMS art.nr: 316527
Høyre	SB 39/42	Art.nr: 674 39 02 / HMS art.nr: 311248
	SB 45/50	Art.nr: 674 45 02 / HMS art.nr: 316526

Fotplate karbon

Fastmontert i ramme

SB 30 Art.nr: 650 40 30 / Hj.m.nr: 316511
 SB 33 Art.nr: 650 40 33 / Hj.m.nr: 316512
 SB 36 Art.nr: 650 40 36 / Hj.m.nr: 316513
 SB 39 Art.nr: 650 40 39 / Hj.m.nr: 316514
 SB 42 Art.nr: 650 40 42 / Hj.m.nr: 316515
 SB 45 Art.nr: 650 40 45 / Hj.m.nr: 316516



Tilbehør til fotstøtte



Plastplate til fotbøyle

Art.nr: 360 10 SB



Helbånd til fotplater, par

SB 39/42 Art.nr: 370 03 41 / Hj.m.nr: 178089
SB 45 Art.nr: 370 03 47 / Hj.m.nr: 178090
SB 50 Art.nr: 370 03 52 / Hj.m.nr: 178091

Fotplate karbon

Fastmontert i fotbøyle

Art.nr: 400 40 42

Fotplate karbon Freewheel

Fastmontert i fotbøyle

Art.nr: 400 40 41

Friksjonsbelegg 3M

Slitesterk, ruglete til sko
Art.nr: 100 228 / HMS art.nr: 211754



Drivhjul:

Hjul



◆ **24" Standard**

Rens



24" Spinerger X

25" Spinerger X

26" Spinerger X

Spinerger X hjul gir rullestolen 1 kg lavere egenvekt



24" MTB Offroad

m/16 mm titandrivring

25" MTB Offroad

m/19 mm titandrivring

26" MTB Offroad

m/19 mm titandrivring

[Finn art.nr på drivhjulsvelgeren her](#)

Andre drivhjul art.nr: _____

Dekk



◆ **Right Run dekk**

Allround dekk, lettkjørt, god punkteringsbeskyttelse

Schwalbe One dekk kun til 24" og 25"

Lav vekt og svært lettkjørt

Marathon Plus dekk

Ekstrem punkteringsbeskyttelse, litt mønster

Kompakte dekk

Krever bremseskiver

Rens

Drivring



◆ **Aluminium drivring, kun 24"**

Glatt overflate, lav vekt

Aluminium X drivring, 24" - 26"

Glatt overflate, lav vekt

Titan drivring 16 mm

Glatt overflate

Paragrip drivring

Litt friksjon

Tetragrip drivring

Mye friksjon

Gekko drivring

Litt friksjon, silikonstripe

Gekko S drivring

Litt friksjon, silikonstripe, small

Titan drivring 19 mm

Glatt overflate, bøyde ører

Rens

Enhåndsdrift:

22" Enhåndsdrift m/alu drivring

24" Enhåndsdrift m/alu drivring

26" Enhåndsdrift m/alu drivring

22" Enhåndsdrift m/friksjonsdrivring

24" Enhåndsdrift m/friksjonsdrivring

26" Enhåndsdrift m/friksjonsdrivring

Rens

Høyre

Rens

Venstre

Bakaksel

Gjør stolen 8 mm lavere bak

Drivaksel konisk

Rens

Enhåndsdrift gir ca 2 kg ekstra vekt og 3 cm ekstra på totalbredde. Ved valg av armlene, må armlene 26" benyttes.

Ledsagerbrems:



Ledsagerbrems

Inkl bakaksel, kjøreboyle, drivhjul u/drivring
Ved kominasjon med armlene kreves det armlene for 26" armlene.

Rens

Dekk

Right Run dekk

Allround dekk, lettkjørt, god punkteringsbeskyttelse

Kompakte dekk, grå

Kan ikke punktere, vedlikeholdsfrie

Marathon Plus dekk

Ekstrem punkteringsbeskyttelse, litt mønster

Rens

Drivring

Rens

Titan drivring

Glatt overflate

Paragrip drivring

Litt friksjon

Tetragrip drivring

Mye friksjon

Annet: _____

Svinghjul m/ gaffer:**◆ 120 mm S3**

24" - Art.nr: 210 00 70 / Hj.m.nr: 230384
 25" - Art.nr: 210 01 00 / Hj.m.nr: 240268
 26" - Art.nr: 210 00 77 / Hj.m.nr: 240263

**90 mm S3**

24" - Art.nr: 210 00 90 / Hj.m.nr: 236422
 25" - Art.nr: 210 00 67 / Hj.m.nr: 278169
 26" - Art.nr: 210 00 97 / Hj.m.nr: 278173

**150 mm S3**

24" - Art.nr: 210 00 50 / Hj.m.nr: 287187
 25" - Art.nr: 210 00 80 / Hj.m.nr: 317278
 26" - Art.nr: 210 02 04 / Hj.m.nr: 317279

Rens

Bakaksel:**◆ Karbon standard 2,2°**

Art.nr: 330 23 SB

Karbon 2,2° + 15mm

Art.nr: 330 23 SB+1

Denne bakakselen benyttes ved bruk av armlene.

Annen bakaksel:

Rens

Brems:**◆ S3 Brems**

Art.nr: 463 00 00 / HMS art.nr: 239395

S3 Brems forlenget håndtak

Art.nr: 463 00 20 / HMS art.nr: 269893

S3 Brems framflyttet

Art.nr: 463 00 10 / HMS art.nr: 256440

S3 Brems bakoverflyttet

Art.nr: 463 01 20 / HMS art.nr: 255351

S3 bremseskive kompakte dekk

Art.nr: 463 01 50 / HMS art.nr: 278018

Enhåndsbrems høyre Fins ikke til sb 50

SB 36/39 - Art.nr: 367 36 39 / HMS art.nr: 027194

SB 42/45 - Art.nr: 367 42 45 / HMS art.nr: 027195

Rens

Enhåndsbrems venstre Fins ikke til sb 50

SB 36/39 - Art.nr: 368 36 39 / HMS art.nr: 027197

SB 42/45 - Art.nr: 368 42 45 / HMS art.nr: 027198

Tippesikring:**◆ Tippesikring**Art.nr: 435 30 80
HMS art.nr: 236780**Tippesikring +30 mm**Art.nr: 435 30 85
HMS art.nr: 317355Ved forhøyning av sittehøyde bør det brukes forlengede tippesikringer, se oversikt [her](#)

Rens

Klesbeskytter:

På S3 Large brukes klesbeskytter og armlene for 24" på stoler med 24", 25" og 26" drivhjul.

◆ S3 Myk skjerm

24" - Art.nr: 440 24 30 / HMS art.nr: 278227

**Karbon uten skjerm**

24" - Art.nr: 442 10 30 / Hj.m.nr: 278215

**Karbon liten skjerm**

24" - Art.nr: 442 20 30 / HMS art.nr: 255643

**Karbon stor skjerm**

24" - Art.nr: 442 30 30 / HMS art.nr: 278221



Rens

Armlene:**Armlene 24/25" justerbar høyde og dybde**

Art.nr: 440 12 00 / HMS art.nr: 231702

Nedfellbare kjørehåndtak:**◆ Faste nedfellbare**Art.nr: 424 50 00
HMS nr: 234366**Kjørehåndtak:****Hev/senk & innsvingbare**

Art.nr: 425 20 60 / HMS art.nr: 230385

Hev/senk & innsvingbare +10 cm

Art.nr: 425 20 63 / HMS art.nr: 244868

Kjørebøyle:**Kjørebøyle hev/senk**

Art.nr: 424 00 SB

Rens

Pute:**Standard sittepute****5 cm**

Art.nr: 575 SB 45

Sitteputer**Les mer her:****Inserto****RoHo****Varilite****Comfort**

Rens

Tilbehør:**Freewheel**

Krever forsterket fotbøyle
 Hjelper deg når du ønsker å ta deg frem på snø, skogstier, gressplen eller fortauskanter
 Velg FreeWheel etter høyde/cm underlag til overside fotplate

6 - 11,5 cm - Art.nr: 260 01 02 / Hj.m.nr: 278254

11,5 - 16,5 cm - Art.nr: 260 01 05 / Hj.m.nr: 256554

14 - 19 cm - Art.nr: 260 01 06 / Hj.m.nr: 297054

16,5 - 21,5 cm - Art.nr: 260 01 07 / Hj.m.nr: 292179

19 - 24 cm - Art.nr: 260 01 08 / Hj.m.nr: 288349

Les mer [her](#)**Transporttrekk**

Til FreeWheel
 Trekk til å frakte FreeWheel.
 Art.nr: 100 229 / HMS art.nr: 207060

Les mer [her](#)**Krykkeholder S3 stk:**

Hekter krykken enkelt av og på rullestolen.
 1 stk per krykke.

Art.nr: 990 03 01 / HMS art.nr: 243455

Les mer [her](#)**Seteveske**

Festes i setetrekk. Har magnetlukking, glidelås og flere lommer.
 Art.nr: 990 02 12 / HMS art.nr: 236919

Les mer [her](#)**Seteveske**

Festes i sittepute. Har magnetlukking, glidelås og flere lommer.
 Art.nr: 990 02 13 / HMS art.nr: 252501

Les mer [her](#)**Kompressorpumpe**

Oppladbar pumpe til luft i hjul ol.


Art.nr: 490 00 13 / HMS art.nr: 313904

Les mer [her](#)**Ryggkile stk:**

Gir sidestøtte. Oppgi ønsket side ved bestilling av en stk.

Art.nr: 471 00 12 / HMS art.nr: 252498

Les mer [her](#)



Kilepute

Gir stolen en mer horisontal setevinkel.
3 cm tykk i bakkant.

Les mer [her](#)

Art.nr: 577 10 SB



Brystbelte str:

Elastisk neoprenbånd
m/ borrelås som gir bedre støtte
til overkropp.

Se utvalg [her](#)



Polstring type:

For å redusere trykk og øke
komforten mot harde flater.

Se utvalg [her](#)



Ryggsekk hygiene

Spesial veske for hygieneartikler,
bleier, kateter, uridom, stomiutstyr
etc.

Art.nr: 990 02 61 / HMS art.nr: 278242

Les mer [her](#)



Rullestoltøfler farge:

Unngå å dra inn søle, vann og
støv fra drivhjulene.

Beige - Art.nr: 130 024 / HMS art.nr: 234449

Blå - Art.nr: 130 124 / HMS art.nr: 234450

Lilla - Art.nr: 130 224 / HMS art.nr: 234451

Annet tilbehør:



S3 Bord

Høydereguleres og dybde reguleres.
Festes i bakkant armene.

Art.nr: 681 00 20/ HMS art.nr: 297549

Les mer [her](#)



ReTyre par:

Grov mønstret dekk som plasseres enkelt
utenpå eksisterende dekk, og som gir økt grep
på snø, glatt eller ujevne underlag.

24" - Art.nr: 110 03 00 / HMS art.nr: 288487

25" - Art.nr: 110 03 05 / HMS art.nr: 301263

26" - Art.nr: 110 03 06 / HMS art.nr: 317049



Hansker type:

Beskytter hendene og gir et
bedre grep.

Se utvalg [her](#)



Rullestol veske type:

Avtagbare vesker som
festes rett på rullestolen

Se utvalg [her](#)

Innfesting

rullestol veske:

Innfesting til vesker som
festes rett på rullestolen

Se utvalg [her](#)

Høyre Venstre

Innstillinger - fylles ut etter utprøving hvis ønskelig.

Bakakselinnstilling (balansering av rullestolen)



Standard posisjon = S3 Karbon bakaksel = 60 mm
(6 ° Kamber bakaksel = 31 mm)
(Karbon bakaksel = 40 mm)


Rens

Annen posisjon Oppgi mål (A) for ønsket posisjon

A = ____ mm

Innstilling av fotstøtte:

Oppgi mål (A) og (B) for ønsket høyde på fotstøtte.



Standardhøyder

Mål - A = fra gulv til overside
fotbøyle / fotplate.
Gjelder m/ 24" drivhjul.

Andre høyder krever
tilpassing.

	Standard / liten fotbøyle	Forlengt forsterket fotbøyle	Fotplate
Hull 1	A = 55 mm	A = 35 mm	A = 65 mm
Hull 2	A = 75 mm	A = 55 mm	A = 85 mm
Hull 3	A = 95 mm	A = 75 mm	A = 105 mm
Hull 4	A = 115 mm	A = 95 mm	A = 125 mm
Hull 5	A = 135 mm	A = 115 mm	A = 145 mm

Innstilling av rygg

Ryggvinkel justeres med ryggskruen i enden av ryggørret.

Kan justeres fra 11 mm - 26 mm.

Vinkel måles mellom seteramme og rygggramme.

Standard er 87° = 20 mm.



Oppgi mål (A) for ønsket ryggvinkel

A = ____ mm

Grad °	mm
103 °	11 mm
100 °	12 mm
95 °	14 mm
90 °	17 mm
87 °	20 mm
84 °	23 mm
81 °	26 mm

Innstilling av ryggtrekk:

Ryggtrekket reguleres med velcrobånd på bakside.



Transport merking:

JA, merk festepunktene på rullestolen for transport i bil



Se bruksanvisning for nærmere retningslinjer.

Kommentar/Annet:
