

NAV HMS:		Dato:		Best.nr:	
Lev. adr.:		Vår ref:		Serienr:	
NAV formidler:		Tlf:		E-post:	
Formidler		Tlf:		E-post:	
Bruker / SF nr:		Tlf:		E-post:	

Panthera S3



Panthera S3-U3 serien er standardstolen for alle som trenger en lettkjørt rullestol med lav vekt. Setevinkelen er 7 grader.

Tips: Husk at den reelle setedybden på Panthera rullestolen er 2-6 cm dypere enn oppgitt pga utformingen av ryggtrekket som gir dybde bakenfor ryggrorene på rullestolen.

Panthera S3 rullestol består av;
24" Standard drivhjul, right run dekk, aluminumdrivringer,
S3 Brems, 120 mm svinghjul, S3 klesbeskyttere, tippesikring,
nedfellbare kjørehåndtak.

◆ = standard konfigurasjon
Maks brukervekt sb 33-42: 100 kg
Maks brukervekt sb 45-50: 150 kg

Farge: ◆ Sort

Andre farger
Ved valg av andre farger tilkommer lenger lev.tid på 3 uker og ekstra kostnad på kr 1500,- [Se farger her.](#)

Farge: _____ Rens

Setebredde (SB):



- ◆ 33 cm
Art.nr: 548 33 00 / HMS art.nr: 236765
- ◆ 36 cm
Art.nr: 548 36 00 / HMS art.nr: 233072
- ◆ 39 cm
Art.nr: 548 39 00 / HMS art.nr: 231908
- ◆ 42 cm
Art.nr: 548 42 00 / HMS art.nr: 230006
- ◆ 45 cm
Art.nr: 548 45 00 / HMS art.nr: 232348
- ◆ 50 cm
Art.nr: 548 50 00 / HMS art.nr: 234576

Setedybde (SD):

Setedybde 40 cm



Sittehøyde: _____ Rens

Sittehøyde foran: 47 cm
Sittehøyde bak: 43 cm

Sittehøyde kan endres med drivhjul, svinghjul, gafler og forhøyningssatser for bakaksel

Rygg

Standard rygg:



- | | |
|--|----------------------------|
| 20 cm
Art.nr: 523 SB 20
Ikke til sb 50 | 35 cm
Art.nr: 523 SB 35 |
| 25 cm
Art.nr: 523 SB 25 | 40 cm
Art.nr: 523 SB 40 |
| ◆ 30 cm
Art.nr: 523 SB 30 | 45 cm
Art.nr: 523 SB 45 |

Innsvingt rygg:
Innsvingt 1,5 cm på hver side av øvre del på rygg.

- | |
|----------------------------|
| 30 cm
Art.nr: 525 SB 30 |
| 35 cm
Art.nr: 525 SB 35 |
| 40 cm
Art.nr: 525 SB 40 |

Bakoverflyttet rygg:
Øker setedybde 2,5 cm

- | |
|----------------------------|
| 25 cm
Art.nr: 524 SB 25 |
| 30 cm
Art.nr: 524 SB 30 |
| 35 cm
Art.nr: 524 SB 35 |
| 40 cm
Art.nr: 524 SB 40 |

V-Trak og andre spesialrygger: _____ Rens

[Panthera rygg](#)
[V-Trak ryggssystem](#)

Uten ryggtrekk, kun ramme

Legglengde & Putehøyde

Legglengde: _____ cm

Putehøyde: _____ cm

Fotstøtte



- ◆ **Fotbøyle titan**
For SB 36 - 45
SB 36 Art.nr: 360 01 36 / Hj.m.nr: 277721
SB 39 Art.nr: 360 01 39 / Hj.m.nr: 137173
SB 42 Art.nr: 360 01 42 / Hj.m.nr: 316484
SB 45 Art.nr: 360 01 45 / Hj.m.nr: 316485
For SB 50 bruk fotbøyle forsterket



- ◆ **Fotbøyle titan, kort helbøyle**
For SB 33
SB 33 Art.nr: 360 01 34 / Hj.m.nr: 277719



- Fotbøyle, forsterket**
til FreeWheel
SB 33 Art.nr: 717 01 90 / Hj.m.nr: 277715
SB 36 Art.nr: 361 11 36 / Hj.m.nr: 196726
SB 39 Art.nr: 361 11 39 / Hj.m.nr: 196727
SB 42 Art.nr: 361 11 42 / Hj.m.nr: 196697
SB 45 Art.nr: 361 11 45 / Hj.m.nr: 196729
◆ SB 50 Art.nr: 361 11 50 / Hj.m.nr: 316472



Fotplate S3 oppsvingbar forlenget

Forlenget fotstøtte rør 40 mm

Venstre	SB 33/36	Art.nr: 672 33 01 /	HMS art.nr: 150581
	SB 39/42	Art.nr: 672 39 01 /	HMS art.nr: 150583
	SB 45	Art.nr: 672 45 01 /	HMS art.nr: 150585
	SB 50	Art.nr: 672 50 01 /	HMS art.nr: 150573
Høyre	SB 33/36	Art.nr: 672 33 02 /	HMS art.nr: 150580
	SB 39/42	Art.nr: 672 39 02 /	HMS art.nr: 150582
	SB 45	Art.nr: 672 45 02 /	HMS art.nr: 150584
	SB 50	Art.nr: 672 50 02 /	HMS art.nr: 150570



Andre drivhiul art.nr:

Litt friksjon, silikonstripe, small

Marathon Plus dekk

Mye friksjon

Annet:

Svinghjul m/ gafler:



◆ **120 mm S3**

24" - Art.nr: 210 00 70 / Hj.m.nr: 230384
25" - Art.nr: 210 01 00 / Hj.m.nr: 240268
26" - Art.nr: 210 00 77 / Hj.m.nr: 240263



90 mm S3

24" - Art.nr: 210 00 90 / Hj.m.nr: 236422
25" - Art.nr: 210 00 67 / Hj.m.nr: 278169
26" - Art.nr: 210 00 97 / Hj.m.nr: 278173



150 mm S3

24" - Art.nr: 210 00 50 / Hj.m.nr: 287187
25" - Art.nr: 210 00 80 / Hj.m.nr: 317278
26" - Art.nr: 210 01 10 / Hj.m.nr: 317279

Rens

Bakaksel:



◆ **Karbon standard 2,2°**

Art.nr: 330 23 SB

Karbon 2,2° + 15mm

Art.nr: 330 23 SB+1

Denne bakakselen benyttes ved bruk av **armlene**.

Annen bakaksel:

Rens

Brems:



◆ **S3 Brems**

Art.nr: 463 00 00 / HMS art.nr: 239395

S3 Brems forlenget håndtak

Art.nr: 463 00 20 / HMS art.nr: 269893

S3 Brems framflyttet

Art.nr: 463 00 10 / HMS art.nr: 256440

S3 Brems bakoverflyttet

Art.nr: 463 01 20 / HMS art.nr: 255351

S3 bremseskive kompakte dekk

Art.nr: 463 01 50 / HMS art.nr: 278018

Enhåndsbrems høyre Fins ikke til sb 50

SB 36/39 - Art.nr: 367 36 39 / HMS art.nr: 027194
SB 42/45 - Art.nr: 367 42 45 / HMS art.nr: 027195

Rens

Enhåndsbrems venstre Fins ikke til sb 50

SB 36/39 - Art.nr: 368 36 39 / HMS art.nr: 027197
SB 42/45 - Art.nr: 368 42 45 / HMS art.nr: 027198

Tippesikring:



◆ **Tippesikring**

Art.nr: 435 30 00
HMS art.nr: 230272

Tippesikring +30 mm

Art.nr: 435 30 30
HMS art.nr: 234336

Tippesikring + 60 mm

Art.nr: 435 30 60
HMS art.nr: 278259

Rens

Ved forhøyning av sittehode bør det brukes forlengede tippesikringer, se oversikt [her](#)

Klesbeskytter:

◆ **S3 Myk skjerm**

24" - Art.nr: 440 24 30 / HMS art.nr: 278227
25" - Art.nr: 440 25 30 / HMS art.nr: 252398
26" - Art.nr: 440 26 30 / HMS art.nr: 278232



Karbon uten skjerm

24" - Art.nr: 442 10 30 / Hj.m.nr: 278215
25" - Art.nr: 442 15 30 / Hj.m.nr: 269888
26" - Art.nr: 442 16 30 / Hj.m.nr: 278220



Karbon liten skjerm

24" - Art.nr: 442 20 30 / HMS art.nr: 255643
25" - Art.nr: 442 25 30 / HMS art.nr: 278211
26" - Art.nr: 442 26 30 / HMS art.nr: 278214



Karbon stor skjerm

24" - Art.nr: 442 30 30 / HMS art.nr: 278221
25" - Art.nr: 442 35 30 / HMS art.nr: 278224
26" - Art.nr: 442 36 30 / HMS art.nr: 252412



Rens

Armlene:



Armlene 24/25" justerbar høyde og dybde

Art.nr: 440 12 00 / HMS art.nr: 231702

Armlene 26" justerbar høyde og dybde

Art.nr: 440 13 00 / HMS art.nr: 253614

Nedfellbare kjørehåndtak:



◆ **Faste nedfellbare**

Art.nr: 424 50 00
HMS nr: 234366

Kjørehåndtak:



Hev/senk & innsvingbare

Art.nr: 425 20 60 / HMS art.nr: 230385

Hev/senk & innsvingbare +10 cm

Art.nr: 425 20 63 / HMS art.nr: 244868

Kjørebøyle:



Kjørebøyle hev/senk

Art.nr: 424 00 SB

Rens

Pute:



Standard sittepute

2,5 cm

Art.nr: 572 SB 40

5 cm

Art.nr: 575 SB 40

Sitteputer

Les mer her:

Inserto

RoHo

Varilite

Comfort

Rens

Tilbehør:



Freewheel

Krever forsterket fotbøyle
Hjelper deg når du ønsker å ta deg frem på snø, skogstier, gressplen eller fortauskanter
Velg FreeWheel etter høyde/cm underlag til overside fotplate

6 - 11,5 cm - Art.nr: 260 01 02 / Hj.m.nr: 278254

11,5 - 16,5 cm - Art.nr: 260 01 05 / Hj.m.nr: 256554

14 - 19 cm - Art.nr: 260 01 06 / Hj.m.nr: 297054

16,5 - 21,5 cm - Art.nr: 260 01 07 / Hj.m.nr: 292179

19 - 24 cm - Art.nr: 260 01 08 / Hj.m.nr: 288349



Transporttrekk

til FreeWheel
Trekk til å frakte FreeWheel.
Art.nr: 100 229 / HMS art.nr: 207060

Les mer [her](#)



Krykkeholder S3 stk:

Hekter krykken enkelt av og på rullestolen.
1 stk per krykke.
Art.nr: 990 03 01 / HMS art.nr: 243455

Les mer [her](#)



Seteveske

Festes i setetrekk. Har magnetlukking, glidelås og flere lommer.
Art.nr: 990 02 12 / HMS art.nr: 235588

Les mer [her](#)



Seteveske

Festes i sittepute. Har magnetlukking, glidelås og flere lommer.
Art.nr: 990 02 13 / HMS art.nr: 252501

Les mer [her](#)



Kompressorpumpe

Oppladbar pumpe til luft i hjul ol.
Art.nr: 490 00 13 / HMS art.nr: 313904

Les mer [her](#)



Ryggkile stk:

Gir sidestøtte. Oppgi ønsket side ved bestilling av en stk.
Art.nr: 471 00 12 / HMS art.nr: 252498


Les mer [her](#)



Rammebeskytter stk:

Beskytter ramme mot riper og slag.
2 stk festes på rammen i front, 1 stk bak på ryggør.
Art.nr: 990 02 51/ HMS art.nr: 178532

Les mer [her](#)



Kilepute

Gir stolen en mer horisontal setevinkel.
3 cm tykk i bakkant.
Art.nr: 577 10 SB



Brystbelte str:

Elastisk neoprenbånd
m/ borrelås som gir bedre støtte
til overkropp.

Se utvalg [her](#)



Polstring type:

For å redusere trykk og øke
komforten mot harde flater.

Se utvalg [her](#)



Ryggsekk hygiene

Spesial veske for hygieneartikler,
bleier, kateter, uridom, stomiutstyr
etc.
Art.nr: 990 02 61 / HMS art.nr: 278242

Les mer [her](#)

Annet tilbehør:



S3 Bord

Høydereguleres og dybdejusteres.
Festes i bakkant armene.

Art.nr: 681 00 20/ HMS art.nr: 297549

Les mer [her](#)



ReTyre par:

Grovmonstret dekk som plasseres enkelt
utenpå eksisterende dekk, og som gir økt grep
på snø, glatt eller ujevne underlag.

24" - Art.nr: 110 03 00 / HMS art.nr: 288487

25" - Art.nr: 110 03 05 / HMS art.nr: 301263

26" - Art.nr: 110 03 06 / HMS art.nr: 317049



Eikebeskytter transparent par:

Med logo

22" - Art.nr: 450 01 00 / HMS art.nr: 016511

24" - Art.nr: 450 00 00 / HMS art.nr: 012747

Uten logo

22" - Art.nr: 450 01 11 / HMS art.nr: 317238

24" - Art.nr: 450 00 11 / HMS art.nr: 019539



Rullestolveske type:

Avtagbare vesker som
festes rett på rullestolen

Se utvalg [her](#)

Innfesting

rullestolveske:

Innfesting til vesker som
festes rett på rullestolen

Høyre

Venstre

Se utvalg [her](#)

Innstillinger - fylles ut etter utprøving hvis ønskelig.

Bakakselinnstilling (balansering av rullestolen)



Standard posisjon = S3 Karbon bakaksel = 60 mm
(6° Kamber bakaksel = 31 mm)
(Karbon bakaksel = 40 mm)

Rens

Annen posisjon

Oppgi mål (A) for ønsket posisjon

A = ____ mm

Innstilling av fotstøtte:

Oppgi mål (A) og (B) for ønsket høyde på fotstøtte.

A = ____ mm

B = ____ mm



Standardhøyder

Mål - A = fra gulv til overside
fotbøyle / fotplate.
Gjelder m/ 24" drivhjul.

Andre høyder krever
tilpassing.

	Standard / liten fotbøyle	Forlenget forsterket fotbøyle	Fotplate
Hull 1	A = 55 mm	A = 35 mm	A = 65 mm
Hull 2	A = 75 mm	A = 55 mm	A = 85 mm
Hull 3	A = 95 mm	A = 75 mm	A = 105 mm
Hull 4	A = 115 mm	A = 95 mm	A = 125 mm
Hull 5	A = 135 mm	A = 115 mm	A = 145 mm

Innstilling av rygg

Ryggvinkel justeres med ryggskruen i enden av ryggørret.
Kan justeres fra 11 mm - 26 mm.
Vinkel måles mellom seteramme og rygggramme.
Standard er 87° = 20 mm.



Oppgi mål (A) for ønsket
ryggvinkel

A = ____ mm

Grad °	mm
103 °	11 mm
100 °	12 mm
95 °	14 mm
90 °	17 mm
87 °	20 mm
84 °	23 mm
81 °	26 mm

Innstilling av ryggtrekk:

Ryggtrekket reguleres
med velcrobånd på
bakside.



Transport merking:

JA, merk festepunktene på rullestolen for transport i bil



Se bruksanvisning for nærmere retningslinjer.

Kommentar/Annet:
