

NAV HMS:		Dato:		Best.nr:	
Lev. adr.:		Vår ref:		Serienr:	
NAV formidler:		Tlf:		E-post:	
Formidler		Tlf:		E-post:	
Bruker / SF nr:		Tlf:		E-post:	



Panthera S3 Swing Lav

Panthera S3 Swing Lav har delte, utsvingbare og avtakbare fotstøtter. Rammekonstruksjonen i front er bred slik at det blir god plass til føttene på underlaget. Setevinkelen er 0 grader. Sittehøyde er 39 cm fremme og bak.

Tips: Husk at den reelle setedybden på Panthera rullestolen er 2-6 cm dypere enn oppgitt pga utformingen av ryggtrekket som gir dybde bakenfor ryggørene på rullestolen.

Panthera S3 Swing Lav rullestol består av:
24" standard drivhjul, right run dekk, aluminiumdrivringer, S3 brems, 120 mm svinghjul, tippesikringer, armlene, nedfellbare kjørehåndtak.

◆ = standard konfigurasjon
Maks brukervekt sb 36-42: 100 kg
Maks brukervekt sb 45-50: 150 kg

Farge:	◆ Sort	Andre farger	Farge: _____	Rens
		Ved valg av andre farger tilkommer lenger lev.tid på 3 uker og ekstra kostnad på kr 1500,- Se farger her.		

Setebredde (SB):



- ◆ **36 cm**
Art.nr: 583 70 36 / HMS art.nr: 265848
- ◆ **39 cm**
Art.nr: 583 70 39 / HMS art.nr: 316421
- ◆ **42 cm**
Art.nr: 583 70 42 / HMS art.nr: 244181
- ◆ **45 cm**
Art.nr: 583 70 45 / HMS art.nr: 253716
- ◆ **50 cm**
Art.nr: 583 70 50 / HMS art.nr: 269378

Setedybde (SD):

Setedybde 40 cm



Sittehøyde:

Rens

Sittehøyde foran: 39 cm
Sittehøyde bak: 39 cm

Sittehøyde kan endres med drivhjul, svinghjul, gaffler og forhøyningsatser til bakaksel.

Fotstøtte



◆ Fotplate S3 oppsvingbare

Venstre	SB 36	Art.nr: 670 33 01 / HMS art.nr: 150575
	SB 39/42	Art.nr: 670 39 01 / HMS art.nr: 150577
	SB 45	Art.nr: 670 45 01 / HMS art.nr: 240263
	SB 50	Art.nr: 670 50 01 / HMS art.nr: 150571
Høyre	SB 36	Art.nr: 670 33 02 / HMS art.nr: 150575
	SB 39/42	Art.nr: 670 39 02 / HMS art.nr: 150576
	SB 45	Art.nr: 670 45 02 / HMS art.nr: 150578
	SB 50	Art.nr: 670 50 02 / HMS art.nr: 150570

Fotplate S3 oppsvingbare store

Fremflyttet 80 mm

Venstre	SB 36	Art.nr: 673 33 01 / HMS art.nr: 277733
	SB 39/42	Art.nr: 673 39 01 / HMS art.nr: 241676
	SB 45/50	Art.nr: 673 45 01 / HMS art.nr: 235118
Høyre	SB 36	Art.nr: 673 33 02 / HMS art.nr: 277732
	SB 39/42	Art.nr: 673 39 02 / HMS art.nr: 241677
	SB 45/50	Art.nr: 673 45 02 / HMS art.nr: 235119

Helbånd til fotplate, par

Rens

SB 36	Art.nr: 370 03 35 / HMS art.nr: 178088
SB 39/42	Art.nr: 370 03 41 / HMS art.nr: 178089
SB 45	Art.nr: 370 03 47 / HMS art.nr: 178090
SB 50	Art.nr: 370 03 52 / HMS art.nr: 178091



Rygg

Standard rygg:



20 cm
Art.nr: 523 SB 20
Ikke til sb 50

25 cm
Art.nr: 523 SB 25

◆ **30 cm**
Art.nr: 523 SB 30

35 cm
Art.nr: 523 SB 35

40 cm
Art.nr: 523 SB 40

45 cm
Art.nr: 523 SB 45

Innsvingt rygg:

Innsvingt 1,5 cm på hver side øvre del av rygg.

30 cm
Art.nr: 525 SB 30

35 cm
Art.nr: 525 SB 35

40 cm
Art.nr: 525 SB 40

Bakoverflyttet rygg:

Øker setedybde 2,5 cm

25 cm
Art.nr: 524 SB 25

30 cm
Art.nr: 524 SB 30

35 cm
Art.nr: 524 SB 35

40 cm
Art.nr: 524 SB 40

V-Trak og andre spesialrygger:

Rens

[Panthera rygg](#)
[V-Trak ryggssystem](#)

Uten ryggtrekk, kun ramme

Legglengde & Putehøyde

Legglengde: _____ cm

Putehøyde: _____ cm

Drivhjul:**Hjul****22" Standard**◆ **24" Standard****24" Spinergy X****25" Spinergy X****26" Spinergy X**

Spinergy X hjul gir rullestolen 1 kg lavere egenvekt

**24" MTB Offroad**

m/16 mm titandrivring

25" MTB Offroad

m/19 mm titandrivring

26" MTB Offroad

m/19 mm titandrivring

Enhåndsdrift er ikke mulig å montere på denne modellen

Rens

Dekk

Rens

◆ **Right Run dekk**

Allround dekk, lettjørt, god punkteringsbeskyttelse

Schwalbe One dekk kun til 24" og 25"

Lav vekt og svært lettjørt

Marathon Plus dekk

Ekstrem punkteringsbeskyttelse, litt mønster

Kompakte dekk

Krever bremseskiver

Drivring

Rens

◆ **Aluminium drivring**, kun 24"

Glatt overflate, lav vekt

Titan drivring 16 mm

Glatt overflate

Paragrip drivring

Litt friksjon

Tetragrip drivring

Mye friksjon

Aluminium X drivring, 24" - 26"

Glatt overflate, lav vekt

Titan drivring 19 mm

Glatt overflate, bøyde ører

Gekko drivring

Litt friksjon, silikonstripe

Gekko S drivring

Litt friksjon, silikonstripe, small

[Finn art.nr på drivhjulsvelgeren her](#)

Andre drivhjul art.nr: _____

Svinghjul med gaffel:◆ **120 mm S3**24" - Art.nr: 210 00 20 / HMS art.nr: 231365
25" - Art.nr: 210 00 40 / HMS art.nr: 244877
26" - Art.nr: 210 00 70 / HMS art.nr: 230384**90 mm S3**22" - Art.nr: 210 00 10 / Hj.m.nr: 235532
24" - Art.nr: 210 00 30 / Hj.m.nr: 235534
25" - Art.nr: 210 00 60 / Hj.m.nr: 269886
26" - Art.nr: 210 00 90 / Hj.m.nr: 236422**150 mm S3**

26" - Art.nr: 210 00 50 / HMS art.nr: 287187

Rens

Bakaksel:◆ **Karbon 2,2° + 1,5 cm**

Art.nr: 330 23 SB+1

Denne bakakselen benyttes ved bruk av armlene

Karbon standard 2,2°

Art.nr: 330 23 SB

[Alternativ bakaksel:](#)

Rens

Brems:◆ **S3 Brems**

Art.nr: 463 00 00 / HMS art.nr: 239395

S3 Brems forlenget håndtak

Art.nr: 463 00 20 / HMS art.nr: 269893

S3 Brems framflyttet

Art.nr: 463 00 10 / HMS art.nr: 256440

S3 Brems bakoverflyttet

Art.nr: 463 01 20 / HMS art.nr: 255351

S3 bremseskiver kompakte dekk

Art.nr: 463 01 50 / HMS art.nr: 278018

Enhåndsbrems høyre

SB 36/39 - Art.nr: 367 36 39 / HMS art.nr: 027194

SB 42/45 - Art.nr: 367 42 45 / HMS art.nr: 027195

Fins ikke til sb 50

Enhåndsbrems venstre

SB 36/39 - Art.nr: 368 36 39 / HMS art.nr: 027197

SB 42/45 - Art.nr: 368 42 45 / HMS art.nr: 027198

Fins ikke til sb 50

Ledsagerbrems er ikke mulig å montere på denne modellen

Rens

Tippekriking:◆ **Tippekriking**Art.nr: 435 50 00
HMS art.nr: 317366**Tippekriking +30 mm**Art.nr: 435 34 30
HMS art.nr: 317363**Tippekriking + 60 mm**Art.nr: 435 30 60
HMS art.nr: 278259

Rens

Ved forhøyning av sitte høyde bør det brukes forlengede tippekrikinger, se oversikt [her](#)**Armlene:**◆ **Armlene 26"** justerbar høyde og dybde

Art.nr: 440 13 00 / HMS art.nr: 253614

Kan kun kombineres med armlene for 26"

Rens

Klesbeskytter:

Ved 22" drivhjul benyttes 24" klesbeskyttere og ved 24" drivhjul benyttes 26" klesbeskyttere

S3 Myk skjerm

24" - Art.nr: 440 24 30 / HMS art.nr: 278227

26" - Art.nr: 440 26 30 / HMS art.nr: 278232

**Karbon uten skjerm**

24" - Art.nr: 442 10 30 / HMS art.nr: 278215

26" - Art.nr: 442 16 30 / HMS art.nr: 278220

**Karbon liten skjerm**

24" - Art.nr: 442 20 30 / HMS art.nr: 255643

26" - Art.nr: 442 26 30 / HMS art.nr: 278214

**Karbon stor skjerm**

24" - Art.nr: 442 30 30 / HMS art.nr: 278221

26" - Art.nr: 442 36 30 / HMS art.nr: 252412



Nedfellbare kjørehåndtak:**◆ Faste nedfellbare**

Art.nr: 424 50 00
HMS art.nr: 234366

**Kjørehåndtak:****Hev/senk & innsvingbare**

Art.nr: 425 20 60 / HMS art.nr: 230385

Hev/senk & innsvingbare +10 cm

Art.nr: 425 20 63 / HMS art.nr: 244868

Kjørebøyle:

Rens

Kjørebøyle hev/senk

Art.nr: 424 00 SB

**Pute:****Standard sittepute**

5 cm
Art.nr: 575 SB 40

2,5 cm
Art.nr: 572 SB 40

Sitteputer**Les mer her:**

Rens

Inserto**RoHo****Varilite****Comfort****Seteveske:****Seteveske**

Festes i setetrekk. Har magnetlukking, glidelås og flere lommer.

Art.nr: 990 02 12 / HMS art.nr: 235588

**Seteveske**

Festes i sittepute. Har magnetlukking, glidelås og flere lommer.

Art.nr: 990 02 13 / HMS art.nr: 252501

Tilbehør:**S3 Bord**


Høydereguleres og dybdereguleres. Festes i bakkant armlene.

Art.nr: 681 00 20 / HMS art.nr: 297549

Les mer [her](#)**Krykkeholder S3 stk:**

Hekter krykken enkelt av og på rullestolen. 1 stk per krykke.

Art.nr: 990 03 01 / HMS art.nr: 243455

Les mer [her](#)**Kilepute**

Gir stolen en mer horisontal setevinkel. 3 cm tykk i bakkant.

Art.nr: 577 10 SB

Les mer [her](#)**Kompressorpumpe**

Oppladbar pumpe til luft i hjul ol.

Art.nr: 490 00 13 / HMS art.nr: 313904

Les mer [her](#)**Ryggsekk hygiene**

Spesial veske for hygieneartikler, bleier, kateter, uridom, stomiutstyr etc.

Art.nr: 990 02 61 / HMS art.nr: 278242

Les mer [her](#)**Eikebeskytter transparent par:****Med logo**

22" - Art.nr: 450 01 00 / HMS art.nr: 016511
24" - Art.nr: 450 00 00 / HMS art.nr: 012747

Uten logo

22" - Art.nr: 450 01 11 / HMS art.nr: 317238
24" - Art.nr: 450 00 11 / HMS art.nr: 019539

**Ryggkile stk:**

Gir sidestøtte. Oppgi ønsket side ved bestilling av en stk.

Art.nr: 471 00 12 / HMS art.nr: 252498

Les mer [her](#)**Brystbelte str:**

Elastisk neoprenbånd m/ borrelås som gir bedre støtte til overkropp.

Se utvalg [her](#)**Polstring type:**

For å redusere trykk og øke komforten mot harde flater.

Se utvalg [her](#)**ReTyre par:**

Grovmonstret dekk som plasseres enkelt utenpå eksisterende dekk, og som gir økt grep på snø, glatt eller ujevne underlag.

24" - Art.nr: 110 03 00 / HMS art.nr: 288487
25" - Art.nr: 110 03 05 / HMS art.nr: 301263
26" - Art.nr: 110 03 06 / HMS art.nr: 317049

Les mer [her](#)**HANSKER type:**

Beskytter hendene og gir et bedre grep.

Se utvalg [her](#)**Rullestolveske type:**

Avtagbare vesker som festes rett på rullestolen

Se utvalg [her](#)**Innfesting rullestolveske:**

Innfesting til vesker som festes rett på rullestolen

Se utvalg [her](#)

Høyre

Venstre

Annet tilbehør:

Innstillinger - fylles ut etter utprøving hvis ønskelig.

Bakakselinnstilling (balansering av rullestolen)



Standard posisjon = S3 Karbon bakaksel = 40 mm

Rens

Annen posisjon

Oppgi mål (A) for ønsket posisjon

A = ____ mm

Innstilling av fotstøtte:

Oppgi mål (A) og (B) for ønsket høyde på fotstøtte.

A = ____ mm B = ____ mm



Standardhøyder

Mål - A = fra gulv til overside fotbøyle / fotplate.
Gjelder m/ 24" drivhjul.

Andre høyder krever tilpassing.

	Fotplater	Forlengt fotstøtte rør	Fotplate
Hull 1	A = 55 mm	A = 35 mm	A = 65 mm
Hull 2	A = 75 mm	A = 55 mm	A = 85 mm
Hull 3	A = 95 mm	A = 75 mm	A = 105 mm
Hull 4	A = 115 mm	A = 95 mm	A = 125 mm
Hull 5	A = 135 mm	A = 115 mm	A = 145 mm

Innstilling av rygg

Ryggvinkel justeres med ryggskruen i enden av ryggørret.
Kan justeres fra 11 mm - 26 mm.
Vinkel måles mellom seteramme og ryggramme.
Standard er 87° = 20 mm.



Oppgi mål (A) for ønsket ryggvinkel

A = ____ mm

Grad °	mm
103 °	11 mm
100 °	12 mm
95 °	14 mm
90 °	17 mm
87 °	20 mm
84 °	23 mm
81 °	26 mm

Innstilling av ryggtrekk:

Ryggtrekket reguleres med velcrobånd på bakside.



Transport merking:

JA, merk festepunktene på rullestolen for transport i bil



Se bruksanvisning for nærmere retningslinjer.

Kommentar/Annet:
