

NAV HMS:		Dato:		Best.nr:	
Lev. adr.:		Vår ref:		Serienr:	
NAV formidler:		Tlf:		E-post:	
Formidler		Tlf:		E-post:	
Bruker / SF nr:		Tlf:		E-post:	

Farge: **◆ Blå** **Sort** **Andre farger** Farge: _____ Rens

Ved valg av andre farger tilkommer lenger lev.tid på 3 uker og ekstra kostnad på kr 1500,- [Se farger her.](#)

Panthera Bambino 3 Kort Allround

Lettkjørt rullestol for barn. Gir mulighet for god støtte sittende. Stolen er 50 mm kortere. Passer også bra for barn som ofte har behov for hjelp av ledsager. Abduksjonsfrontenen gjør den spesielt enkelt å forflytte seg ut/inn av stolen.

Tips: Husk at den reelle setedybden på Panthera rullestolen er 2-6 cm dypere enn oppgitt pga utformingen av ryggtrekket som gir dybde bakenfor ryggrorene på rullestolen.



Panthera Bambino 3 Kort Allround rullestol består av;
ramme, sete, S3 rygg, B3 fotplate, leggreg, B3 brems, 22" drivhjul med ledsagerbrems, kompakte dekk, 120 mm svinghjul, tippesikring, hoftebelte, sittepute, B3 armlene

◆ = standard konfigurasjon
Maks brukervekt: 60 kg

Setebredde

◆ **24 cm** Art.nr: 518 13 24 / Hj.m.nr: 316389

◆ **27 cm** Art.nr: 518 13 27 / Hj.m.nr: 316390

Setedybde

Justerbar setedybde 20 - 25 cm

Setedybde: _____ cm

Sittehøyde

Rens

Sittehøyde foran 41 cm
Sittehøyde bak 39 cm

Sittehøyde kan endres med drivhjul, svinghjul eller forhøyningssatser til bakaksel

Rygg

S3 rygg:

20 cm Art.nr: 523 SB 20

◆ **25 cm** Art.nr: 523 SB 25

30 cm Art.nr: 523 SB 30

35 cm Art.nr: 523 SB 35



B3 rygg:



20 - 28 cm blå
Art.nr: 523 SB 17

20 - 28 cm sort
Art.nr: 523 SB 17BL

27 - 35 cm blå
Art.nr: 523 SB 18

27 - 35 cm sort
Art.nr: 523 SB 18BL

Rens

Legglengde & Putehøyde

Legglengde: _____ cm
Fra knehase til hel med fottey

Putehøyde: _____ cm
Std. pute = 2,5 cm

Fotstøtte



◆ B3 Fotplate

SB 24 Art.nr: 423 41 24 / Hj.m.nr: 291179
SB 27 Art.nr: 423 41 27 / Hj.m.nr: 311584

Rens

Ledsagerbrems:



Ledsagerbrems

Inkl bakaksel, kjørebøyle, drivhjul u/driving

◆ **22" drivhjul**

24" drivhjul

Rens

Dekk

Rens

◆ **Kompakte dekk, grå**
Kan ikke punktere, vedlikeholdsfrie

Right Run dekk
Allround dekk, lett kjørt, god punkteringsbeskyttelse

Marathon Plus dekk
Ekstrem punkteringsbeskyttelse, litt mønster

Drivring

Rens

◆ **Titan drivring**
Glatt overflate

Paragrip drivring
Litt friksjon

Tetragrip drivring
Mye friksjon

Annet: _____

Svinghjul:



◆ 120 mm S3

22" - Art.nr: 210 00 20 / Hj.m.nr: 231365
24" - Art.nr: 210 00 70 / Hj.m.nr: 230384

90 mm S3

22" - Art.nr: 210 00 30 / Hj.m.nr: 235532
24" - Art.nr: 210 00 90 / Hj.m.nr: 236422

Rens

Brems:



◆ B3 Brems

Art.nr: 463 02 00
Hj.m.nr: 292780

Fremflyttet B3 Brems

Art.nr: 463 03 00
Hj.m.nr: 291277

◆ B3 bremseskiver kompakte dekk

Brukes med kompakte dekk
Art.nr: 463 02 34
Hj.m.nr: 317039

Bremseskiver for bakoverflyttet B3 brems

Art.nr: 463 02 36
Hj.m.nr: 317038

Rens

Armlene:



◆ Armlene, m/ klesbeskytter

Art.nr: 440 14 10
Hj.m.nr: 296885

Klesbeskytter:




B3 Klesbeskytter

Art.nr: 423 50 00
Hj.m.nr: 292941

Rens

Setebreddeadapter



Setebreddeadapter, par

Art.nr: 423 50 20
Hj.m.nr: 292942

Setebreddeadapter, venstre

Art.nr: 423 50 21
Hj.m.nr: 316577

Setebreddeadapter, høyre

Art.nr: 423 50 22
Hj.m.nr: 316576

Smalner sittebredde med 7,5 mm per side. Begrenser ryggvinkel framover til maks 16 mm

Rens

Kjørehåndtak:

Kjørehåndtak hev/senk

Art.nr: 425 20 60
Hj.m.nr: 230385
Kun med S3 rygg



Kjørebøyle:



Kjørebøyle hev/senk

Art.nr: 424 50 SB
Kun med S3 rygg



B3 Kjørebøyle

Art.nr: 423 30 00
Hj.m.nr: 291279

Justerbar vinkel og høyde.
Hurtigkoblingsfeste.
Kun med B3 rygg.

Adapter må benyttes ved
ledsagerbrems på B3 kjørebøyle.
Art.nr par : 4233106

Rens

Sidestøtte:



Sidestøtte, stk

Art.nr: 423 60 00
Hj.m.nr: 296886

Antall: _____

Innstilling:

Venstre

Standard

Smal 9 mm

Høyre

Standard

Smal 9 mm

Rens

Hodestøtte:



B3 Hodestøtte blå

Art.nr: 471 01 00
Hj.m.nr: 292943

B3 Hodestøtte sort

Art.nr: 471 01 00 BL
Hj.m.nr: 316626

Innstilling:

Lav

Høy

Justerbar vinkel, høyde og dybde. Kan kun benyttes med B3 kjørebøyle.

Rens

Pute:




Standard sittepute

◆ 2,5 cm
Art.nr: 572 SB 25

5 cm
Art.nr: 575 SB 25

Kilepute



Kilepute

Art.nr: 577 10 SB

Fins ikke i sb 24

Sitteputer

Les mer her:

Inserto

RoHo

Varilite

Comfort

Rens

Hoftebelte:

2-punkt hoftebelte Bodypoint inkl feste

Hoftebelte m/trykknapp S2,5cm, 32cm

Art.nr: 990 02 62 / Hj.m.nr: 316591

Hoftebelte m/trykknapp S2,5cm, 38cm

Art.nr: 990 02 63 / Hj.m.nr: 316592

Hoftebelte m/trykknapp M4cm, 36cm

Art.nr: 990 02 64 / Hj.m.nr: 316588

Hoftebelte m/plastspenne M4cm, 36cm

Art.nr: 990 02 68 / Hj.m.nr: 316589

Hoftebelte m/plastspenne M4cm, 46cm

Art.nr: 990 02 69 / Hj.m.nr: 316590

Hoftebelte m/plastspenne L5cm, 62cm

Art.nr: 990 02 70 / Hj.m.nr: 316587

Hoftebelte Rehabspenne M36, b40

Art.nr: 990 03 59

Hoftebelte Rehabspenne M46, b40

Art.nr: 990 03 60

Hoftebelte Rehabspenne L62, b50

Art.nr: 990 03 61

4-punkt hoftebelte Bodypoint, inkl feste

Rens

Hoftebelte m/plastspenne S2,5cm, 32cm

Art.nr: 990 02 65 / Hj.m.nr: 316597

Hoftebelte m/plastspenne S2,5cm, 38cm

Art.nr: 990 02 66 / Hj.m.nr: 316598

Hoftebelte m/plastspenne M4cm, 36cm

Art.nr: 990 02 67 / Hj.m.nr: 316594

Hoftebelte M 4 cm, 36 cm

Art.nr: 990 02 71 / Hj.m.nr: 316595

Hoftebelte M 4 cm, 46 cm

Art.nr: 990 02 72 / Hj.m.nr: 316596

Hoftebelte L 5 cm, 62 cm

Art.nr: 990 02 73 / Hj.m.nr: 316593

Brystbelte:

Alle brystseler har inkludert feste

Brystsele StayFlex XS

Art.nr: 990 02 74 / Hj.m.nr: 316613

Brystsele StayFlex S

Art.nr: 990 02 75 / Hj.m.nr: 316611

Brystsele StayFlex M

Art.nr: 990 02 76 / Hj.m.nr: 316609

Brystsele Pivofit XXS

Art.nr: 990 02 77 / Hj.m.nr: 316607

Brystsele Pivofit XS

Art.nr: 990 02 78 / Hj.m.nr: 316605

Brystsele Pivofit S

Art.nr: 990 02 79 / Hj.m.nr: 316603

Brystsele Pivofit M

Art.nr: 990 02 80 / Hj.m.nr: 316601

Rens

Tilbehør Bambino 3:



B3 Bord

Art.nr: 681 00 00
Hj.m.nr: 296887



B3 Bord Magnetfeste

Festes på drivhjulet
Art.nr: 681 00 10
Hj.m.nr: 296888



Rammebeskytter foran

Settes på rammerør
Art.nr: 990 02 51
Hj.m.nr: 178532

Antall: _____



Rammebeskytter bak

Settes på ryggbøyle
Art.nr: 990 02 51
Hj.m.nr: 178532



Ryggkile stk:

Art.nr: 471 00 12
Hj.m.nr: 252498
Gir sidestøtte. Oppgi ønsket side ved bestilling av en stk.



Feste B3 til Brystsele

Art.nr: 471 01 20
Hj.m.nr: 317258
Krever B3 Kjørebøyle



B3 Brystbelte

Art.nr: 438 02 38
Hj.m.nr: 202806



FreeWheel

Velg FreeWheel etter høyde/cm underlag til overside fotplate

6 - 11,5 cm - Art.nr: 260 01 02 / Hj.m.nr: 278254

11,5 - 16,5 cm - Art.nr: 260 01 05 / Hj.m.nr: 256554

14 - 19 cm - Art.nr: 260 01 06 / Hj.m.nr: 297054

16,5 - 21,5 cm - Art.nr: 260 01 07 / Hj.m.nr: 292179

19 - 24 cm - Art.nr: 260 01 08 / Hj.m.nr: 288349

FreeWheel-kit B3

Velges i kombinasjon med B3 fotplate
Art.nr: 423 42 SB

Eikebeskyttere:



22" Panthera logo, par
Art.nr: 450 01 00 / Hj.m.nr: 016511



22" Klar uten logo, par
Art.nr: 450 01 11 / Hj.m.nr: 317238



22" Splash, par
Art.nr: 450 03 22 / Hj.m.nr: 317241



24" Panthera logo, par
Art.nr: 450 00 00 / Hj.m.nr: 012747

24" Klar uten logo, par
Art.nr: 450 00 11 / Hj.m.nr: 019539

24" Splash, par
Art.nr: 450 03 24 / Hj.m.nr: 317251



22" Bilfelg, par
Art.nr: 450 01 22 / Hj.m.nr: 317239



22" Ville dyr, par
Art.nr: 450 04 22 / Hj.m.nr: 317242



22" Smiley, par
Art.nr: 450 02 22 / Hj.m.nr: 317240

24" Bilfelg, par
Art.nr: 450 01 24 / Hj.m.nr: 317249


24" Ville dyr, par
Art.nr: 450 03 24 / Hj.m.nr: 317252

24" Smiley, par
Art.nr: 450 02 24 / Hj.m.nr: 317250

Rens

Innstillinger - fyller ut etter utprøving hvis ønskelig.

Innstilling av rygg
Ryggvinkel justeres med ryggskruen i enden av ryggørret.
Kan justeres fra 12 mm - 24 mm.
Vinkel måles mellom seteramme og rygggramme.
Standard er 89° = 18 mm.



Oppgi mål (A) for ønsket ryggvinkel

A = ____ mm

Grad °	mm
96°	12 mm
94°	14 mm
91°	16 mm
89°	18 mm
87°	20 mm
85°	22 mm
82°	24 mm

Innstilling av ryggtrekk:
Ryggtrekket reguleres med velcrobånd på bakside.



Bakakselinnstilling (balansering av rullestolen)


Standard posisjon = 87 mm

Annen posisjon
Oppgi mål (A) for ønsket posisjon
A = ____ mm

Rens

Innstilling av fotstøtte:


Oppgi mål (A) og (B) for ønsket høyde på fotstøtte.
A = ____ mm B = ____ mm

Angi dybde:
Standard posisjon
Fremflyttet 30 mm

Angi høyde :
Høy
Lav

Rens
Rens
Ved 22" drivhjul
Høy 210 - 310 mm
Lav 150 - 220 mm

Transport merking: **JA**, merk festepunktene på rullestolen for transport i bil



Se bruksanvisning for nærmere retningslinjer.

Tjenester:
Art.nr: 100085
HMS art.nr: 317486

Utprøving Bambino 3 Timer: ____
Ettertilpasning Bamino 3 Timer: ____
Art.nr: 100001

Utprøving/tilpasning sittesystemer
Art.nr: 100040

Kommentar/annet: