

NAV HMS:		Dato:		Best.nr:	
Lev. adr.:		Vår ref:		Serienr:	
NAV formidler:		Tlf:		E-post:	
Formidler		Tlf:		E-post:	
Bruker / SF nr:		Tlf:		E-post:	

Farge: **Sort**

Andre farger

Ved valg av andre farger tilkommer lenger lev.tid på 3 uker og ekstra kostnad på kr 1500,- [Se farger her](#).

Farge: _____

Rens

Panthera S3 Junior Allround

Panthera S3 Junior Allround kommer i 4 forskjellige rammeutførelser. Velg riktig ramme ut ifra setebredde, setedybde og forflytningsmetode.

Tips: Husk at den reelle setedybden på Panthera rullestolen er 2-6 cm dypere enn oppgitt pga utformingen av ryggtrekket som gir dybde bakenfor ryggrorene på rullestolen.



Panthera S3 Junior Allround rullestol består av: ramme, sete, rygg, fotbøyle, leggreg, brems, 22/24" drivhjul m/ ledsagerbrems, kompakte dekk, 120 mm svinghjul, tippesikring, hoftebelte, sittepute, armlene

◆ = standard konfigurasjon
Maks brukervekt m/ledsagerbrems
sb 27- 42: 100 kg. Sb 45: 150 kg

Panthera S3 Junior Kort abd (med abduksjonsfront)

Velg denne varianten for de smaleste og korte brukerne som i tillegg utfører stående forflytning eller har behov for en bred plattform for føttene.

Setebredde

◆ **27 cm**
Art.nr: 555 27 13 / Hj.m.nr: 316400

Rens

◆ **30 cm**
Art.nr: 555 30 13 / Hj.m.nr: 316401

◆ **33 cm**
Art.nr: 555 33 13 / Hj.m.nr: 316402

Setedybde

◆ Justerbar setedybde 27-33 cm

Setedybde: _____ cm

Sittehøyde

Sittehøyde foran 45 cm
Sittehøyde bak 43 cm

Sittehøyde kan endres med drivhjul, svinghjul og forhøyningssats til bakaksel

Panthera S3 Junior Kort Lav

Velg denne varianten for litt bredere og korte brukere som har behov for lav setehøyde for stående forflytning.

Setebredde

◆ **33 cm**
Art.nr: 552 33 13 / Hj.m.nr: 316414

Rens

◆ **36 cm**
Art.nr: 552 36 13 / Hj.m.nr: 316415

◆ **39 cm**
Art.nr: 552 39 13 / Hj.m.nr: 316416

Setedybde

◆ Setedybde 35 cm

Sittehøyde

Sittehøyde foran 44,5 cm
Sittehøyde bak 40,5 cm

Sittehøyde kan endres med drivhjul, svinghjul og forhøyningssats til bakaksel

Panthera S3 Junior Kort

Velg denne varianten for smale og korte brukere som utfører sideveis forflytning til og fra rullestolen.

Setebredde

◆ **30 cm**
Art.nr: 549 30 13 / Hj.m.nr: 316405

◆ **39 cm**
Art.nr: 549 39 13 / Hj.m.nr: 316408

Rens

◆ **33 cm**
Art.nr: 549 33 13 / Hj.m.nr: 316406

◆ **42 cm**
Art.nr: 549 42 13 / Hj.m.nr: 316409

◆ **36 cm**
Art.nr: 549 36 13 / Hj.m.nr: 316407

◆ **45 cm**
Art.nr: 549 45 13 / Hj.m.nr: 316410

Setedybde

◆ Setedybde 35 cm

Rens

Justerbar setedybde 27-33 cm

Setedybde: _____ cm

Sittehøyde

Sittehøyde foran 47 cm
Sittehøyde bak 43 cm

Sittehøyde kan endres med drivhjul, svinghjul og forhøyningssats til bakaksel

Panthera S3 Junior

Velg denne varianten for litt bredere og lange brukere som utfører stående eller sideveis forflytning.

Setebredde

◆ **33 cm**
Art.nr: 548 33 13 / Hj.m.nr: 316392

◆ **42 cm**
Art.nr: 548 42 13 / Hj.m.nr: 316395

Rens

◆ **36 cm**
Art.nr: 548 36 13 / Hj.m.nr: 316393

◆ **45 cm**
Art.nr: 548 45 13 / Hj.m.nr: 316396

◆ **39 cm**
Art.nr: 548 39 13 / Hj.m.nr: 316394

Setedybde

◆ Setedybde 40 cm

Sittehøyde

Sittehøyde foran 47 cm
Sittehøyde bak 43 cm

Sittehøyde kan endres med drivhjul, svinghjul og forhøyningssats til bakaksel

Rygg	Rygghøyde:						Rens
	20 cm Art.nr: 523 SB 20	25 cm Art.nr: 523 SB 25	30 cm Art.nr: 523 SB 30	35 cm Art.nr: 523 SB 35	40 cm Art.nr: 523 SB 40	45 cm Art.nr: 523 SB 45	
	Gjelder ikke S3 kort abd sb 27					Gjelder ikke S3 kort abd sb 27	

Legglengde & Putehøyde	Legglengde: _____ cm Fra knehase til hel med fotbøy	Putehøyde: _____ cm Std. pute = 2,5 cm
------------------------	--	---

Fotstøtte

◆ Fotbøyle titan, kort helbøyle

For SB 30 &33

SB 30 Art.nr: 360 01 31 / Hj.m.nr: 277718

SB 33 Art.nr: 360 01 34 / Hj.m.nr: 277719

For rullestol med abduksjonsfront
velg fotbøyle 2 størrelser større.

◆ Fotbøyle titan

For SB 36 - 45

SB 36 Art.nr: 360 01 36 / Hj.m.nr: 277721

SB 39 Art.nr: 360 01 39 / Hj.m.nr: 137173

SB 42 Art.nr: 360 01 42 / Hj.m.nr: 316484

SB 45 Art.nr: 360 01 45 / Hj.m.nr: 316485

Fotbøyle, forsterket

til FreeWheel

SB 30 Art.nr: 717 09 90 / Hj.m.nr: 277714

SB 33 Art.nr: 717 01 90 / Hj.m.nr: 277715

SB 36 Art.nr: 361 11 36 / Hj.m.nr: 196726

SB 39 Art.nr: 361 11 39 / Hj.m.nr: 196727

SB 42 Art.nr: 361 11 42 / Hj.m.nr: 196697

SB 45 Art.nr: 361 11 45 / Hj.m.nr: 196729

For rullestol med abduksjonsfront
velg fotbøyle 2 størrelser større.

Fotplate Bambino

SB 24 Art.nr: 423 41 24 / Hj.m.nr: 291179

SB 27 Art.nr: 423 41 27 / Hj.m.nr: 277721

SB 30 Art.nr: 423 41 30 / Hj.m.nr: 137173

SB 33 Art.nr: 423 41 33 / Hj.m.nr: 316484

For rullestol med parallellfront velg
fotplate 2 størrelser mindre.

Fotplate S3 oppsvingbar

Rens

SB 33/36 Art.nr: 670 33 01 / Hj.m.nr: 150575

SB 39/42 Art.nr: 670 39 01 / Hj.m.nr: 150577

SB 45 Art.nr: 670 45 01 / Hj.m.nr: 240263

SB 33/36 Art.nr: 670 33 02 / Hj.m.nr: 150575

SB 39/42 Art.nr: 670 39 02 / Hj.m.nr: 150576

SB 45 Art.nr: 670 45 02 / Hj.m.nr: 150578

Ikke mulig på S3 Kort sb 30

For rullestol med abduksjonsfront
velg foplate 2 størrelser større.

Fotplate karbon

Fastmontert i ramme

SB 30 Art.nr: 650 40 30 / Hj.m.nr: 316511

SB 33 Art.nr: 650 40 33 / Hj.m.nr: 316512

SB 36 Art.nr: 650 40 36 / Hj.m.nr: 316513

SB 39 Art.nr: 650 40 39 / Hj.m.nr: 316514

SB 42 Art.nr: 650 40 42 / Hj.m.nr: 316515

Fotplate karbon vinkeljust.

Fastmontert i ramme

SB 30 Art.nr: 651 40 30 / Hj.m.nr:

SB 33 Art.nr: 651 40 33 / Hj.m.nr:

SB 36 Art.nr: 651 40 36 / Hj.m.nr:

SB 39 Art.nr: 651 40 39 / Hj.m.nr:

SB 42 Art.nr: 651 40 42 / Hj.m.nr:

SB 45 Art.nr: 651 40 45 / Hj.m.nr:

For rullestol med parallellfront velg
fotplate 2 størrelser mindre.

Tilbehør til fotstøtte

Plastplate til fotbøyle

Art.nr: 360 10 SB

Helbånd til fotplater, par

Fotplate karbon

Fastmontert i fotbøyle

Art.nr: 400 40 42

Hj.m.nr: 230043

Fotplate karbon Freewheel

Fastmontert i fotbøyle

Art.nr: 400 40 41

Hj.m.nr: 291155

Friksjonsbelegg 3M

Slitesterk, ruglete til sko

Art.nr: 100 228 / HMS art.nr:211754

Ledsagerbrems:	Rens	Dekk	Rens	Driving	Rens
	Ledsagerbrems Inkl bakaksel, kjørebøyle, drivhjul u/driving	◆ Kompakte dekk, grå Kan ikke punktere, vedlikeholdsfrie	◆ Titan driving Glatt overflate		
	◆ 22" drivhjul 22" er std på S3 Kort Abd	Right Run dekk Allround dekk, lettkjørt, god punkteringsbeskyttelse	Paragrip driving Litt friksjon		
	◆ 24" drivhjul	Marathon Plus dekk Ekstrem punkteringsbeskyttelse, litt mønster	Tetragrip driving Mye friksjon		
Annet: _____					
Ved behov for rullestol uten ledsagerbrems vennligst benytt bestillingsskjema for Panthera S3 Junior, post 12					

Svinghjul m/ gafler:



◆ 120 mm S3
22" - Art.nr: 210 00 20 / Hj.m.nr: 231365
24" - Art.nr: 210 00 70 / Hj.m.nr: 230384
25" - Art.nr: 210 01 00 / Hj.m.nr: 240268
26" - Art.nr: 210 00 77 / Hj.m.nr: 240263



90 mm S3
20" - Art.nr: 210 00 10 / Hj.m.nr: 235532
22" - Art.nr: 210 01 30 / Hj.m.nr: 235534
24" - Art.nr: 210 00 90 / Hj.m.nr: 236422
25" - Art.nr: 210 00 67 / Hj.m.nr: 278169
26" - Art.nr: 210 00 97 / Hj.m.nr: 278173



150 mm S3
24" - Art.nr: 210 00 50 / Hj.m.nr: 287187
25" - Art.nr: 210 00 80 / Hj.m.nr: 317278
26" - Art.nr: 210 02 04 / Hj.m.nr: 317279

Rens

Brems:



◆ **S3 Brems**
Art.nr: 463 00 00 / Hj.m.nr: 239395

S3 Brems forlenget håndtak
Art.nr: 463 00 20 / Hj.m.nr: 269893

S3 Brems framflyttet
Art.nr: 463 00 10 / Hj.m.nr: 256440

◆ **S3 bremseskiver kompakte dekk**
Art.nr: 463 01 50 / Hj.m.nr: 278018

S3 Brems bakoverflyttet
Art.nr: 463 01 20 / Hj.m.nr: 255351

Enhåndsbrems høyre
SB 30/33 - Art.nr: 367 30 33 / Hj.m.nr: 027193
SB 36/39 - Art.nr: 367 36 39 / Hj.m.nr: 027194
SB 42/45 - Art.nr: 367 42 45 / Hj.m.nr: 027195

Enhåndsbrems venstre
SB 30/33 - Art.nr: 368 30 33 / Hj.m.nr: 027196
SB 36/39 - Art.nr: 368 36 39 / Hj.m.nr: 027197
SB 42/45 - Art.nr: 368 42 45 / Hj.m.nr: 027198

Rens

Armlene:



- ◆ **Armlene** til 22" drivhjul, justerbar høyde og dybde
Art.nr: 440 12 00 / Hj.m.nr: 231702

Armlene 24/25" brukes til rullestoler m/ledsagerbrems
22" drivhjul, siden stolen blir 8 mm lavere bak.

- ◆ **Armlene** til 24" drivhjul, justerbar høyde og dybde
Art.nr: 440 13 00 / Hj.m.nr: 253614

Armlene 26" brukes til rullestoler m/ledsagerbrems
24" drivhjul, siden stolen blir 8 mm lavere bak.

Rens

Klesbeskytter:

S3 Myk skjerm

24" - Art.nr: 440 24 30 / Hj.m.nr: 278227
25" - Art.nr: 440 25 30 / Hj.m.nr: 252398
26" - Art.nr: 440 26 30 / Hj.m.nr: 278232



Karbon uten skjerm

24" - Art.nr: 442 10 31 / Hj.m.nr: 330361
25" - Art.nr: 442 15 31 / Hj.m.nr: 330365
26" - Art.nr: 442 16 31 / Hj.m.nr: 330367



Karbon liten skjerm

24" - Art.nr: 442 20 31 / Hj.m.nr: 330348
25" - Art.nr: 442 25 31 / Hj.m.nr: 330352
26" - Art.nr: 442 26 31 / Hj.m.nr: 330354



Karbon stor skjerm

24" - Art.nr: 442 30 31 / Hj.m.nr: 330335
25" - Art.nr: 442 35 31 / Hj.m.nr: 330339
26" - Art.nr: 442 36 31 / Hj.m.nr: 330341



Pute:

Standard sittepute

Justerbar sd 27 - 33



- ◆ **2,5 cm**
Art.nr: 572 SB 34

5 cm
Art.nr: 575 SB 34

sd 35 cm

- ◆ **2,5 cm**
Art.nr: 572 SB 35

5 cm
Art.nr: 575 SB 35

sd 40 cm

- ◆ **2,5 cm**
Art.nr: 572 SB 40

5 cm
Art.nr: 575 SB 40

Kilepute

Kilepute
Art.nr: 577 10 SB



Sitteputer

Les mer her:

**Inserto
RoHo
Comfort**

Rens

Tippesikring:



◆ Tippesikring

Art.nr: 435 30 00
Hj.m.nr: 230272
◆ S3 Kort Lav
Art.nr: 435 50 00 / Hj.m.nr: 317366

Tippesikring +30 mm

Art.nr: 435 30 30
Hj.m.nr: 234336

Ved forhøyning av sitte høyde bør det brukes forlengede tippesikringer, se oversikt [her](#)

Tippesikring + 60 mm

Art.nr: 435 30 60
Hj.m.nr: 278259

Rens

Hoftebelte:

2-punkt hoftebelte Bodypoint inkl feste



- ◆ **Hoftebelte m/trykknapp S2,5cm, 32cm**
Art.nr: 990 02 62 / Hj.m.nr: 316591
- ◆ **Hoftebelte m/trykknapp S2,5cm, 38cm**
Art.nr: 990 02 63 / Hj.m.nr: 316592
- ◆ **Hoftebelte m/trykknapp M4cm, 36cm**
Art.nr: 990 02 64 / Hj.m.nr: 316588



- ◆ **Hoftebelte m/plastspenne M4cm, 36cm**
Art.nr: 990 02 68 / Hj.m.nr: 316589
- ◆ **Hoftebelte m/plastspenne M4cm, 46cm**
Art.nr: 990 02 69 / Hj.m.nr: 316590
- ◆ **Hoftebelte m/plastspenne L5cm, 62cm**
Art.nr: 990 02 70 / Hj.m.nr: 316587



Hoftebelte Rehabspenne M36, b40

Art.nr: 990 03 59

Hoftebelte Rehabspenne M46, b40

Art.nr: 990 03 60

Hoftebelte Rehabspenne L62, b50

Art.nr: 990 03 61

4-punkt hoftebelte Bodypoint, inkl feste



Hoftebelte m/plastspenne S2,5cm, 32cm

Art.nr: 990 02 65 / Hj.m.nr: 316597

Hoftebelte m/plastspenne S2,5cm, 38cm

Art.nr: 990 02 66 / Hj.m.nr: 316598

Hoftebelte m/plastspenne M4cm, 36cm

Art.nr: 990 02 67 / Hj.m.nr: 316594



Hoftebelte M 4 cm, 36 cm

Art.nr: 990 02 71 / Hj.m.nr: 316595

Hoftebelte M 4 cm, 46 cm

Art.nr: 990 02 72 / Hj.m.nr: 316596

Hoftebelte L 5 cm, 62 cm

Art.nr: 990 02 73 / Hj.m.nr: 316593

Rens

Eikebeskyttere:



22" Panthera logo, par
Art.nr: 450 01 00 / Hj.m.nr: 016511

24" Panthera logo, par
Art.nr: 450 00 00 / Hj.m.nr: 012747



22" Klar uten logo, par
Art.nr: 450 01 11 / Hj.m.nr: 317238

24" Klar uten logo, par
Art.nr: 450 00 11 / Hj.m.nr: 019539




22" Splash, par
Art.nr: 450 03 22 / Hj.m.nr: 317241

24" Splash, par
Art.nr: 450 03 24 / Hj.m.nr: 317251



22" Bilfelg, par
Art.nr: 450 01 22 / Hj.m.nr: 317239

24" Bilfelg, par
Art.nr: 450 01 24 / Hj.m.nr: 317249



22" Ville dyr, par
Art.nr: 450 04 22 / Hj.m.nr: 317242

24" Ville dyr, par
Art.nr: 450 03 24 / Hj.m.nr: 317252



22" Smiley, par
Art.nr: 450 02 22 / Hj.m.nr: 317240

24" Smiley, par
Art.nr: 450 02 24 / Hj.m.nr: 317250

Rens

Tilbehør:



FreeWheel

Les mer [her](#)

Krever forsterket fotbøyle
Hjelper deg når du ønsker å ta deg frem på snø, skogstier, gressplen eller fortauskanter
Velg FreeWheel etter høyde/cm underlag til overside fotplate
6 - 11,5 cm - Art.nr: 260 01 02 / Hj.m.nr: 278254

11,5 - 16,5 cm - Art.nr: 260 01 05 / Hj.m.nr: 256554

14 - 19 cm - Art.nr: 260 01 06 / Hj.m.nr: 297054

16,5 - 21,5 cm - Art.nr: 260 01 07 / Hj.m.nr: 292179

19 - 24 cm - Art.nr: 260 01 08 / Hj.m.nr: 288349

FreeWheel-kit B3

Velges i kombinasjon med B3 fotplate
Art.nr: 423 42 SB



Transporttrekk

Les mer [her](#)

Til FreeWheel
Trekk til å frakte FreeWheel.
Art.nr: 100 229 / Hj.m.nr: 207060



Seteveske

Les mer [her](#)

Festes i setetrekk. Har magnetlukking, glidelås og flere lommer.
Art.nr: 990 02 12 / Hj.m.nr: 235588



Seteveske

Les mer [her](#)

Festes i sittepute. Har magnetlukking, glidelås og flere lommer.
Art.nr: 990 02 13 / HMS art.nr: 252501



Krykkeholder S3 stk:

Hekter krykken enkelt av og på rullestolen. 1 stk per krykke.
Art.nr: 990 03 01 / Hj.m.nr: 243455

Les mer [her](#)



Ryggsekk hygiene

Les mer [her](#)

Spesial veske for hygieneartikler, bleier, kateter, uridom, stomiutstyr etc.
Art.nr: 990 02 61 / Hj.m.nr: 278242



ReTyre par:

Grov mønstret dekk som plasseres enkelt utenpå eksisterende dekk, og som gir økt grep på snø, glatt eller ujevne underlag.
24" - Art.nr: 110 03 00 / Hj.m.nr: 28848
25" - Art.nr: 110 03 05 / Hj.m.nr: 301263
26" - Art.nr: 110 03 06 / Hj.m.nr: 317049



Kompressorpumpe

Les mer [her](#)

Oppladbar pumpe til luft i hjul ol.
Art.nr: 490 00 13 / Hj.m.nr: 313904



Rammebeskytter stk:

Se utvalg [her](#)

Beskytter ramme mot riper og slag.

Art.nr: 990 02 51 / Hj.m.nr: 178532



Ryggkile stk:

Se utvalg [her](#)

Gir sidestøtte. Oppgi ønsket side ved bestilling av en stk.
Art.nr: 471 00 12 / Hj.m.nr: 252498



Universalt eleastisk bånd lite

Universalt eleastisk bånd stort

Elastisk neoprenbånd



Polstring type:

Se utvalg [her](#)

For å redusere trykk og øke komforten mot harde flater.



Rullestol veske type:

Se utvalg [her](#)

Avtagbare vesker som festes rett på rullestolen



Innfesting rullestol veske:

Se utvalg [her](#)

Innfesting til vesker som festes rett på rullestolen

Høyre

Venstre

Annet tilbehør:

Innstillinger - fyller ut etter utprøving hvis ønskelig.

Bakakselinnstilling (balansering av rullestolen)



Standard posisjon = 6° Karbon bakaksel = 31 mm
Karbon bakaksel = 40 mm
(S3 Karbon bakaksel = 60 mm)

Rens


Annen posisjon

Oppgi mål (A) for ønsket posisjon
A = _____ mm

Innstilling av fotstøtte:

Oppgi mål (A) og (B) for ønsket høyde på fotstøtte.

A = _____ mm B = _____ mm



Standardhøyder

Mål - A = fra gulv til overside fotbøyle / fotplate.
Gjelder m/ 24" drivhjul.

Andre høyder krever tilpassing.

	Standard / liten fotbøyle	Forlenget forsterket fotbøyle	Fotplate
Hull 1	A = 55 mm	A = 35 mm	A = 65 mm
Hull 2	A = 75 mm	A = 55 mm	A = 85 mm
Hull 3	A = 95 mm	A = 75 mm	A = 105 mm
Hull 4	A = 115 mm	A = 95 mm	A = 125 mm
Hull 5	A = 135 mm	A = 115 mm	A = 145 mm

Innstilling av rygg

Ryggvinkel justeres med ryggskruen i enden av ryggørret.
Kan justeres fra 11 mm - 26 mm.
Vinkel måles mellom seteramme og rygggramme.
Standard er 87° = 20 mm.



Oppgi mål (A) for ønsket ryggvinkel

A = _____ mm

Grad °	mm
96 °	12 mm
94 °	14 mm
90 °	18 mm
87 °	20 mm
85 °	22 mm
83 °	24 mm

Innstilling av ryggtrekk:

Ryggtrekket reguleres med velcrobånd på bakside.



Transport merking:

JA, merk festepunktene på rullestolen for transport i bil



Se bruksanvisning for nærmere retningslinjer.

Tjenester:

Utprøving S3 Junior Timer: _____
Art.nr: 100085
HMS art.nr: 317486

Ettertilpasning S3 Junior Timer: _____
Art.nr: 100001

Utprøving/tilpasning Timer: _____
sittesystemer
Art.nr: 100040

Kommentar/annet: