

NAV HMS:		Dato:		Best.nr:	
Lev. adr.:		Vår ref:		Serienr:	
NAV formidler:		Tlf:		E-post:	
Formidler		Tlf:		E-post:	
Bruker / SF nr:		Tlf:		E-post:	



Panthera S3 Swing Kort

Panthera S3 Swing har delte, utsvingbare og avtakbare fotstøtter. Rammekonstruksjonen i front er bred slik at det blir god plass til føttene på underlaget. Panthera S3 Swing Kort er 50 mm kortere. Setevinkelen er 4 grader.

Tips: Husk at den reelle setedybden på Panthera rullestolen er 2-6 cm dypere enn oppgitt pga utformingen av ryggtrekket som gir dybde bakenfor rygggrørene på rullestolen.

Panthera S3 Swing Kort rullestol består av;
24" standard drivhjul, right run dekk, aluminiumdrivringer, S3 brems,
120 mm svinghjul, tippesikringer, armlene, nedfellbare kjørehåndtak.

◆ = standard konfigurasjon
Maks brukervekt sb 33-39: 100 kg

Farge: ◆	Andre farger Ved valg av andre farger tilkommer lenger lev.tid på 3 uker og ekstra kostnad på kr 1500,- Se farger her.	Farge: _____ Rens
----------	---	-------------------

Setebredde (SB):



- ◆ **33 cm**
Art.nr: 553 36 00 / HMS art.nr: 316420
- ◆ **36 cm**
Art.nr: 553 36 00 / HMS art.nr: 240458
- ◆ **39 cm**
Art.nr: 553 39 00 / HMS art.nr: 236373

Setedybde (SD):

Setedybde 35 cm



Sittehøyde:

Sittehøyde foran: 45 cm
Sittehøyde bak: 43 cm

Rens

Sittehøyde kan endres med drivhjul, svinghjul, gafler og forhøyningssatser til bakaksel.

Fotstøtte



◆ Fotplate S3 oppsvingbare

Venstre **SB 33/36** Art.nr: 670 33 01 / HMS art.nr: 150575
SB 39 Art.nr: 670 39 01 / HMS art.nr: 150577

Høyre **SB 33/36** Art.nr: 670 33 02 / HMS art.nr: 150576
SB 39 Art.nr: 670 39 02 / HMS art.nr: 150576

Fotplate S3 oppsvingbare store

Fremflyttet 80 mm

Venstre **SB 33/36** Art.nr: 673 33 01 / HMS art.nr: 277733
SB 39 Art.nr: 673 39 01 / HMS art.nr: 241676

Høyre **SB 33/36** Art.nr: 673 33 02 / HMS art.nr: 277732
SB 39 Art.nr: 673 39 02 / HMS art.nr: 241677

Helbånd til fotplate, par

SB 33/36 Art.nr: 370 03 35 / HMS art.nr: 178088
SB 39 Art.nr: 370 03 41 / HMS art.nr: 178089

Rens

Fotplate S3 oppsvingbare forlenget

Forlenget fotstøtte rør 40 mm

Venstre **SB 33/36** Art.nr: 672 33 01 / HMS art.nr: 150581
SB 39 Art.nr: 672 39 01 / HMS art.nr: 150583

Høyre **SB 33/36** Art.nr: 672 33 02 / HMS art.nr: 150580
SB 39 Art.nr: 672 39 02 / HMS art.nr: 150582

Fotplate S3 oppsvingbare forlenget store

Fremflyttet 80 mm og forlenget fotstøtte rør 40 mm

Venstre **SB 33/36** Art.nr: 674 33 01 / HMS art.nr: 277735
SB 39 Art.nr: 674 39 01 / HMS art.nr: 311247

Høyre **SB 33/36** Art.nr: 674 33 02 / HMS art.nr: 277734
SB 39 Art.nr: 674 39 02 / HMS art.nr: 311248



Rygg

Standard rygg:



20 cm
Art.nr: 523 SB 20
Ikke til sb 50

35 cm
Art.nr: 523 SB 35

25 cm
Art.nr: 523 SB 25

40 cm
Art.nr: 523 SB 40

◆ **30 cm**
Art.nr: 523 SB 30

45 cm
Art.nr: 523 SB 45

Innsvingt rygg:

Innsvingt 1,5 cm på hver side
øvre del av rygg.

30 cm
Art.nr: 525 SB 30

35 cm
Art.nr: 525 SB 35

40 cm
Art.nr: 525 SB 40

Bakoverflyttet rygg:

Øker setedybde 2,5 cm

25 cm
Art.nr: 524 SB 25

30 cm
Art.nr: 524 SB 30

35 cm
Art.nr: 524 SB 35

40 cm
Art.nr: 524 SB 40

V-Trak og andre spesialrygger:

Rens

Uten ryggtrekk, kun ramme

[Panthera rygg](#)
[V-Trak ryggssystem](#)

Legglengde &
Putehøyde

Legglengde: _____ cm

Putehøyde: _____ cm

Brems:



◆ **S3 Brems**
Art.nr: 463 00 00 / HMS art.nr: 239395

S3 Brems forlenget håndtak
Art.nr: 463 00 20 / HMS art.nr: 269893

S3 Brems framflyttet
Art.nr: 463 00 10 / HMS art.nr: 256440

S3 Brems bakoverflyttet
Art.nr: 463 01 20 / HMS art.nr: 255351

Rens

S3 bremseskiver kompakte dekk
Art.nr: 463 01 50 / HMS art.nr: 278018

Tippesikring:



◆ **Tippesikring**
Art.nr: 435 30 00
HMS art.nr: 230272

Tippesikring +30 mm
Art.nr: 435 30 30
HMS art.nr: 234336

Tippesikring + 60 mm
Art.nr: 435 30 60
HMS art.nr: 278259

Rens

Ved forhøyning av sittehøyde bør det brukes forlengede tippesikringer, se oversikt [her](#)

Armlene:



◆ **Armlene 24/25"** justerbar høyde og dybde
Art.nr: 440 12 00 / HMS art.nr: 231702

Armlene 26" justerbar høyde og dybde
Art.nr: 440 13 00 / HMS art.nr: 253614

Rens

Klesbeskytter:

S3 Myk skjerm

24" - Art.nr: 440 24 30 / HMS art.nr: 278227
25" - Art.nr: 440 25 30 / HMS art.nr: 252398
26" - Art.nr: 440 26 30 / HMS art.nr: 278232



Karbon uten skjerm

24" - Art.nr: 442 10 31 / Hj.m.nr: 330361
25" - Art.nr: 442 15 31 / Hj.m.nr: 330365
26" - Art.nr: 442 16 31 / Hj.m.nr: 330367



Karbon liten skjerm

24" - Art.nr: 442 20 31 / Hj.m.nr: 330348
25" - Art.nr: 442 25 31 / Hj.m.nr: 330352
26" - Art.nr: 442 26 31 / Hj.m.nr: 330354



Karbon stor skjerm

24" - Art.nr: 442 30 31 / Hj.m.nr: 330335
25" - Art.nr: 442 35 31 / Hj.m.nr: 330339
26" - Art.nr: 442 36 31 / Hj.m.nr: 330341



Nedfellbare kjørehåndtak:

◆ **Faste nedfellbare**

Art.nr: 424 50 00
HMS art.nr: 234366



Kjørehåndtak:



Hev/senk & innsvingbare

Art.nr: 425 20 60 / HMS art.nr: 230385

Hev/senk & innsvingbare +10 cm

Art.nr: 425 20 63 / HMS art.nr: 244868

Kjørebøyle:



Kjørebøyle hev/senk

Art.nr: 424 00 SB

Rens

Pute:

Standard sittepute



5 cm
Art.nr: 575 SB 40

2,5 cm
Art.nr: 572 SB 40

Sitteputer

Les mer her:

**Inserto
RoHo
Comfort**

Rens

Seteveske:



Seteveske

Festes i setetrekk. Har magnetlukking, glidelås og flere lommer.
Art.nr: 990 02 12 / HMS art.nr: 235588



Seteveske

Festes i sittepute. Har magnetlukking, glidelås og flere lommer.
Art.nr: 990 02 13 / HMS art.nr: 252501

Hoftebelte:

2-punkt hoftebelte Bodypoint inkl feste

4-punkt hoftebelte Bodypoint, inkl feste

Rens

Hoftebelte m/trykknapp S2,5cm, 32cm

Art.nr: 990 02 62 / Hj.m.nr: 316591

Hoftebelte m/trykknapp S2,5cm, 38cm

Art.nr: 990 02 63 / Hj.m.nr: 316592

Hoftebelte m/trykknapp M4cm, 36cm

Art.nr: 990 02 64 / Hj.m.nr: 316588

Hoftebelte m/plastspenne M4cm, 36cm

Art.nr: 990 02 68 / Hj.m.nr: 316589

Hoftebelte m/plastspenne M4cm, 46cm

Art.nr: 990 02 69 / Hj.m.nr: 316590

Hoftebelte m/plastspenne L5cm, 62cm

Art.nr: 990 02 70 / Hj.m.nr: 316587

Hoftebelte Rehabspenne M36, b40

Art.nr: 990 03 59

Hoftebelte Rehabspenne M46, b40

Art.nr: 990 03 60

Hoftebelte Rehabspenne L62, b50

Art.nr: 990 03 61

Hoftebelte m/plastspenne S2,5cm, 32cm

Art.nr: 990 02 65 / Hj.m.nr: 316597

Hoftebelte m/plastspenne S2,5cm, 38cm

Art.nr: 990 02 66 / Hj.m.nr: 316598

Hoftebelte m/plastspenne M4cm, 36cm

Art.nr: 990 02 67 / Hj.m.nr: 316594

Hoftebelte M 4 cm, 36 cm

Art.nr: 990 02 71 / Hj.m.nr: 316595

Hoftebelte M 4 cm, 46 cm

Art.nr: 990 02 72 / Hj.m.nr: 316596

Hoftebelte L 5 cm, 62 cm

Art.nr: 990 02 73 / Hj.m.nr: 316593

Tilbehør:



S3 Bord

Høydereguleres og dybdereguleres. Festes i bakkant armene.

Art.nr: 681 00 20/ HMS art.nr: 297549

Les mer [her](#)




Krykkeholder S3 stk:

Hekter krykken enkelt av og på rullestolen. 1 stk per krykke.

Art.nr: 990 03 01 / HMS art.nr: 243455

Les mer [her](#)



Kilepute

Gir stolen en mer horisontal setevinkel. 3 cm tykk i bakkant.

Art.nr: 577 10 SB

Les mer [her](#)



Kompressorpumpe

Oppladbar pumpe til luft i hjul ol.

Art.nr: 490 00 13 / HMS art.nr: 313904

Les mer [her](#)



Ryggsekk hygiene

Spesial veske for hygieneartikler, bleier, kateter, uridom, stomiutstyr etc.

Art.nr: 990 02 61 / HMS art.nr: 278242

Les mer [her](#)



Eikebeskytter transparent par:

Med logo

22" - Art.nr: 450 01 00 / HMS art.nr: 016511

24" - Art.nr: 450 00 00 / HMS art.nr: 012747

Uten logo

22" - Art.nr: 450 01 11 / HMS art.nr: 317238

24" - Art.nr: 450 00 11 / HMS art.nr: 019539

Annet tilbehør:



Ryggkile stk:

Gir sidestøtte. Oppgi ønsket side ved bestilling av en stk.

Art.nr: 471 00 12 / HMS art.nr: 252498

Les mer [her](#)



Universalt eleastisk bånd lite

Universalt eleastisk bånd stort

Elastisk neoprenbånd



Polstring type:

For å redusere trykk og øke komforten mot harde flater.



ReTyre par:

Grov mønstret dekk som plasseres enkelt utenpå eksisterende dekk, og som gir økt grep på snø, glatt eller ujevne underlag.

24" - Art.nr: 110 03 00 / HMS art.nr: 288487

25" - Art.nr: 110 03 05 / HMS art.nr: 301263

26" - Art.nr: 110 03 06 / HMS art.nr: 317049

Les mer [her](#)



Rullestol veske type:

Avtagbare vesker som festes rett på rullestolen

Se utvalg [her](#)

Innfesting rullestol veske:

Innfesting til vesker som festes rett på rullestolen

Se utvalg [her](#)

Høyre

Venstre

Innstillinger - fyller ut etter utprøving hvis ønskelig.

Bakakselinnstilling (balansering av rullestolen)



Standard posisjon = S3 Karbon bakaksel = 40 mm

Rens

Annen posisjon

Oppgi mål (A) for ønsket posisjon
A = ____ mm

Innstilling av fotstøtte:

Oppgi mål (A) og (B) for ønsket høyde på fotstøtte.
A = ____ mm B = ____ mm



Standardhøyder
Mål - A = fra gulv til overside fotbøyle / fotplate.
Gjelder m/ 24" drivhjul.

Andre høyder krever tilpassing.

	Fotplater	Forlenget fotstøtte rør	Fotplate
Hull 1	A = 55 mm	A = 35 mm	A = 65 mm
Hull 2	A = 75 mm	A = 55 mm	A = 85 mm
Hull 3	A = 95 mm	A = 75 mm	A = 105 mm
Hull 4	A = 115 mm	A = 95 mm	A = 125 mm
Hull 5	A = 135 mm	A = 115 mm	A = 145 mm

Innstilling av rygg
Ryggvinkel justeres med ryggskruen i enden av ryggørret.
Kan justeres fra 11 mm - 26 mm.
Vinkel måles mellom seteramme og rygggramme.
Standard er 87° = 20 mm.



Oppgi mål (A) for ønsket ryggvinkel

A = ____ mm

Grad °	mm
103 °	11 mm
100 °	12 mm
95 °	14 mm
90 °	17 mm
87 °	20 mm
84 °	23 mm
81 °	26 mm

Innstilling av ryggtrekk:

Ryggtrekket reguleres med velcrobånd på bakside.



Tjenester:

Utprøving S3 Swing Timer: ____
Art.nr: 100082
HMS art.nr: 317489

Ettertilpasning S3 Swing Timer: ____
Art.nr: 100001

Utprøving/tilpasning Timer: ____
sittesystemer
Art.nr: 100040

Transport merking:

JA, merk festepunktene på rullestolen for transport i bil



Se bruksanvisning for nærmere retningslinjer.

Kommentar/Annet:
