

NAV HMS:		Dato:		Best.nr:	
Lev. adr.:		Vår ref:		Serienr:	
NAV formidler:		Tlf:		E-post:	
Formidler		Tlf:		E-post:	
Bruker / SF nr:		Tlf:		E-post:	



Panthera S3 Kort Lav

Panthera S3-U3 serien er standardstolen for alle som trenger en lettkjørt rullestol med lav vekt. Setevinkelen er 7 grader. Stolen er 50 mm kortere og 25 mm lavere, og passer for de litt mindre brukerne.

Tips: Husk at den reelle setedybden på Panthera rullestolen er 2-6 cm dypere enn oppgitt pga utformingen av ryggtrekket som gir dybde bakenfor ryggørene på rullestolen.

Panthera S3 Kort Lav rullestol består av;
24" Standard drivhjul, right run dekk, aluminiumdrivringer,
S3 Brems, 120 mm svinghjul, S3 klesbeskyttere, tippesikring
kjørehåndtak.

◆ = standard konfigurasjon
Maks brukervekt sb 33-39: 100 kg

Farge:

◆ Sort

Andre farger

Ved valg av andre farger tilkommer lenger lev.tid på 3 uker og ekstra kostnad på kr 1500,- [Se farger her.](#)

Farge: _____

Rens

Setebredde (SB):



- ◆ **33 cm**
Art.nr: 552 33 00 / HMS art.nr: 316418
- ◆ **36 cm**
Art.nr: 552 36 00 / HMS art.nr: 243096
- ◆ **39 cm**
Art.nr: 552 39 00 / HMS art.nr: 231700

Setedybde (SD):

Setedybde 35 cm



Sitte høyde:

Rens

Sitte høyde foran: 44,5 cm
Sitte høyde bak: 40,5 cm

Sitte høyde kan endres med drivhjul,
svinghjul og gafler.

Rygg

Standard rygg:



- 20 cm**
Art.nr: 523 SB 20
Ikke til sb 50
- 25 cm**
Art.nr: 523 SB 25
- ◆ **30 cm**
Art.nr: 523 SB 30

- 35 cm**
Art.nr: 523 SB 35
- 40 cm**
Art.nr: 523 SB 40
- 45 cm**
Art.nr: 523 SB 45

Innsvingt rygg:
Innsvingt 1,5 cm på hver
side av øvre del på rygg.

- 30 cm**
Art.nr: 525 SB 30
- 35 cm**
Art.nr: 525 SB 35
- 40 cm**
Art.nr: 525 SB 40

Bakoverflyttet rygg:
Øker setedybde 2,5 cm

- 25 cm**
Art.nr: 524 SB 25
- 30 cm**
Art.nr: 524 SB 30
- 35 cm**
Art.nr: 524 SB 35
- 40 cm**
Art.nr: 524 SB 40

**V-Trak og andre
spesialrygger:**

Rens

[Panthera rygg](#)
[V-Trak ryggssystem](#)

Uten ryggtrekk, kun ramme

Legglengde & Putehøyde

Legglengde: _____ cm

Putehøyde: _____ cm

Fotstøtte



- ◆ **Fotbøyle titan**
For SB 36 og 39
SB 36 Art.nr: 360 01 36 / Hj.m.nr: 277721
SB 39 Art.nr: 360 01 39 / Hj.m.nr: 137173



- ◆ **Fotbøyle titan, kort helbøyle**
For SB 33
SB 33 Art.nr: 360 01 34 / Hj.m.nr: 277719



- Fotbøyle, forsterket** Rens
til FreeWheel
SB 33 Art.nr: 717 01 90 / Hj.m.nr: 277715
SB 36 Art.nr: 361 11 36 / Hj.m.nr: 196726
SB 39 Art.nr: 361 11 39 / Hj.m.nr: 196727

Svinghjul m/ gafler:



◆ 120 mm S3

22" - Art.nr: 210 01 20 / Hj.m.nr: 231365
24" - Art.nr: 210 00 70 / Hj.m.nr: 230384
25" - Art.nr: 210 01 00 / Hj.m.nr: 240268
26" - Art.nr: 210 00 77 / Hj.m.nr: 240263



90 mm S3

22" - Art.nr: 210 01 30 / Hj.m.nr: 235534
24" - Art.nr: 210 00 90 / Hj.m.nr: 236422
25" - Art.nr: 210 00 67 / Hj.m.nr: 278169
26" - Art.nr: 210 00 97 / Hj.m.nr: 278173



150 mm S3

24" - Art.nr: 210 00 50 / Hj.m.nr: 287187
25" - Art.nr: 210 00 80 / Hj.m.nr: 317278
26" - Art.nr: 210 01 10 / Hj.m.nr: 317279

Rens

Bakaksel:



◆ Karbon standard 2,2°

Art.nr: 330 23 SB

Karbon 2,2° + 15mm

Art.nr: 330 23 SB+1

Denne bakakselen benyttes ved bruk av armlene.

Annen bakaksel:

Rens

Brems:



◆ S3 Brems

Art.nr: 463 00 00 / HMS art.nr: 239395

S3 Brems forlenget håndtak

Art.nr: 463 00 20 / HMS art.nr: 269893

S3 Brems framflyttet

Art.nr: 463 00 10 / HMS art.nr: 256440

S3 Brems bakoverflyttet

Art.nr: 463 01 20 / HMS art.nr: 255351

S3 bremseskive kompakte dekk

Art.nr: 463 01 50 / HMS art.nr: 278018

Enhåndsbrems høyre

SB 30/33 - Art.nr: 367 30 33 / Hj.m.nr: 027193

SB 36/39 - Art.nr: 367 36 39 / Hj.m.nr: 027194

SB 42/45 - Art.nr: 367 42 45 / Hj.m.nr: 027195

Rens

Enhåndsbrems venstre

SB 30/33 - Art.nr: 368 30 33 / Hj.m.nr: 027196

SB 36/39 - Art.nr: 368 36 39 / Hj.m.nr: 027197

SB 42/45 - Art.nr: 368 42 45 / Hj.m.nr: 027198

Tippesikring:



◆ Tippesikring

Art.nr: 435 50 00
HMS art.nr: 317366

Tippesikring +30 mm

Art.nr: 435 34 30
HMS art.nr: 317363

Rens

Klesbeskytter:

Ved 22" drivhjul benyttes 24" klesbeskyttere / armlene og ved 24" drivhjul benyttes 26" klesbeskyttere / armlene

Rens

◆ S3 Myk skjerm

24" - Art.nr: 440 24 30 / HMS art.nr: 278227
25" - Art.nr: 440 25 30 / HMS art.nr: 252398
26" - Art.nr: 440 26 30 / HMS art.nr: 278232



Karbon uten skjerm

24" - Art.nr: 442 10 31 / Hj.m.nr: 330361
25" - Art.nr: 442 15 31 / Hj.m.nr: 330365
26" - Art.nr: 442 16 31 / Hj.m.nr: 330367



Karbon liten skjerm

24" - Art.nr: 442 20 31 / Hj.m.nr: 330348
25" - Art.nr: 442 25 31 / Hj.m.nr: 330352
26" - Art.nr: 442 26 31 / Hj.m.nr: 330354



Karbon stor skjerm

24" - Art.nr: 442 30 31 / Hj.m.nr: 330335
25" - Art.nr: 442 35 31 / Hj.m.nr: 330339
26" - Art.nr: 442 36 31 / Hj.m.nr: 330341



Armlene:



Armlene 24/25" justerbar høyde og dybde

Art.nr: 440 12 00 / HMS art.nr: 231702

Armlene 26" justerbar høyde og dybde

Art.nr: 440 13 00 / HMS art.nr: 253614

Nedfellbare kjørehåndtak:



◆ Faste nedfellbare

Art.nr: 424 50 00
HMS nr: 234366

Kjørehåndtak:



Hev/senk & innsvingbare

Art.nr: 425 20 60 / HMS art.nr: 230385

Hev/senk & innsvingbare +10 cm

Art.nr: 425 20 63 / HMS art.nr: 244868

Kjørebøyle:



Rens

Kjørebøyle hev/senk

Art.nr: 424 00 SB

Pute:



Standard sittepute

Justerbar SD 27 - 33

SD 35 cm

2,5 cm

Art.nr: 572 SB 34

2,5 cm

Art.nr: 572 SB 35

5 cm

Art.nr: 575 SB 34

5 cm

Art.nr: 575 SB 35

Sitteputer

Les mer her:

Inserto

RoHo

Comfort

Rens

Brystbelte:



Alle brystseler har inkludert feste

Brystsele StayFlex XS

Art.nr: 990 02 74 / Hj.m.nr: 316613

Brystsele StayFlex S

Art.nr: 990 02 75 / Hj.m.nr: 316611

Brystsele StayFlex M

Art.nr: 990 02 76 / Hj.m.nr: 316609



Brystsele Pivofit XXS

Art.nr: 990 02 77 / Hj.m.nr: 316607

Brystsele Pivofit XS

Art.nr: 990 02 78 / Hj.m.nr: 316605

Brystsele Pivofit S

Art.nr: 990 02 79 / Hj.m.nr: 316603

Brystsele Pivofit M

Art.nr: 990 02 80 / Hj.m.nr: 316601

Rens

Hoftebelte:

2-punkt hoftebelte Bodypoint inkl feste



Hoftebelte m/trykknapp S2,5cm, 32cm

Art.nr: 990 02 62 / Hj.m.nr: 316591

Hoftebelte m/trykknapp S2,5cm, 38cm

Art.nr: 990 02 63 / Hj.m.nr: 316592

Hoftebelte m/trykknapp M4cm, 36cm

Art.nr: 990 02 64 / Hj.m.nr: 316588



Hoftebelte m/plastspenne M4cm, 36cm

Art.nr: 990 02 68 / Hj.m.nr: 316589

Hoftebelte m/plastspenne M4cm, 46cm

Art.nr: 990 02 69 / Hj.m.nr: 316590

Hoftebelte m/plastspenne L5cm, 62cm

Art.nr: 990 02 70 / Hj.m.nr: 316587



Hoftebelte Rehabspenne M36, b40

Art.nr: 990 03 59

Hoftebelte Rehabspenne M46, b40

Art.nr: 990 03 60

Hoftebelte Rehabspenne L62, b50

Art.nr: 990 03 61



4-punkt hoftebelte Bodypoint, inkl feste

Rens

Hoftebelte m/plastspenne S2,5cm, 32cm

Art.nr: 990 02 65 / Hj.m.nr: 316597

Hoftebelte m/plastspenne S2,5cm, 38cm

Art.nr: 990 02 66 / Hj.m.nr: 316598

Hoftebelte m/plastspenne M4cm, 36cm

Art.nr: 990 02 67 / Hj.m.nr: 316594



Hoftebelte M 4 cm, 36 cm

Art.nr: 990 02 71 / Hj.m.nr: 316595

Hoftebelte M 4 cm, 46 cm

Art.nr: 990 02 72 / Hj.m.nr: 316596

Hoftebelte L 5 cm, 62 cm

Art.nr: 990 02 73 / Hj.m.nr: 316593

Tilbehør:



Freewheel

Krever forsterket fotbøyle
Hjelper deg når du ønsker å ta deg frem på snø, skogsstier, gressplen eller fortauskanter
Velg FreeWheel etter høyde/cm underlag til overside fotplate

6 - 11,5 cm - Art.nr: 260 01 02 / Hj.m.nr: 278254

11,5 - 16,5 cm - Art.nr: 260 01 05 / Hj.m.nr: 256554

14 - 19 cm - Art.nr: 260 01 06 / Hj.m.nr: 297054

16,5 - 21,5 cm - Art.nr: 260 01 07 / Hj.m.nr: 292179

19 - 24 cm - Art.nr: 260 01 08 / Hj.m.nr: 288349

Les mer [her](#)



Seteveske

Festes i setetrekk. Har magnetlukking, glidelås og flere lommer.
Art.nr: 990 02 12 / HMS art.nr: 235588

Les mer [her](#)



Seteveske

Festes i sittepute. Har magnetlukking, glidelås og flere lommer.
Art.nr: 990 02 13 / HMS art.nr: 252501

Les mer [her](#)



Kompressorpumpe

Oppladbar pumpe til luft i hjul ol.
Art.nr: 490 00 13 / HMS art.nr: 313904

Les mer [her](#)



Ryggkile stk:

Gir sidestøtte. Oppgi ønsket side ved bestilling av en stk.
Art.nr: 471 00 12 / HMS art.nr: 252498

Les mer [her](#)



S3 Bord

Høydereguleres og dybdereguleres. Festes i bakkant armleiene.

Art.nr: 681 00 20 / HMS art.nr: 297549

Les mer [her](#)



ReTyre par:

Grov mønstret dekk som plasseres enkelt utenpå eksisterende dekk, og som gir økt grep på snø, glatt eller ujevne underlag.
24" - Art.nr: 110 03 00 / HMS art.nr: 288487
25" - Art.nr: 110 03 05 / HMS art.nr: 301263
26" - Art.nr: 110 03 06 / HMS art.nr: 317049



Eikebeskytter transparent par:

Med logo

22" - Art.nr: 450 01 00 / HMS art.nr: 016511
24" - Art.nr: 450 00 00 / HMS art.nr: 012747

Uten logo

22" - Art.nr: 450 01 11 / HMS art.nr: 317238
24" - Art.nr: 450 00 11 / HMS art.nr: 019539



Rullestol veske type:

Avtagbare vesker som festes rett på rullestolen

Se utvalg [her](#)



Innfesting rullestol veske:

Innfesting til vesker som festes rett på rullestolen

Se utvalg [her](#)

Høyre

Venstre



Transporttrekk

til FreeWheel
Trekk til å frakte FreeWheel.
Art.nr: 100 229 / HMS art.nr: 207060

Les mer [her](#)



Krykkeholder S3 stk:


Hekter krykken enkelt av og på rullestolen.
1 stk per krykke.
Art.nr: 990 03 01 / HMS art.nr: 243455

Les mer [her](#)



Rammebeskytter stk:

Beskytter ramme mot riper og slag.
2 stk festes på rammen i front, 1 stk bak på ryggør.
Art.nr: 990 02 51 / HMS art.nr: 178532



Kilepute

Gir stolen en mer horisontal setevinkel.
3 cm tykk i bakkant.
Art.nr: 577 10 SB

Les mer [her](#)



Universalt elastisk bånd lite

Universalt elastisk bånd stort

Elastisk neoprenbånd



Polstring type:

For å redusere trykk og øke komforten mot harde flater.

Les mer [her](#)



Ryggsekk hygiene

Spesial veske for hygieneartikler, bleier, kateter, uridom, stomiutstyr etc.

Art.nr: 990 02 61 / HMS art.nr: 278242

Annet tilbehør:

Innstillinger - fylles ut etter utprøving hvis ønskelig.

Bakakselinnstilling (balansering av rullestolen)



Standard posisjon = S3 Karbon bakaksel = 60 mm
(6 ° Kamber bakaksel = 31 mm)
(Karbon bakaksel = 40 mm)

Annen posisjon Oppgi mål (A) for ønsket posisjon
A = ____mm


Rens

Innstilling av fotstøtte:

Oppgi mål (A) og (B) for ønsket høyde på fotstøtte.

A = ____ mm

B = ____ mm



Standardhøyder
Mål - A = fra gulv til overside fotbøyle / fotplate.
Gjelder m/ 24" drivhjul.

Andre høyder krever tilpassing.

	Standard / liten fotbøyle	Forlenget forsterket fotbøyle	Fotplate
Hull 1	A = 55 mm	A = 35 mm	A = 65 mm
Hull 2	A = 75 mm	A = 55 mm	A = 85 mm
Hull 3	A = 95 mm	A = 75 mm	A = 105 mm
Hull 4	A = 115 mm	A = 95 mm	A = 125 mm
Hull 5	A = 135 mm	A = 115 mm	A = 145 mm

Innstilling av rygg
Ryggvinkel justeres med ryggskruen i enden av ryggørret.
Kan justeres fra 11 mm - 26 mm.
Vinkel måles mellom seteramme og rygggramme.
Standard er 87° = 20 mm.



Oppgi mål (A) for ønsket ryggvinkel

A = ____ mm

Grad °	mm
103 °	11 mm
100 °	12 mm
95 °	14 mm
90 °	17 mm
87 °	20 mm
84 °	23 mm
81 °	26 mm

Innstilling av ryggtrekk:

Ryggtrekket reguleres med velcrobånd på bakside.



Tjenester:

Utprøving S3
Art.nr: 100081
HMS art.nr: 317488

Timer: ____

Ettertilpasning S3
Art.nr: 100071
HMS art.nr: 317482

Timer: ____

Utprøving/tilpasning sittesystemer
Art.nr: 100040

Timer: ____

Transport merking:

JA, merk festepunktene på rullestolen for transport i bil



Se bruksanvisning for nærmere retningslinjer.

Kommentar/Annet:
