

NAV HMS:		Dato:		Best.nr:	
Lev. adr.:		Vår ref:		Serienr:	
NAV formidler:		Tlf:		E-post:	
Formidler		Tlf:		E-post:	
Bruker / SF nr:		Tlf:		E-post:	



Panthera S3 Swing

Panthera S3 Swing har delte, utsvingbare og avtakbare fotstøtter. Rammekonstruksjonen i front er bred slik at det blir god plass til føttene på underlaget. Panthera S3 Swing er den desidert letteste og mest lettkjørt rullestolen som finnes for denne brukergruppen. Setevinkelen er 4 grader.

Tips: Husk at den reelle setedybden på Panthera rullestolen er 2-6 cm dypere enn oppgitt pga utformingen av ryggtrekket som gir dybde bakenfor ryggrorene på rullestolen.

Panthera S3 Swing rullestol består av;
24" standard drivhjul, right run dekk, aluminiumdrivringer, S3 brems,
120 mm svinghjul, tippesikringer, armlene, nedfellbare kjørehåndtak.

◆ = standard konfigurasjon
Maks brukervekt sb 36-42: 100 kg
Maks brukervekt sb 45-50: 150 kg

Farge:

◆ Sort

Andre farger

Ved valg av andre farger tilkommer lenger lev.tid på 3 uker og ekstra kostnad på kr 1500,- [Se farger her](#).

Farge: _____

Rens

Setebredde (SB):



◆ 36 cm

Art.nr: 547 36 00 / HMS art.nr: 232814

◆ 39 cm

Art.nr: 547 39 00 / HMS art.nr: 231364

◆ 42 cm

Art.nr: 547 42 00 / HMS art.nr: 232815

◆ 45 cm

Art.nr: 547 45 00 / HMS art.nr: 232503

◆ 50 cm

Art.nr: 547 50 00 / HMS art.nr: 232803

Setedybde (SD):

Setedybde 40 cm



Sitteshøyde:

Sitteshøyde foran: 45 cm

Sitteshøyde bak: 43 cm

Rens

Sitteshøyde kan endres med drivhjul,
svinghjul, gafler og forhøyningssatser
til bakaksel

Fotstøtte



◆ Fotplate S3 oppsvingbare

Venstre

SB 36 Art.nr: 670 33 01 / HMS art.nr: 150575
SB 39/42 Art.nr: 670 39 01 / HMS art.nr: 150577
SB 45 Art.nr: 670 45 01 / HMS art.nr: 240263
SB 50 Art.nr: 670 50 01 / HMS art.nr: 150571

Høyre

SB 36 Art.nr: 670 33 02 / HMS art.nr: 150575
SB 39/42 Art.nr: 670 39 02 / HMS art.nr: 150576
SB 45 Art.nr: 670 45 02 / HMS art.nr: 150578
SB 50 Art.nr: 670 50 02 / HMS art.nr: 150570

Fotplate S3 oppsvingbare forlenget

Forlenget fotstøtte rør 40 mm

Venstre

SB 36 Art.nr: 672 33 01 / HMS art.nr: 150581
SB 39/42 Art.nr: 672 39 01 / HMS art.nr: 150583
SB 45 Art.nr: 672 45 01 / HMS art.nr: 150585
SB 50 Art.nr: 672 50 01 / HMS art.nr: 150573

Høyre

SB 36 Art.nr: 672 33 02 / HMS art.nr: 150580
SB 39/42 Art.nr: 672 39 02 / HMS art.nr: 150582
SB 45 Art.nr: 672 45 02 / HMS art.nr: 150584
SB 50 Art.nr: 672 50 02 / HMS art.nr: 150570

Fotplate S3 oppsvingbare store

Fremflyttet 80 mm

Venstre

SB 36 Art.nr: 673 33 01 / HMS art.nr: 277733
SB 39/42 Art.nr: 673 39 01 / HMS art.nr: 241676
SB 45/50 Art.nr: 673 45 01 / HMS art.nr: 235118

Høyre

SB 36 Art.nr: 673 33 02 / HMS art.nr: 277732
SB 39/42 Art.nr: 673 39 02 / HMS art.nr: 241677
SB 45/50 Art.nr: 673 45 02 / HMS art.nr: 235119

Fotplate S3 oppsvingbare forlenget store

Fremflyttet 80 mm og forlenget fotstøtte rør 40 mm

Venstre

SB 36 Art.nr: 674 33 01 / HMS art.nr: 277735
SB 39/42 Art.nr: 674 39 01 / HMS art.nr: 311247
SB 45/50 Art.nr: 674 45 01 / HMS art.nr: 316527

Høyre

SB 36 Art.nr: 674 33 02 / HMS art.nr: 277734
SB 39/42 Art.nr: 674 39 02 / HMS art.nr: 311248
SB 45/50 Art.nr: 674 45 02 / HMS art.nr: 316526

Helbånd til fotplate, par

SB 36 Art.nr: 370 03 35 / HMS art.nr: 178088
SB 39/42 Art.nr: 370 03 41 / HMS art.nr: 178089
SB 45 Art.nr: 370 03 47 / HMS art.nr: 178090
SB 50 Art.nr: 370 03 52 / HMS art.nr: 178091



Rygg

Standard rygg:



20 cm
Art.nr: 523 SB 20
Ikke til sb 50

35 cm
Art.nr: 523 SB 35

25 cm
Art.nr: 523 SB 25

40 cm
Art.nr: 523 SB 40

◆ 30 cm
Art.nr: 523 SB 30

45 cm
Art.nr: 523 SB 45

Innsvingt rygg:

Innsvingt 1,5 cm på hver side øvre del av rygg.

30 cm
Art.nr: 525 SB 30

35 cm
Art.nr: 525 SB 35

40 cm
Art.nr: 525 SB 40

Bakoverflyttet rygg:

Øker setedybde 2,5 cm

25 cm
Art.nr: 524 SB 25

30 cm
Art.nr: 524 SB 30

35 cm
Art.nr: 524 SB 35

40 cm
Art.nr: 524 SB 40

V-Trak og andre spesialrygger:

Rens

Uten ryggtrekk, kun ramme

[Panthera rygg](#)
[V-Trak ryggsystem](#)

Legglengde & Putehøyde

Legglengde: _____ cm

Putehøyde: _____ cm

Brems:



◆ S3 Brems

Art.nr: 463 00 00 / HMS art.nr: 239395

S3 Brems forlenget håndtak

Art.nr: 463 00 20 / HMS art.nr: 269893

S3 Brems framflyttet

Art.nr: 463 00 10 / HMS art.nr: 256440

S3 Brems bakoverflyttet

Art.nr: 463 01 20 / HMS art.nr: 255351

S3 bremseskiver kompakte dekk

Art.nr: 463 01 50 / HMS art.nr: 278018

Enhåndsbrems høyre

SB 36/39 - Art.nr: 367 36 39 / HMS art.nr: 027194

SB 42/45 - Art.nr: 367 42 45 / HMS art.nr: 027195

Fins ikke til sb 50

Enhåndsbrems venstre

SB 36/39 - Art.nr: 368 36 39 / HMS art.nr: 027197

SB 42/45 - Art.nr: 368 42 45 / HMS art.nr: 027198

Fins ikke til sb 50

Rens

Tippesikring:



◆ Tippesikring

Art.nr: 435 30 00
HMS art.nr: 230272

Tippesikring +30 mm

Art.nr: 435 30 30
HMS art.nr: 234336

Tippesikring + 60 mm

Art.nr: 435 30 60
HMS art.nr: 278259

Rens

Ved forhøyning av sitte høyde bør det brukes forlengede tippesikringer, se oversikt [her](#)

Armlene:



◆ Armlene 24/25" justerbar høyde og dybde

Art.nr: 440 12 00 / HMS art.nr: 231702

Armlene 26" justerbar høyde og dybde

Art.nr: 440 13 00 / HMS art.nr: 253614

Rens

Klesbeskytter:

S3 Myk skjerm

24" - Art.nr: 440 24 30 / HMS art.nr: 278227

25" - Art.nr: 440 25 30 / HMS art.nr: 252398

26" - Art.nr: 440 26 30 / HMS art.nr: 278232



Karbon uten skjerm

24" - Art.nr: 442 10 31 / Hj.m.nr: 330361

25" - Art.nr: 442 15 31 / Hj.m.nr: 330365

26" - Art.nr: 442 16 31 / Hj.m.nr: 330367



Karbon liten skjerm

24" - Art.nr: 442 20 31 / Hj.m.nr: 330348

25" - Art.nr: 442 25 31 / Hj.m.nr: 330352

26" - Art.nr: 442 26 31 / Hj.m.nr: 330354



Karbon stor skjerm

24" - Art.nr: 442 30 31 / Hj.m.nr: 330335

25" - Art.nr: 442 35 31 / Hj.m.nr: 330339

26" - Art.nr: 442 36 31 / Hj.m.nr: 330341



Nedfellbare kjørehåndtak:

◆ Faste nedfellbare

Art.nr: 424 50 00
HMS art.nr: 234366



Kjørehåndtak:



Hev/senk & innsvingbare

Art.nr: 425 20 60 / HMS art.nr: 230385

Hev/senk & innsvingbare +10 cm

Art.nr: 425 20 63 / HMS art.nr: 244868

Kjørebøyle:



Kjørebøyle hev/senk

Art.nr: 424 00 SB

Rens

Pute:

Standard sittepute



5 cm

Art.nr: 575 SB 40

2,5 cm

Art.nr: 572 SB 40

Sitteputer

Les mer her:

[Inserto](#)

[RoHo](#)

[Comfort](#)

Rens

Seteveske:



Seteveske

Festes i setetrekk. Har magnetlukking, glidelås og flere lommer.

Art.nr: 990 02 12 / HMS art.nr: 235588



Seteveske

Festes i sittepute. Har magnetlukking, glidelås og flere lommer.

Art.nr: 990 02 13 / HMS art.nr: 252501

Hoftebelte:

2-punkt hoftebelte Bodypoint inkl feste



Hoftebelte m/trykknapp S2,5cm, 32cm

Art.nr: 990 02 62 / Hj.m.nr: 316591

Hoftebelte m/trykknapp S2,5cm, 38cm

Art.nr: 990 02 63 / Hj.m.nr: 316592

Hoftebelte m/trykknapp M4cm, 36cm

Art.nr: 990 02 64 / Hj.m.nr: 316588



Hoftebelte m/plastspenne M4cm, 36cm

Art.nr: 990 02 68 / Hj.m.nr: 316589

Hoftebelte m/plastspenne M4cm, 46cm

Art.nr: 990 02 69 / Hj.m.nr: 316590

Hoftebelte m/plastspenne L5cm, 62cm

Art.nr: 990 02 70 / Hj.m.nr: 316587



Hoftebelte Rehabspenne M36, b40

Art.nr: 990 03 59

Hoftebelte Rehabspenne M46, b40

Art.nr: 990 03 60

Hoftebelte Rehabspenne L62, b50

Art.nr: 990 03 61

4-punkt hoftebelte Bodypoint, inkl feste

Rens



Hoftebelte m/plastspenne S2,5cm, 32cm

Art.nr: 990 02 65 / Hj.m.nr: 316597

Hoftebelte m/plastspenne S2,5cm, 38cm

Art.nr: 990 02 66 / Hj.m.nr: 316598

Hoftebelte m/plastspenne M4cm, 36cm

Art.nr: 990 02 67 / Hj.m.nr: 316594



Hoftebelte M 4 cm, 36 cm

Art.nr: 990 02 71 / Hj.m.nr: 316595

Hoftebelte M 4 cm, 46 cm

Art.nr: 990 02 72 / Hj.m.nr: 316596

Hoftebelte L 5 cm, 62 cm

Art.nr: 990 02 73 / Hj.m.nr: 316593

Tilbehør:



S3 Bord

Høyderreguleres og dybderreguleres. Festes i bakkant armene.

Art.nr: 681 00 20 / HMS art.nr: 297549

Les mer [her](#)




Krykkeholder S3 stk:

Hekter krykken enkelt av og på rullestolen. 1 stk per krykke.

Art.nr: 990 03 01 / HMS art.nr: 243455

Les mer [her](#)



Kilepute

Gir stolen en mer horisontal setevinkel. 3 cm tykk i bakkant.

Art.nr: 577 10 SB

Les mer [her](#)



Kompressorpumpe

Oppladbar pumpe til luft i hjul ol.

Art.nr: 490 00 13 / HMS art.nr: 313904

Les mer [her](#)



Ryggsekk hygiene

Spesial veske for hygieneartikler, bleier, kateter, uridom, stomiutstyr etc.

Art.nr: 990 02 61 / HMS art.nr: 278242

Les mer [her](#)



Eikebeskytter transparent par:

Med logo

22" - Art.nr: 450 01 00 / HMS art.nr: 016511

24" - Art.nr: 450 00 00 / HMS art.nr: 012747

Uten logo

22" - Art.nr: 450 01 11 / HMS art.nr: 317238

24" - Art.nr: 450 00 11 / HMS art.nr: 019539

Annet tilbehør:



Ryggkile stk:

Gir sidestøtte. Oppgi ønsket side ved bestilling av en stk.

Art.nr: 471 00 12 / HMS art.nr: 252498

Les mer [her](#)



Universalt eleastisk bånd lite

Universalt eleastisk bånd stort

Elastisk neoprenbånd



Polstring type:

For å redusere trykk og øke komforten mot harde flater.



ReTyre par:

Grov mønstret dekk som plasseres enkelt utenpå eksisterende dekk, og som gir økt grep på snø, glatt eller ujevne underlag.

24" - Art.nr: 110 03 00 / HMS art.nr: 288487

25" - Art.nr: 110 03 05 / HMS art.nr: 301263

26" - Art.nr: 110 03 06 / HMS art.nr: 317049

Les mer [her](#)



Rullestol veske type:

Avtagbare vesker som festes rett på rullestolen

Se utvalg [her](#)



Innfesting rullestol veske:

Innfesting til vesker som festes rett på rullestolen

Se utvalg [her](#)

Høyre

Venstre

Innstillinger - fyller ut etter utprøving hvis ønskelig.

Bakakselinnstilling (balansering av rullestolen)



Standard posisjon = S3 Karbon bakaksel = 40 mm

Rens

Annen posisjon

Oppgi mål (A) for ønsket posisjon
A = _____ mm

Innstilling av fotstøtte:

Oppgi mål (A) og (B) for ønsket høyde på fotstøtte.
A = _____ mm B = _____ mm



Standardhøyder
Mål - A = fra gulv til overside fotbøyle / fotplate.
Gjelder m/ 24" drivhjul.

Andre høyder krever tilpassing.

	Fotplater	Forlenget fotstøtte rør	Fotplate
Hull 1	A = 55 mm	A = 35 mm	A = 65 mm
Hull 2	A = 75 mm	A = 55 mm	A = 85 mm
Hull 3	A = 95 mm	A = 75 mm	A = 105 mm
Hull 4	A = 115 mm	A = 95 mm	A = 125 mm
Hull 5	A = 135 mm	A = 115 mm	A = 145 mm

Innstilling av rygg
Ryggvinkel justeres med ryggskruen i enden av ryggørret.
Kan justeres fra 11 mm - 26 mm.
Vinkel måles mellom seteramme og rygggramme.
Standard er 87° = 20 mm.



Oppgi mål (A) for ønsket ryggvinkel

A = _____ mm

Grad °	mm
103 °	11 mm
100 °	12 mm
95 °	14 mm
90 °	17 mm
87 °	20 mm
84 °	23 mm
81 °	26 mm

Innstilling av ryggtrekk:

Ryggtrekket reguleres med velcrobånd på bakside.


Transport merking:

JA, merk festepunktene på rullestolen for transport i bil



Se bruksanvisning for nærmere retningslinjer.

Tjenester:

Utprøving S3 Swing Timer: _____
Art.nr: 100082
HMS art.nr: 317489

Ettertilpasning S3 Swing Timer: _____
Art.nr: 100001

Utprøving/tilpasning sittesystemer Timer: _____
Art.nr: 100040

Kommentar/Annet: