

NAV HMS:		Dato:		Best.nr:	
Lev. adr.:		Vår ref:		Serienr:	
NAV formidler:		Tlf:		E-post:	
Formidler		Tlf:		E-post:	
Bruker / SF nr:		Tlf:		E-post:	



Panthera S3 Swing Lav

Panthera S3 Swing Lav har delte, utsvingbare og avtakbare fotstøtter. Rammekonstruksjonen i front er bred slik at det blir god plass til føttene på underlaget. Setevinkelen er 0 grader. Sittehøyde er 39 cm fremme og bak.

Tips: Husk at den reelle setedybden på Panthera rullestolen er 2-6 cm dypere enn oppgitt pga utformingen av ryggtrekket som gir dybde bakenfor rygggrørene på rullestolen.

Panthera S3 Swing Lav rullestol består av:
24" standard drivhjul, right run dekk, aluminiumdrivringer, S3 brems,
120 mm svinghjul, tippesikringer, armlene, nedfellbare kjørehåndtak.

◆ = standard konfigurasjon
Maks brukervekt sb 36-42: 100 kg
Maks brukervekt sb 45-50: 150 kg

Farge:	◆ Sort	Andre farger	Farge: _____	Rens
Ved valg av andre farger tilkommer lenger lev.tid på 3 uker og ekstra kostnad på kr 1500,- Se farger her.				

Setebredde (SB):



- ◆ **36 cm**
Art.nr: 583 70 36 / HMS art.nr: 265848
- ◆ **39 cm**
Art.nr: 583 70 39 / HMS art.nr: 316421
- ◆ **42 cm**
Art.nr: 583 70 42 / HMS art.nr: 244181
- ◆ **45 cm**
Art.nr: 583 70 45 / HMS art.nr: 253716
- ◆ **50 cm**
Art.nr: 583 70 50 / HMS art.nr: 269378

Setedybde (SD):

Setedybde 40 cm



Sittehøyde:

Rens

Sittehøyde foran: 39 cm
Sittehøyde bak: 39 cm

Sittehøyde kan endres med drivhjul, svinghjul, gafler og forhøyningsatser til bakaksel.

Fotstøtte



◆ Fotplate S3 oppsvingbare

- | | | |
|---------|----------|--|
| Venstre | SB 36 | Art.nr: 670 33 01 / HMS art.nr: 150575 |
| | SB 39/42 | Art.nr: 670 39 01 / HMS art.nr: 150577 |
| | SB 45 | Art.nr: 670 45 01 / HMS art.nr: 240263 |
| Høyre | SB 50 | Art.nr: 670 50 01 / HMS art.nr: 150571 |
| | SB 36 | Art.nr: 670 33 02 / HMS art.nr: 150575 |
| | SB 39/42 | Art.nr: 670 39 02 / HMS art.nr: 150576 |
| | SB 45 | Art.nr: 670 45 02 / HMS art.nr: 150578 |
| | SB 50 | Art.nr: 670 50 02 / HMS art.nr: 150570 |

Fotplate S3 oppsvingbare store

Fremflyttet 80 mm

- | | | |
|---------|----------|--|
| Venstre | SB 36 | Art.nr: 673 33 01 / HMS art.nr: 277733 |
| | SB 39/42 | Art.nr: 673 39 01 / HMS art.nr: 241676 |
| | SB 45/50 | Art.nr: 673 45 01 / HMS art.nr: 235118 |
| Høyre | SB 36 | Art.nr: 673 33 02 / HMS art.nr: 277732 |
| | SB 39/42 | Art.nr: 673 39 02 / HMS art.nr: 241677 |
| | SB 45/50 | Art.nr: 673 45 02 / HMS art.nr: 235119 |

Helbånd til fotplate, par

Rens

- | | |
|----------|--|
| SB 36 | Art.nr: 370 03 35 / HMS art.nr: 178088 |
| SB 39/42 | Art.nr: 370 03 41 / HMS art.nr: 178089 |
| SB 45 | Art.nr: 370 03 47 / HMS art.nr: 178090 |
| SB 50 | Art.nr: 370 03 52 / HMS art.nr: 178091 |



Rygg

Standard rygg:



20 cm
Art.nr: 523 SB 20
Ikke til sb 50

25 cm
Art.nr: 523 SB 25

◆ **30 cm**
Art.nr: 523 SB 30

35 cm
Art.nr: 523 SB 35

40 cm
Art.nr: 523 SB 40

45 cm
Art.nr: 523 SB 45

Innsvingt rygg:

Innsvingt 1,5 cm på hver side øvre del av rygg.

30 cm
Art.nr: 525 SB 30

35 cm
Art.nr: 525 SB 35

40 cm
Art.nr: 525 SB 40

Bakoverflyttet rygg:

Øker setedybde 2,5 cm

25 cm
Art.nr: 524 SB 25

30 cm
Art.nr: 524 SB 30

35 cm
Art.nr: 524 SB 35

40 cm
Art.nr: 524 SB 40

V-Trak og andre spesialrygger:

Rens

[Panthera rygg](#)
[V-Trak ryggssystem](#)

Uten ryggtrekk, kun ramme

Legglengde &
Putehøyde

Legglengde: _____ cm

Putehøyde: _____ cm

Drivhjul:

Hjul



22" Standard

◆ 24" Standard



24" Spinergy X

25" Spinergy X

26" Spinergy X

Spinergy X hjul gir rullestolen 1 kg lavere egenvekt



24" MTB Offroad

m/16 mm titandrivring

25" MTB Offroad

m/19 mm titandrivring

26" MTB Offroad

m/19 mm titandrivring

Rens

Dekk



Rens

◆ Right Run dekk

Allround dekk, lettkjørt, god punkteringsbeskyttelse

Schwalbe One dekk kun til 24" og 25"

Lav vekt og svært lettkjørt

Marathon Plus dekk

Ekstrem punkteringsbeskyttelse, litt mønster

Kompakte dekk

Krever bremseskiver

Drivring



Rens

◆ **Aluminium drivring**, kun 24"

Glatt overflate, lav vekt

Titan drivring 16 mm

Glatt overflate

Paragrip drivring

Litt friksjon

Tetragrip drivring

Mye friksjon

Aluminium X drivring, 24" - 26"

Glatt overflate, lav vekt

Titan drivring 19 mm

Glatt overflate, bøyde ører

Gekko drivring

Litt friksjon, silikonstripe

Gekko S drivring

Litt friksjon, silikonstripe, small

[Finn art.nr på drivhjulsselgeren her](#)

Andre drivhjul art.nr: _____

Enhåndsdrift:

Ved bruk av enhåndsdrift inngår bakaksel enhåndsdrift og konisk drivaksel

Rens

22" Enhåndsdrift m/alu drivring

24" Enhåndsdrift m/alu drivring

26" Enhåndsdrift m/alu drivring

22" Enhåndsdrift m/friksjonsdrivring

24" Enhåndsdrift m/friksjonsdrivring

26" Enhåndsdrift m/friksjonsdrivring

Rens

Høyre

Venstre

Rens

Dekk

Right Run dekk

Kompakte dekk, grå

Marathon Plus dekk

Enhåndsdrift gir ca 2 kg ekstra vekt og 3 cm ekstra på totalbredde. Ved valg av armlene, må armlene 26" benyttes.

Ledsagerbrems:



Ledsagerbrems

Inkl bakaksel, kjørebøyle, drivhjul u/drivring
Ved kominasjon med armlene kreves det armlene for 26" armlene.

Rens

Dekk

Right Run dekk

Allround dekk, lettkjørt, god punkteringsbeskyttelse

Kompakte dekk, grå

Kan ikke punktere, vedlikeholdsfrie

Marathon Plus dekk

Ekstrem punkteringsbeskyttelse, litt mønster

Rens

Drivring

Rens

Titan drivring

Glatt overflate

Paragrip drivring

Litt friksjon

Tetragrip drivring

Mye friksjon

Annet: _____

Svinghjul med gafler:



◆ 120 mm S3

24" - Art.nr: 210 00 20 / HMS art.nr: 231365
25" - Art.nr: 210 00 40 / HMS art.nr: 244877
26" - Art.nr: 210 00 70 / HMS art.nr: 230384



90 mm S3

22" - Art.nr: 210 00 10 / Hj.m.nr: 235532
24" - Art.nr: 210 00 30 / Hj.m.nr: 235534
25" - Art.nr: 210 00 60 / Hj.m.nr: 269886
26" - Art.nr: 210 00 90 / Hj.m.nr: 236422



150 mm S3

26" - Art.nr: 210 00 50 / HMS art.nr: 287187

Rens

Bakaksel:



◆ **Karbon 2,2° + 1,5 cm**

Art.nr: 330 23 SB+1

Denne bakakselen benyttes ved bruk av armlene

Karbon standard 2,2°

Art.nr: 330 23 SB

[Alternativ bakaksel:](#)

Rens

Brems:

Rens



- S3 Brems**
 Art.nr: 463 00 00 / HMS art.nr: 239395
- S3 Brems forlenget håndtak**
 Art.nr: 463 00 20 / HMS art.nr: 269893
- S3 Brems framflyttet**
 Art.nr: 463 00 10 / HMS art.nr: 256440

- S3 Brems bakoverflyttet**
 Art.nr: 463 01 20 / HMS art.nr: 255351
- S3 bremseskiver kompakte dekk**
 Art.nr: 463 01 50 / HMS art.nr: 278018

- Enhåndsbrems høyre**
SB 36/39 - Art.nr: 367 36 39 / HMS art.nr: 027194
SB 42/45 - Art.nr: 367 42 45 / HMS art.nr: 027195
 Fins ikke til sb 50
- Enhåndsbrems venstre**
SB 36/39 - Art.nr: 368 36 39 / HMS art.nr: 027197
SB 42/45 - Art.nr: 368 42 45 / HMS art.nr: 027198
 Fins ikke til sb 50

Tippesikring:

Rens



- Tippesikring**
 Art.nr: 435 50 00
 HMS art.nr: 317366
- Tippesikring +30 mm**
 Art.nr: 435 34 30
 HMS art.nr: 317363
- Tippesikring + 60 mm**
 Art.nr: 435 30 60
 HMS art.nr: 278259

Ved forhøyning av sitte­høyde bør det brukes for­lengede tippesikringer, se oversikt [her](#)

Armlene:

Rens



- Armlene 26"** justerbar høyde og dybde
 Art.nr: 440 13 00 / HMS art.nr: 253614

 Kan kun kombineres med armlene for 26"

Klesbeskytter:

Ved 22" drivhjul benyttes 24" klesbeskyttere og ved 24" drivhjul benyttes 26" klesbeskyttere

- S3 Myk skjerm**
24" - Art.nr: 440 24 30 / HMS art.nr: 278227
26" - Art.nr: 440 26 30 / HMS art.nr: 278232



- Karbon uten skjerm**
24" - Art.nr: 442 10 31 / Hj.m.nr: 330361
25" - Art.nr: 442 15 31 / Hj.m.nr: 330365
26" - Art.nr: 442 16 31 / Hj.m.nr: 330367



- Karbon liten skjerm**
24" - Art.nr: 442 20 31 / Hj.m.nr: 330348
25" - Art.nr: 442 25 31 / Hj.m.nr: 330352
26" - Art.nr: 442 26 31 / Hj.m.nr: 330354



- Karbon stor skjerm**
24" - Art.nr: 442 30 31 / Hj.m.nr: 330335
25" - Art.nr: 442 35 31 / Hj.m.nr: 330339
26" - Art.nr: 442 36 31 / Hj.m.nr: 330341



Nedfellbare kjørehåndtak:

- Faste nedfellbare**

 Art.nr: 424 50 00
 HMS art.nr: 234366



Kjørehåndtak:



- Hev/senk & innsvingbare**
 Art.nr: 425 20 60 / HMS art.nr: 230385
- Hev/senk & innsvingbare +10 cm**
 Art.nr: 425 20 63 / HMS art.nr: 244868

Kjørebøyle:

Rens



- Kjørebøyle hev/senk**

 Art.nr: 424 00 SB

Pute:

Standard sittepute



- 5 cm**
 Art.nr: 575 SB 40
- 2,5 cm**
 Art.nr: 572 SB 40

Sitteputer

- Les mer her:**
- Inserto**
RoHo
Comfort

Rens

Seteveske:



- Seteveske**
 Festes i setetrekk. Har magnetlukking, glidelås og flere lommer.
 Art.nr: 990 02 12 / HMS art.nr: 235588



- Seteveske**
 Festes i sittepute. Har magnetlukking, glidelås og flere lommer.
 Art.nr: 990 02 13 / HMS art.nr: 252501

Hoftebelte:

2-punkt hoftebelte Bodypoint inkl feste



Hoftebelte m/trykknapp S2,5cm, 32cm
Art.nr: 990 02 62 / Hj.m.nr: 316591

Hoftebelte m/trykknapp S2,5cm, 38cm
Art.nr: 990 02 63 / Hj.m.nr: 316592

Hoftebelte m/trykknapp M4cm, 36cm
Art.nr: 990 02 64 / Hj.m.nr: 316588



Hoftebelte m/plastspenne M4cm, 36cm
Art.nr: 990 02 68 / Hj.m.nr: 316589

Hoftebelte m/plastspenne M4cm, 46cm
Art.nr: 990 02 69 / Hj.m.nr: 316590

Hoftebelte m/plastspenne L5cm, 62cm
Art.nr: 990 02 70 / Hj.m.nr: 316587



Hoftebelte Rehabspenne M36, b40
Art.nr: 990 03 59

Hoftebelte Rehabspenne M46, b40
Art.nr: 990 03 60

Hoftebelte Rehabspenne L62, b50
Art.nr: 990 03 61

4-punkt hoftebelte Bodypoint, inkl feste

Rens



Hoftebelte m/plastspenne S2,5cm, 32cm
Art.nr: 990 02 65 / Hj.m.nr: 316597

Hoftebelte m/plastspenne S2,5cm, 38cm
Art.nr: 990 02 66 / Hj.m.nr: 316598

Hoftebelte m/plastspenne M4cm, 36cm
Art.nr: 990 02 67 / Hj.m.nr: 316594



Hoftebelte M 4 cm, 36 cm
Art.nr: 990 02 71 / Hj.m.nr: 316595

Hoftebelte M 4 cm, 46 cm
Art.nr: 990 02 72 / Hj.m.nr: 316596

Hoftebelte L 5 cm, 62 cm
Art.nr: 990 02 73 / Hj.m.nr: 316593

Tilbehør:



S3 Bord

Høydereguleres og dybdejusteres.
Festes i bakkant armene.

Art.nr: 681 00 20/ HMS art.nr: 297549

Les mer [her](#)




Krykkeholder S3 stk:

Hekter krykken enkelt av og på rullestolen.
1 stk per krykke.

Art.nr: 990 03 01 / HMS art.nr: 243455

Les mer [her](#)



Kilepute

Gir stolen en mer horisontal setevinkel.
3 cm tykk i bakkant.

Art.nr: 577 10 SB

Les mer [her](#)



Kompressorpumpe

Oppladbar pumpe til luft i hjul ol.

Art.nr: 490 00 13 / HMS art.nr: 313904

Les mer [her](#)



Ryggsekk hygiene

Spesial veske for hygieneartikler, bleier, kateter, uridom, stomiutstyr etc.

Art.nr: 990 02 61 / HMS art.nr: 278242

Les mer [her](#)



Eikebeskytter transparent par:

Med logo

22" - Art.nr: 450 01 00 / HMS art.nr: 016511

24" - Art.nr: 450 00 00 / HMS art.nr: 012747

Uten logo

22" - Art.nr: 450 01 11 / HMS art.nr: 317238

24" - Art.nr: 450 00 11 / HMS art.nr: 019539

Annet tilbehør:



Ryggekile stk:

Gir sidestøtte. Oppgi ønsket side ved bestilling av en stk.

Art.nr: 471 00 12 / HMS art.nr: 252498

Les mer [her](#)



Universalt elastisk bånd lite

Universalt elastisk bånd stort

Elastisk neoprenbånd



Polstring type:

For å redusere trykk og øke komforten mot harde flater.

Se utvalg [her](#)



ReTyre par:

Grovmonstret dekk som plasseres enkelt utenpå eksisterende dekk, og som gir økt grep på snø, glatt eller ujevne underlag.

24" - Art.nr: 110 03 00 / HMS art.nr: 288487

25" - Art.nr: 110 03 05 / HMS art.nr: 301263

26" - Art.nr: 110 03 06 / HMS art.nr: 317049

Les mer [her](#)



Rullestolveske type:

Avtagbare vesker som festes rett på rullestolen

Se utvalg [her](#)



Innfesting rullestolveske:

Innfesting til vesker som festes rett på rullestolen

Se utvalg [her](#)

Høyre

Venstre

Innstillinger - fylles ut etter utprøving hvis ønskelig.

Bakakselinnstilling (balansering av rullestolen)



Standard posisjon = S3 Karbon bakaksel = 40 mm

Rens

Annen posisjon

Oppgi mål (A) for ønsket posisjon
A = ____ mm

Innstilling av fotstøtte:


Oppgi mål (A) og (B) for ønsket høyde på fotstøtte.
A = ____ mm B = ____ mm



Standardhøyder
Mål - A = fra gulv til overside fotbøyle / fotplate.
Gjelder m/ 24" drivhjul.
Andre høyder krever tilpassing.

	Fotplater	Forlengt fotstøtte rør	Fotplate
Hull 1	A = 55 mm	A = 35 mm	A = 65 mm
Hull 2	A = 75 mm	A = 55 mm	A = 85 mm
Hull 3	A = 95 mm	A = 75 mm	A = 105 mm
Hull 4	A = 115 mm	A = 95 mm	A = 125 mm
Hull 5	A = 135 mm	A = 115 mm	A = 145 mm

Innstilling av rygg
Ryggvinkel justeres med ryggskruen i enden av ryggørret.
Kan justeres fra 11 mm - 26 mm.
Vinkel måles mellom seteramme og rygggramme.
Standard er 87° = 20 mm.



Oppgi mål (A) for ønsket ryggvinkel
A = ____ mm

Grad °	mm
103 °	11 mm
100 °	12 mm
95 °	14 mm
90 °	17 mm
87 °	20 mm
84 °	23 mm
81 °	26 mm

Innstilling av ryggtrekk:
Ryggtrekket reguleres med velcrobånd på bakside.


Transport merking:

JA, merk festepunktene på rullestolen for transport i bil



Se bruksanvisning for nærmere retningslinjer.

Tjenester:

Utprøving S3 Swing Timer: ____
Art.nr: 100082
HMS art.nr: 317489

Ettertilpasning S3 Swing Timer: ____
Art.nr: 100001

Utprøving/tilpasning sittesystemer Timer: ____
Art.nr: 100040

Kommentar/Annet:
