



Bestillingsskjema Panthera X3

NAV HMS:		Dato:		Best.nr:	
Lev. adr.:		Vår ref:		Serienr:	
NAV formidler:		Tlf:		E-post:	
Formidler		Tlf:		E-post:	
Bruker / SF nr:		Tlf:		E-post:	



Panthera X3

De siste årene har alle Panthera rullestolmodeller blitt oppdatert til generasjon 3. Sist ut er Panthera X som nå blir oppdatert til Panthera X3. X3 har de samme fine kjøreegenskapene som Panthera X, men med et nytt moderne design. X3 har en brukervekt på 125 kg. Vi har også lyttet til brukerne og montert et ekstra bånd under setet for økt sittekomfort. Alt tilbehør som tilbys til Panthera X er også tilgjengelig for Panthera X3.

Panthera X rullestol består av;
24" Spinergy X drivhjul, aluminiumsdrivringer,
90 mm X svinghjul, enhåndsbrems, S3 klesbeskyttere.

◆ = standard konfigurasjon
Maks brukervekt: 125 kg

Setebredde (SB):



- ◆ **33 cm**
Art.nr: 350 33 01 / HMS art.nr: 326874
- ◆ **36 cm**
Art.nr: 350 36 01/ HMS art.nr: 326875
- ◆ **39 cm**
Art.nr: 350 39 01 / HMS art.nr: 326876
- ◆ **42 cm**
Art.nr: 350 42 01 / HMS art.nr: 326877
- ◆ **45 cm**
Art.nr: 350 45 01 / HMS art.nr: 326878

Setedybde (SD):

Justerbar setedybde 35 - 46 cm

Setedybde: _____ cm



Sittehøyde:

Sittehøyde foran: 47 cm
Sittehøyde bak: 43 cm

Sittehøyde kan endres med drivhjul, svinghjul og gafler

Rygg X3

Rygg høyde:



22 cm Art.nr: 344 SB 22	23 cm Art.nr: 344 SB 23	24 cm Art.nr: 344 SB 24	25 cm Art.nr: 344 SB 25	26 cm Art.nr: 344 SB 26	27 cm Art.nr: 344 SB 27	28 cm Art.nr: 344 SB 28
29 cm Art.nr: 344 SB 29	◆ 30 cm Art.nr: 344 SB 30	31 cm Art.nr: 344 SB 31	32 cm Art.nr: 344 SB 32	33 cm Art.nr: 344 SB 33	34 cm Art.nr: 344 SB 34	35 cm Art.nr: 344 SB 35

Rens

Ryggtrekk komfort S3

Annen type rygg: _____

[Les om innsvingt og bakoverflyttet rygg her](#)

Rygginnfesting (balansering av rullestolen)



Posisjon 1
Lettest balansert

Posisjon 2
Lett balansert

Posisjon 3
Middels balansert

Posisjon 4
Tyngst balansert

Rens

Plassering av ryggen på rammen påvirker stolens tippepunkt. Lett balansert = Minst trykk på svinghjulene. Plassering kan enkelt endres senere.

Legglengde & Putehøyde

Legglengde: _____ cm
Fra knehase til hel på fotløy

Putehøyde: _____ cm

Fotstøtte



◆ Fotbøyle Alu X

SB 33 Art.nr: 360 04 33 / Hj.m.nr: 277723
 SB 36 Art.nr: 360 04 36 / Hj.m.nr: 277724
 SB 39 Art.nr: 360 04 39 / Hj.m.nr: 277725
 SB 42 Art.nr: 360 04 42 / Hj.m.nr: 231705
 SB 45 Art.nr: 360 04 45 / Hj.m.nr: 277726



Fotbøyle forsterket til FreeWheel

SB 33 Art.nr: 360 06 33 / Hj.m.nr: 137187
 SB 36 Art.nr: 360 06 36 / Hj.m.nr: 137189
 SB 39 Art.nr: 360 06 39B / Hj.m.nr: 196732
 SB 42 Art.nr: 360 06 42B / Hj.m.nr: 196733
 SB 45 Art.nr: 360 06 45B / Hj.m.nr: 196734

Rens



Fotplate karbon Fastmontert i ramme

SB 33 Art.nr: 650 60 33 / Hj.m.nr: 316521
 SB 36 Art.nr: 650 60 36 / Hj.m.nr: 316522
 SB 39 Art.nr: 650 60 39 / Hj.m.nr: 316523
 SB 42 Art.nr: 650 60 42 / Hj.m.nr: 316524
 SB 45 Art.nr: 650 60 45 / Hj.m.nr: 316525

Fotplate karbon Fastmontert i fotbøyle

Art.nr: 400 40 42 / Hj.m.nr: 230043

Krever forsterket fotbøyle

Rens

Fotplate karbon Freewheel Fastmontert i fotbøyle

Art.nr: 400 40 41 / Hj.m.nr: 291155

Krever forsterket fotbøyle

Tilbehør til fotstøtte



Plastplate til fotbøyle

Art.nr: 360 10 SB



Friksjonsbelegg 3M

Slitesterk, ruglete til sko
 Art.nr: 100 228 / HMS art.nr: 211754

Drivhjul:



Hjul

Rens

◆ 24" Spinergy X

25" Spinergy X

26" Spinergy X

Brukervekt over 100 kg

Spinergy X drivhjulet leveres da med hurtigkoblingsaksel i stål.



24" MTB Offroad

m/16 mm titandrivring

25" MTB Offroad

m/19 mm titandrivring

26" MTB Offroad

m/19 mm titandrivring



Dekk

◆ Right Run dekk

Allround dekk, lettkjørt, god punkteringsbeskyttelse

Schwalbe One dekk

kun til 24" og 25"

Lav vekt og svært lettkjørt

Marathon Plus dekk

Ekstrem punkteringsbeskyttelse, litt mønster

Kompakte dekk



Rens



Driving

Rens

◆ Aluminium X driving

Glatt overflate, lav vekt

Titan driving, 16 mm

Glatt overflate, 16 mm

Paragrip driving

Litt friksjon

Tetragrip driving

Mye friksjon

Titan driving 19 mm

Glatt overflate, bøyde ører

Gekko driving

Litt friksjon, silikonstripe

Gekko S driving

Litt friksjon, silikonstripe, small

[Finn art.nr på drivhjulselgeren her](#)

Andre drivhjul art.nr: _____

Svinghjul m/ gafler:



◆ 90 mm X

24" - Art.nr: 210 00 16 / Hj.m.nr: 326849
 25" - Art.nr: 210 00 17 / Hj.m.nr: 327006
 26" - Art.nr: 210 00 18 / Hj.m.nr: 327007



90 mm S3

24" - Art.nr: 210 02 04 / Hj.m.nr: 236391
 25" - Art.nr: 210 02 03 / Hj.m.nr: 327003
 26" - Art.nr: 210 02 09 / Hj.m.nr: 327005



120 mm S3

24" - Art.nr: 210 02 05 / Hj.m.nr: 239405
 25" - Art.nr: 210 02 06 / Hj.m.nr: 239405
 26" - Art.nr: 210 02 08 / Hj.m.nr: 327004

Rens

Brems:



◆ Enhåndsbrems X3 høyre

SB 33 - Art.nr: 463 33 02 / HMS art.nr: 326839
 SB 36 - Art.nr: 463 36 02 / HMS art.nr: 326841
 SB 39 - Art.nr: 463 39 02 / HMS art.nr: 326843
 SB 42 - Art.nr: 463 42 02 / HMS art.nr: 326845
 SB 45 - Art.nr: 463 45 02 / HMS art.nr: 326847

Enhåndsbrems X3 venstre

SB 33 - Art.nr: 463 33 01 / HMS art.nr: 326840
 SB 36 - Art.nr: 463 36 01 / HMS art.nr: 326842
 SB 39 - Art.nr: 463 39 01 / HMS art.nr: 326844
 SB 42 - Art.nr: 463 42 01 / HMS art.nr: 326846
 SB 45 - Art.nr: 463 45 01 / HMS art.nr: 326848

S3 brems par

Art.nr: 463 00 03 / Hj.m.nr: 4630003

Rens

Klesbeskytter:

Velg ønsket klesbeskytter ut fra størrelsen på drivhjul.

Rens

◆ X3 Myk skjerm

24-26" - Art.nr: 481 39 42
HMS art.nr: 326872



Karbon X3 uten skjerm

24-25" - Art.nr: 481 39 50
HMS art.nr: 330371

26" - Art.nr: 481 39 51
HMS art.nr: 330372



Karbon X3 liten skjerm

24-25" - Art.nr: 481 39 47
HMS art.nr: 330358

26" - Art.nr: 481 39 48
HMS art.nr: 330359



Karbon X3 stor skjerm

24-25" - Art.nr: 481 39 44
HMS art.nr: 330345

26" - Art.nr: 481 39 45
HMS art.nr: 3330346



Pute:



Standard sittepute

SD 35 cm

SD 40 cm

2,5 cm
Art.nr: 572 SB 35

5 cm
Art.nr: 575 SB 35

2,5 cm
Art.nr: 572 SB 40

5 cm
Art.nr: 575 SB 40

Sitteputer

Les mer her:

Rens

**Inserto
RoHo
Comfort**

Tilbehør X3:

Armkrok X3 par

Art.nr: 420 00 16
HMS art.nr: 326853



Kjørehåndtak nedfellbare X3 par

Art.nr: 420 00 17
HMS art.nr: 326855



Rammebeskytter

Elastisk beskyttelse for rammerør fremme

Art.nr: 990 02 52
HMS art.nr: 175676

Antall: _____



Rammebeskytter

Elastisk beskyttelse for ryggør

Art.nr: 990 02 55
HMS art.nr: 326964



Transportbeskyttelse

Rammebeskytter rammens bakstykke

Art.nr: 902 40 20
HMS art.nr: 313742
1

Rammebeskytter gaffelhus

Art.nr: 902 40 09
HMS art.nr: 313744
2



Tilbehør:



FreeWheel

Krever forsterket fotbøyle

Hjelper deg når du ønsker å ta deg frem på snø, skogstier, gressplen eller fortauskanten

Velg FreeWheel etter høyde/cm underlag til overside fotplate

6 - 11,5 cm - Art.nr: 260 01 02 / Hj.m.nr: 278254

11,5 - 16,5 cm - Art.nr: 260 01 05 / Hj.m.nr: 256554

14 - 19 cm - Art.nr: 260 01 06 / Hj.m.nr: 297054

16,5 - 21,5 cm - Art.nr: 260 01 07 / Hj.m.nr: 292179

19 - 24 cm - Art.nr: 260 01 08 / Hj.m.nr: 288349

Les mer [her](#)



Transporttrekk

til FreeWheel

Trekk til å frakte FreeWheel.

Art.nr: 100 229 / HMS art.nr: 207060

Les mer [her](#)



Seteveske

Festes i setetrekk. Har magnetlukking, glidelås og flere lommer.

Art.nr: 990 02 12 / HMS art.nr: 235588

Les mer [her](#)



Seteveske

Festes i sittepute. Har magnetlukking, glidelås og flere lommer.

Art.nr: 990 02 13 / HMS art.nr: 252501

Les mer [her](#)



Kompressorpumpe

Oppladbar pumpe til luft i hjul ol.

Art.nr: 490 00 13 / HMS art.nr: 313904

Les mer [her](#)




Ryggkile stk:

Gir sidestøtte. Oppgi ønsket side ved bestilling av en stk.

Art.nr: 471 00 12 / HMS art.nr: 252498

Les mer [her](#)



Kilepute

Gir stolen en mer horisontal setevinkel. 3 cm tykk i bakkant.

Art.nr: 577 10 SB

Les mer [her](#)



Tippetikring X3 par

Art.nr: 4354104 / Hj.m.nr: 326958



Universalt elastisk bånd lite

Universalt elastisk bånd stort

Elastisk neoprenbånd



Ryggsekk hygiene

Spesial veske for hygieneartikler, bleier, kateter, uridom, stomiutstyr etc.

Art.nr: 990 02 61 / HMS art.nr: 278242

Les mer [her](#)



ReTyre par:

Les mer [her](#)

Grov mønstret dekk som plasseres enkelt utenpå eksisterende dekk, og som gir økt grep på snø, glatt eller ujevne underlag.
24" - Art.nr: 110 03 00 / HMS art.nr: 288487

25" - Art.nr: 110 03 05 / HMS art.nr: 301263

26" - Art.nr: 110 03 06 / HMS art.nr: 317049



Polstring type:

For å redusere trykk og øke komforten mot harde flater.

Se utvalg [her](#)

Innstillinger - fylles ut etter utprøving hvis ønskelig.

Innstilling av rygg

Ryggvinkel justeres med ryggskrue i enden av ryggørret. Kan justeres fra 10 mm - 22 mm. Vinkel måles mellom seteramme og rygggramme. Standard er $\angle = 15^\circ$.



Oppgi mål (A) for ønsket ryggvinkel

A = _____ mm

Grad °	mm
90°	10 mm
87°	12 mm
85°	14 mm
82°	16 mm
80°	18 mm
78°	20 mm
76°	22 mm

Innstilling av ryggtrekk:

Ryggtrekket reguleres med velcrobånd på bakside.



Innstilling av fotstøtte:

Oppgi mål (A) for ønsket høyde på fotstøtte. Standard = 75 mm

A = _____ mm



Standardhøyder

Mål - A = fra gulv til overside fotbøyle / fotplate.
Gjelder m/ 24" drivhjul.

	Standard	Forlengt forsterket fotbøyle
Hull 1	A = 55 mm	A = 35 mm
Hull 2	A = 75 mm	A = 55 mm
Hull 3	A = 95 mm	A = 75 mm
Hull 4	A = 115 mm	A = 95 mm
Hull 5	A = 135 mm	A = 105 mm

Tjenester:

Utprøving X3
Art.nr: 100080
HMS art.nr: 317490

Timer: _____

Ettertilpasning X3
Art.nr: 100070
HMS art.nr: 317483

Timer: _____

Utprøving/tilpasning
sittesystemer
Art.nr: 100040

Timer: _____

Kommentar/Annet:
