

NAV HMS:		Dato:		Best.nr:	
Lev. adr.:		Vår ref:		Serienr:	
NAV formidler:		Tlf:		E-post:	
Formidler		Tlf:		E-post:	
Bruker / SF nr:		Tlf:		E-post:	

Farge: **Blå** **Sort** **Andre farger** **Farge:** _____ Rens

Ved valg av andre farger tilkommer lenger lev.tid på 3 uker og ekstra kostnad på kr 1500,- [Se farger her.](#)

Panthera Bambino 3 Kort

Lett rullestol for aktive, selvstendige barn. Bambino 3 Kort er 50 mm kortere. Abduksjonsfronten på stolen gjør den spesielt enkel for barnet å forflytte seg ut/inn av stolen.

Tips: Husk at den reelle setedybden på Panthera rullestolen er 2-6 cm dypere enn oppgitt pga utformingen av ryggtrekket som gir dybde bakenfor ryggørene på rullestolen.



Panthera Bambino 3 Kort rullestol består av; ramme, sete, S3 rygg, B3 fotplate, leggreg, B3 brems, 22" drivhjul, 120 mm svinghjul, tippesikring, kjørehåndtak, feste til hoftebelte, sittepute, B3 klesbeskyttere

◆ = standard konfigurasjon
Maks brukervekt: 60 kg

Setebredde

◆ **24 cm** Art.nr: 518 00 24 / Hj.m.nr: 290242

◆ **27 cm** Art.nr: 518 00 27 / Hj.m.nr: 291275

Setedybde

Justerbar setedybde 20 - 25 cm

Setedybde: _____ cm

Sittehøyde

Rens

Sittehøyde foran 41 cm
Sittehøyde bak 39 cm

Sittehøyde kan endres med drivhjul, svinghjul eller forhøyningssatser til bakaksel

Rygg

S3 rygg:

20 cm Art.nr: 523 SB 20

◆ **25 cm** Art.nr: 523 SB 25

30 cm Art.nr: 523 SB 30

35 cm Art.nr: 523 SB 35



B3 rygg:



20 - 28 cm blå
Art.nr: 523 SB 17

20 - 28 cm sort
Art.nr: 523 SB 17BL

27 - 35 cm blå
Art.nr: 523 SB 18

27 - 35 cm sort
Art.nr: 523 SB 18BL

Rens

Legglengde & Putehøyde

Legglengde: _____ cm
Fra knehase til hel med fotøy

Putehøyde: _____ cm
Std. pute = 2,5 cm

Fotstøtte



◆ B3 Fotplate

SB 24 Art.nr: 423 41 24 / Hj.m.nr: 291179
SB 27 Art.nr: 423 41 27 / Hj.m.nr: 311584

Rens

Drivhjul:



20" Standard Right Run dekk
m/ titan drivring
Art.nr: PN1010101 / Hj.m.nr: 278121
m/ paragrip drivring
Art.nr: PN1010103 / Hj.m.nr: 278119
m/ tetragrip drivring
Art.nr: PN1010104 / Hj.m.nr: 278120

◆ **22" Standard** Right Run dekk
m/ titan drivring
Art.nr: PN1210101 / Hj.m.nr: 278131
m/ paragrip drivring
Art.nr: PN1210103 / Hj.m.nr: 278129
m/ tetragrip drivring
Art.nr: PN1010104 / Hj.m.nr: 278130

24" Standard Right Run dekk
m/ titan drivring
Art.nr: PN1410101 / Hj.m.nr: 278147
m/ paragrip drivring
Art.nr: PN1410103 / Hj.m.nr: 278145
m/ tetragrip drivring
Art.nr: PN1410104 / Hj.m.nr: 278146

Rens

Drivring info; Titan - glatt overflate, Paragrip - litt friksjon, Tetragrip - mye friksjon



24" Spinergy X Schwalbe One dekk
m/ aluminum drivring
Art.nr: PN2420202 / Hj.m.nr: 278117



20" Standard m/kompakte dekk
m/ titan drivring
Art.nr: PN1010501 / Hj.m.nr: 239484

22" Standard m/kompakte dekk
m/ titan drivring
Art.nr: PN1210501 / Hj.m.nr: 278125

24" Standard m/kompakte dekk
m/ titan drivring
Art.nr: PN1410501 / Hj.m.nr: 278138

Andre drivhjul art.nr: _____

[Finn art.nr på drivhjulsselgeren her](#)

Svinghjul:



◆ 120 mm S3

22" - Art.nr: 210 00 20 / Hj.m.nr: 231365
24" - Art.nr: 210 00 70 / Hj.m.nr: 230384

90 mm S3

20" - Art.nr: 210 00 10 / Hj.m.nr: 235532
22" - Art.nr: 210 00 30 / Hj.m.nr: 235532
24" - Art.nr: 210 00 90 / Hj.m.nr: 236422
90 mm svinghjul er standard ved bruk av 20" drivhjul

Rens

Bakaksel:



◆ Karbon 6°

Art.nr: 330 30 SB



Karbon 6° + 10 mm

Ved 20" drivhjul + 120 mm svinghjul
Art.nr: 330 31 SB

Annen bakaksel/forhøyning:

Rens

Brems:



◆ B3 Brems

Art.nr: 463 02 00
Hj.m.nr: 292780

Fremflyttet B3 Brems
Art.nr: 463 03 00
Hj.m.nr: 291277

B3 bremseskiver kompakte dekk

Brukes med kompakte dekk
Art.nr: 463 02 34
Hj.m.nr: 317039

Bremseskiver for bakoverflyttet B3 brems

Art.nr: 463 02 36
Hj.m.nr: 317038

Rens

Ved ønske om ledsagerbrems bruk bestillingsskjema for Bambino 3, post 13

Klesbeskytter:



◆ B3 Klesbeskytter kort

Art.nr: 423 50 10
Hj.m.nr: 291278

Armlene:




Armlene kort m/ klesbeskytter

Art.nr: 440 14 10
Hj.m.nr: 301354

Rens

Setebreddeadapter



Setebreddeadapter, par

Art.nr: 423 50 20
Hj.m.nr: 292942

Setebreddeadapter, venstre

Art.nr: 423 50 21
Hj.m.nr: 316577

Setebreddeadapter, høyre

Art.nr: 423 50 22
Hj.m.nr: 316576

Rens

Smalner sittebredde med 7,5 mm per side. Begrenser ryggvinkel framover til maks 16 mm

Kjørehåndtak:

◆ Faste nedfellbare

Art.nr: 424 50 00
Hj.m.nr: 234366
Kun med S3 rygg



Kjørehåndtak hev/senk

Art.nr: 425 20 60
Hj.m.nr: 230385
Kun med S3 rygg



Kjørebøyle:

B3 Kjørebøyle

Art.nr: 423 30 00
Hj.m.nr: 291279

Justerbar vinkel og høyde.
Hurtigkoblingsfeste.
Kun med B3 rygg.



Kjørebøyle hev/senk

Art.nr: 424 00 SB
Kun med S3 rygg



Rens

Sidestøtte:



Sidestøtte

Art.nr: 423 60 00
Hj.m.nr: 296886

Antall:

Innstilling:

Venstre

Standard

Smal 9 mm

Høyre

Standard

Smal 9 mm

Rens

Hodestøtte:



B3 Hodestøtte blå

Art.nr: 471 01 00
Hj.m.nr: 292943

B3 Hodestøtte sort

Art.nr: 471 01 00 BL
Hj.m.nr: 316626

Innstilling:

Lav

Høy

Rens

Justerbar vinkel, høyde og dybde. Kan kun benyttes med B3 kjørebøyle.

Pute:



Standard sittepute


◆ 2,5 cm

Art.nr: 572 SB 25

5 cm

Art.nr: 575 SB 25

Kilepute



Kilepute

Art.nr: 577 10 SB

Fins ikke i sb 24

Sitteputer

Les mer her:

Inserto

RoHo

Comfort

Rens

Hoftebelte:

2-punkt hoftebelte Bodypoint inkl feste

Hoftebelte m/trykknapp S2,5cm, 32cm

Art.nr: 990 02 62 / Hj.m.nr: 316591

Hoftebelte m/trykknapp S2,5cm, 38cm

Art.nr: 990 02 63 / Hj.m.nr: 316592

Hoftebelte m/trykknapp M4cm, 36cm

Art.nr: 990 02 64 / Hj.m.nr: 316588

Hoftebelte m/plastspenne M4cm, 36cm

Art.nr: 990 02 68 / Hj.m.nr: 316589

Hoftebelte m/plastspenne M4cm, 46cm

Art.nr: 990 02 69 / Hj.m.nr: 316590

Hoftebelte m/plastspenne L5cm, 62cm

Art.nr: 990 02 70 / Hj.m.nr: 316587

Hoftebelte Rehabspenne M36, b40

Art.nr: 990 03 59

Hoftebelte Rehabspenne M46, b40

Art.nr: 990 03 60

Hoftebelte Rehabspenne L62, b50

Art.nr: 990 03 61

4-punkt hoftebelte Bodypoint, inkl feste

Rens

Hoftebelte m/plastspenne S2,5cm, 32cm

Art.nr: 990 02 65 / Hj.m.nr: 316597

Hoftebelte m/plastspenne S2,5cm, 38cm

Art.nr: 990 02 66 / Hj.m.nr: 316598

Hoftebelte m/plastspenne M4cm, 36cm

Art.nr: 990 02 67 / Hj.m.nr: 316594

Hoftebelte M 4 cm, 36 cm

Art.nr: 990 02 71 / Hj.m.nr: 316595

Hoftebelte M 4 cm, 46 cm

Art.nr: 990 02 72 / Hj.m.nr: 316596

Hoftebelte L 5 cm, 62 cm

Art.nr: 990 02 73 / Hj.m.nr: 316593

Brystbelte:

Alle brystseler har inkludert feste

Brystsele StayFlex XS

Art.nr: 990 02 74 / Hj.m.nr: 316613

Brystsele StayFlex S

Art.nr: 990 02 75 / Hj.m.nr: 316611

Brystsele StayFlex M

Art.nr: 990 02 76 / Hj.m.nr: 316609

Brystsele Pivofit XXS

Art.nr: 990 02 77 / Hj.m.nr: 316607

Brystsele Pivofit XS

Art.nr: 990 02 78 / Hj.m.nr: 316605

Brystsele Pivofit S

Art.nr: 990 02 79 / Hj.m.nr: 316603

Brystsele Pivofit M

Art.nr: 990 02 80 / Hj.m.nr: 316601

Rens

Tilbehør Bambino 3:



B3 Bord

Art.nr: 681 00 00
Hj.m.nr: 296887



B3 Bord Magnetfeste

Festes på drivhjulet
Art.nr: 681 00 10
Hj.m.nr: 296888



Rammebeskytter foran

Settes på rammerør
Art.nr: 990 02 51
Hj.m.nr: 178532

Antall: _____



Rammebeskytter bak

Settes på ryggbøyle
Art.nr: 990 02 51
Hj.m.nr: 178532



Ryggkile stk:

Art.nr: 471 00 12
Hj.m.nr: 252498
Gir sidestøtte. Oppgi ønsket side ved bestilling av en stk.



Feste B3 til Brystsele

Art.nr: 471 01 20
Hj.m.nr: 317258
Krever B3 Kjørebøyle



B3 Brystbelte

Art.nr: 438 02 38
Hj.m.nr: 202806

FreeWheel

Velg FreeWheel etter høyde/cm underlag til overside fotplate

6 - 11,5 cm - Art.nr: 260 01 02 / Hj.m.nr: 278254

11,5 - 16,5 cm - Art.nr: 260 01 05 / Hj.m.nr: 256554

14 - 19 cm - Art.nr: 260 01 06 / Hj.m.nr: 297054

16,5 - 21,5 cm - Art.nr: 260 01 07 / Hj.m.nr: 292179

19 - 24 cm - Art.nr: 260 01 08 / Hj.m.nr: 288349

FreeWheel-kit B3

Velges i kombinasjon med B3 fotplate
Art.nr: 423 42 SB

Eikebeskyttere:



20" Panthera logo, par
Art.nr: 450 00 21 / Hj.m.nr: 019540
22" Panthera logo, par
Art.nr: 450 01 00 / Hj.m.nr: 016511
24" Panthera logo, par
Art.nr: 450 00 00 / Hj.m.nr: 012747



22" Klar uten logo, par
Art.nr: 450 01 11 / Hj.m.nr: 317238
24" Klar uten logo, par
Art.nr: 450 00 11 / Hj.m.nr: 019539



20" Splash, par
Art.nr: 450 03 20 / Hj.m.nr: 317234
22" Splash, par
Art.nr: 450 03 22 / Hj.m.nr: 317241
24" Splash, par
Art.nr: 450 03 24 / Hj.m.nr: 317251



20" Bilfelg, par
Art.nr: 450 01 20 / Hj.m.nr: 317232
22" Bilfelg, par
Art.nr: 450 01 22 / Hj.m.nr: 317239
24" Bilfelg, par
Art.nr: 450 01 24 / Hj.m.nr: 317249



20" Ville dyr, par
Art.nr: 450 04 20 / Hj.m.nr: 317235
22" Ville dyr, par
Art.nr: 450 04 22 / Hj.m.nr: 317242
24" Ville dyr, par
Art.nr: 450 03 24 / Hj.m.nr: 317252




20" Smiley, par
Art.nr: 450 02 20 / Hj.m.nr: 317233
22" Smiley, par
Art.nr: 450 02 22 / Hj.m.nr: 317240
24" Smiley, par
Art.nr: 450 02 24 / Hj.m.nr: 317250

Rens

Innstillinger - fyller ut etter utprøving hvis ønskelig.

Innstilling av rygg
Ryggvinkel justeres med ryggskruen i enden av ryggørret.
Kan justeres fra 12 mm - 24 mm.
Vinkel måles mellom seteramme og rygggramme.
Standard er 89° = 18 mm.



Oppgi mål (A) for ønsket ryggvinkel

A = ____ mm

Grad °	mm
96°	12 mm
94°	14 mm
91°	16 mm
89°	18 mm
87°	20 mm
85°	22 mm
82°	24 mm

Innstilling av ryggtrekk:
Ryggtrekket reguleres med velcrobånd på bakside.


Bakakselinnstilling (balansering av rullestolen)


Standard posisjon = 87 mm

Annen posisjon
Oppgi mål (A) for ønsket posisjon
A = ____ mm

Rens

Innstilling av fotstøtte:


Oppgi mål (A) og (B) for ønsket høyde på fotstøtte.
A = ____ mm B = ____ mm

Angi dybde:
Standard posisjon ^{Rens}
Fremflyttet 30 mm

Angi høyde :
Høy ^{Rens}
Lav
Ved 22" drivhjul
Høy 210 - 310 mm
Lav 150 - 220 mm

Transport merking: **JA**, merk festepunktene på rullestolen for transport i bil



Se bruksanvisning for nærmere retningslinjer.

Tjenester:	Utprøving Bambino 3 Timer: ____ Art.nr: 100084 HMS art.nr: 317487	Ettertilpasning Bamino 3 Timer: ____ Art.nr: 100075 HMS art.nr: 317481	Utprøving/tilpasning Timer: ____ sittesystemer Art.nr: 100040
-------------------	--	---	--

Kommentar/annet: