

NAV HMS:		Dato:		Best.nr:	
Lev. adr.:		Vår ref:		Serienr:	
NAV formidler:		Tlf:		E-post:	
Formidler		Tlf:		E-post:	
Bruker / SF nr:		Tlf:		E-post:	



Panthera S3 Swing Lav

Panthera S3 Swing Lav har delte, utsvingbare og avtakbare fotstøtter. Rammekonstruksjonen i front er bred slik at det blir god plass til føttene på underlaget. Setevinkelen er 0 grader. Sittehøyde er 39 cm fremme og bak.

Tips: Husk at den reelle setedybden på Panthera rullestolen er 2-6 cm dypere enn oppgitt pga utformingen av ryggtrekket som gir dybde bakenfor rygggrørene på rullestolen.

Panthera S3 Swing Lav rullestol består av:
24" standard drivhjul, right run dekk, aluminiumdrivringer, S3 brems,
120 mm svinghjul, tippesikringer, armlene, nedfellbare kjørehåndtak.

◆ = standard konfigurasjon
Maks brukervekt sb 36-42: 100 kg
Maks brukervekt sb 45-50: 150 kg

Farge:

◆ Sort

Andre farger

Ved valg av andre farger tilkommer lenger lev.tid på 3 uker og ekstra kostnad på kr 1500,- [Se farger her.](#)

Farge:

Rens

Setebredde (SB):



- ◆ **36 cm**
Art.nr: 583 70 36 / HMS art.nr: 265848
- ◆ **39 cm**
Art.nr: 583 70 39 / HMS art.nr: 316421
- ◆ **42 cm**
Art.nr: 583 70 42 / HMS art.nr: 244181
- ◆ **45 cm**
Art.nr: 583 70 45 / HMS art.nr: 253716
- ◆ **50 cm**
Art.nr: 583 70 50 / HMS art.nr: 269378

Setedybde (SD):

Setedybde 40 cm



Sittehøyde:

Rens

Sittehøyde foran: 39 cm
Sitte høyde bak: 39 cm

Sittehøyde kan endres med drivhjul, svinghjul, gafler og forhøyningsatser til bakaksel.

Fotstøtte



◆ Fotplate S3 oppsvingbare

- | | | |
|---------|-----------------|--|
| Venstre | SB 36 | Art.nr: 670 33 01 / HMS art.nr: 150575 |
| | SB 39/42 | Art.nr: 670 39 01 / HMS art.nr: 150577 |
| | SB 45 | Art.nr: 670 45 01 / HMS art.nr: 240263 |
| Høyre | SB 50 | Art.nr: 670 50 01 / HMS art.nr: 150571 |
| | SB 36 | Art.nr: 670 33 02 / HMS art.nr: 150575 |
| | SB 39/42 | Art.nr: 670 39 02 / HMS art.nr: 150576 |
| | SB 45 | Art.nr: 670 45 02 / HMS art.nr: 150578 |
| | SB 50 | Art.nr: 670 50 02 / HMS art.nr: 150570 |

Fotplate S3 oppsvingbare store

Fremflyttet 80 mm

- | | | |
|---------|-----------------|--|
| Venstre | SB 36 | Art.nr: 673 33 01 / HMS art.nr: 277733 |
| | SB 39/42 | Art.nr: 673 39 01 / HMS art.nr: 241676 |
| | SB 45/50 | Art.nr: 673 45 01 / HMS art.nr: 235118 |
| Høyre | SB 36 | Art.nr: 673 33 02 / HMS art.nr: 277732 |
| | SB 39/42 | Art.nr: 673 39 02 / HMS art.nr: 241677 |
| | SB 45/50 | Art.nr: 673 45 02 / HMS art.nr: 235119 |

Helbånd til fotplate, par

Rens

- | | |
|-----------------|--|
| SB 36 | Art.nr: 370 03 35 / HMS art.nr: 178088 |
| SB 39/42 | Art.nr: 370 03 41 / HMS art.nr: 178089 |
| SB 45 | Art.nr: 370 03 47 / HMS art.nr: 178090 |
| SB 50 | Art.nr: 370 03 52 / HMS art.nr: 178091 |



Rygg

Standard rygg:



20 cm
Art.nr: 523 SB 20
Ikke til sb 50

25 cm
Art.nr: 523 SB 25

◆ **30 cm**
Art.nr: 523 SB 30

35 cm
Art.nr: 523 SB 35

40 cm
Art.nr: 523 SB 40

45 cm
Art.nr: 523 SB 45

Innsvingt rygg:

Innsvingt 1,5 cm på hver side
øvre del av rygg.

30 cm
Art.nr: 525 SB 30

35 cm
Art.nr: 525 SB 35

40 cm
Art.nr: 525 SB 40

Bakoverflyttet rygg:

Øker setedybde 2,5 cm

25 cm
Art.nr: 524 SB 25

30 cm
Art.nr: 524 SB 30

35 cm
Art.nr: 524 SB 35

40 cm
Art.nr: 524 SB 40

V-Trak og andre spesialrygger:

Rens

[Panthera rygg](#)
[V-Trak ryggssystem](#)

Uten ryggtrekk, kun ramme

Legglengde &
Putehøyde

Legglengde: _____ cm

Putehøyde: _____ cm

Drivhjul:

Hjul



22" Standard

◆ 24" Standard



24" Spinergy X

25" Spinergy X

26" Spinergy X

Spinergy X hjul gir rullestolen 1 kg lavere egenvekt



24" MTB Offroad
m/16 mm titandrivring

25" MTB Offroad
m/19 mm titandrivring

26" MTB Offroad
m/19 mm titandrivring

Rens

Dekk



Rens

◆ Right Run dekk

Allround dekk, lettjørt, god punkteringsbeskyttelse

Schwalbe One dekk kun til 24" og 25"

Lav vekt og svært lettjørt

Marathon Plus dekk

Ekstrem punkteringsbeskyttelse, litt mønster

Kompakte dekk

Krever bremseskiver

Drivring



Rens

◆ Aluminium drivring, kun 24"

Glatt overflate, lav vekt

Titan drivring 16 mm

Glatt overflate

Paragrip drivring

Litt friksjon

Tetragrip drivring

Mye friksjon

Aluminium X drivring, 24" - 26"

Glatt overflate, lav vekt

Titan drivring 19 mm

Glatt overflate, bøyde ører

Gekko drivring

Litt friksjon, silikonstripe

Gekko S drivring

Litt friksjon, silikonstripe, small

[Finn art.nr på drivhjulsselgeren her](#)

Andre drivhjul art.nr: _____

Enhåndsdrift:

Ved bruk av enhåndsdrift inngår bakaksel enhåndsdrift og konisk drivaksel

Rens

22" Enhåndsdrift m/alu drivring

24" Enhåndsdrift m/alu drivring

26" Enhåndsdrift m/alu drivring

22" Enhåndsdrift m/friksjonsdrivring

24" Enhåndsdrift m/friksjonsdrivring

26" Enhåndsdrift m/friksjonsdrivring

Rens

Høyre

Venstre

Rens

Dekk

Right Run dekk

Kompakte dekk, grå

Marathon Plus dekk

Enhåndsdrift gir ca 2 kg ekstra vekt og 3 cm ekstra på totalbredde. Ved valg av armlene, må armlene 26" benyttes.

Ledsagerbrems:



Ledsagerbrems

Inkl bakaksel, kjørebøyle, drivhjul u/drivring
Ved kombinasjon med armlene kreves det armlene for 26" armlene.

22" drivhjul

24" drivhjul

Rens

Dekk

Right Run dekk

Allround dekk, lettjørt, god punkteringsbeskyttelse

Kompakte dekk, grå

Kan ikke punktere, vedlikeholdsfrie

Marathon Plus dekk

Ekstrem punkteringsbeskyttelse, litt mønster

Rens

Drivring

Rens

Titan drivring

Glatt overflate

Paragrip drivring

Litt friksjon

Tetragrip drivring

Mye friksjon

Annet: _____

Svinghjul med gafler:



◆ 120 mm S3

24" - Art.nr: 210 00 20 / HMS art.nr: 231365
25" - Art.nr: 210 00 40 / HMS art.nr: 244877
26" - Art.nr: 210 00 70 / HMS art.nr: 230384



90 mm S3

22" - Art.nr: 210 00 10 / Hj.m.nr: 235532
24" - Art.nr: 210 00 30 / Hj.m.nr: 235534
25" - Art.nr: 210 00 60 / Hj.m.nr: 269886
26" - Art.nr: 210 00 90 / Hj.m.nr: 236422



150 mm S3

26" - Art.nr: 210 00 50 / HMS art.nr: 287187

Rens

Bakaksel:



◆ Karbon 2,2° + 1,5 cm

Art.nr: 330 23 SB+1

Denne bakakselen benyttes ved bruk av armlene

Karbon standard 2,2°

Art.nr: 330 23 SB

[Alternativ bakaksel:](#)

Rens

Brems:

Rens



◆ S3 Brems

Art.nr: 463 00 00 / HMS art.nr: 239395

S3 Brems forlenget håndtak

Art.nr: 463 00 20 / HMS art.nr: 269893

S3 Brems framflyttet

Art.nr: 463 00 10 / HMS art.nr: 256440

S3 Brems bakoverflyttet

Art.nr: 463 01 20 / HMS art.nr: 255351

S3 bremseskiver kompakte dekk

Art.nr: 463 01 50 / HMS art.nr: 278018

Enhåndsbrems høyre

SB 36/39 - Art.nr: 367 36 39 / HMS art.nr: 027194

SB 42/45 - Art.nr: 367 42 45 / HMS art.nr: 027195

Fins ikke til sb 50

Enhåndsbrems venstre

SB 36/39 - Art.nr: 368 36 39 / HMS art.nr: 027197

SB 42/45 - Art.nr: 368 42 45 / HMS art.nr: 027198

Fins ikke til sb 50

Tippesikring:

Rens



◆ Tippesikring

Art.nr: 435 50 00
HMS art.nr: 317366

Tippesikring +30 mm

Art.nr: 435 34 30
HMS art.nr: 317363

Tippesikring + 60 mm

Art.nr: 435 30 60
HMS art.nr: 278259

Ved forhøyning av sitte høyde bør det brukes forlengede tippesikringer, se oversikt [her](#)

Armlene:

Rens



◆ Armlene 26" justerbar høyde og dybde

Art.nr: 440 13 00 / HMS art.nr: 253614

Kan kun kombineres med armlene for 26"

Klesbeskytter:

Ved 22" drivhjul benyttes 24" klesbeskyttere og ved 24" drivhjul benyttes 26" klesbeskyttere

S3 Myk skjerm

24" - Art.nr: 440 24 30 / HMS art.nr: 278227

26" - Art.nr: 440 26 30 / HMS art.nr: 278232



Karbon uten skjerm

24" - Art.nr: 442 10 31 / Hj.m.nr: 330361

25" - Art.nr: 442 15 31 / Hj.m.nr: 330365

26" - Art.nr: 442 16 31 / Hj.m.nr: 330367



Karbon liten skjerm

24" - Art.nr: 442 20 31 / Hj.m.nr: 330348

25" - Art.nr: 442 25 31 / Hj.m.nr: 330352

26" - Art.nr: 442 26 31 / Hj.m.nr: 330354



Karbon stor skjerm

24" - Art.nr: 442 30 31 / Hj.m.nr: 330335

25" - Art.nr: 442 35 31 / Hj.m.nr: 330339

26" - Art.nr: 442 36 31 / Hj.m.nr: 330341



Nedfellbare kjørehåndtak:

Kjørehåndtak:

Kjørebøyle:

Rens

◆ Faste nedfellbare

Art.nr: 424 50 00
HMS art.nr: 234366



Hev/senk & innsvingbare

Art.nr: 425 20 60 / HMS art.nr: 230385

Hev/senk & innsvingbare +10 cm

Art.nr: 425 20 63 / HMS art.nr: 244868



Kjørebøyle hev/senk

Art.nr: 424 00 SB

Pute:

Standard sittepute

Rens



5 cm

Art.nr: 575 SB 40

2,5 cm

Art.nr: 572 SB 40

Sitteputer

Les mer her:

Inserto

RoHo

Comfort

Seteveske:



Seteveske

Festes i setetrekk. Har magnetlukking, glidelås og flere lommer.

Art.nr: 990 02 12 / HMS art.nr: 235588



Seteveske

Festes i sittepute. Har magnetlukking, glidelås og flere lommer.

Art.nr: 990 02 13 / HMS art.nr: 252501

Hoftebelte:

2-punkt hoftebelte Bodypoint inkl feste



Hoftebelte m/trykknapp S2,5cm, 32cm

Art.nr: 990 02 62 / Hj.m.nr: 316591

Hoftebelte m/trykknapp S2,5cm, 38cm

Art.nr: 990 02 63 / Hj.m.nr: 316592

Hoftebelte m/trykknapp M4cm, 36cm

Art.nr: 990 02 64 / Hj.m.nr: 316588



Hoftebelte m/plastspenne M4cm, 36cm

Art.nr: 990 02 68 / Hj.m.nr: 316589

Hoftebelte m/plastspenne M4cm, 46cm

Art.nr: 990 02 69 / Hj.m.nr: 316590

Hoftebelte m/plastspenne L5cm, 62cm

Art.nr: 990 02 70 / Hj.m.nr: 316587



Hoftebelte Rehabspenne M36, b40

Art.nr: 990 03 59

Hoftebelte Rehabspenne M46, b40

Art.nr: 990 03 60

Hoftebelte Rehabspenne L62, b50

Art.nr: 990 03 61

4-punkt hoftebelte Bodypoint, inkl feste

Rens



Hoftebelte m/plastspenne S2,5cm, 32cm

Art.nr: 990 02 65 / Hj.m.nr: 316597

Hoftebelte m/plastspenne S2,5cm, 38cm

Art.nr: 990 02 66 / Hj.m.nr: 316598

Hoftebelte m/plastspenne M4cm, 36cm

Art.nr: 990 02 67 / Hj.m.nr: 316594



Hoftebelte M 4 cm, 36 cm

Art.nr: 990 02 71 / Hj.m.nr: 316595

Hoftebelte M 4 cm, 46 cm

Art.nr: 990 02 72 / Hj.m.nr: 316596

Hoftebelte L 5 cm, 62 cm

Art.nr: 990 02 73 / Hj.m.nr: 316593

Tilbehør:



S3 Bord

Høydereguleres og dybdejusteres.
Festes i bakkant armene.

Art.nr: 681 00 20/ HMS art.nr: 297549

Les mer [her](#)




Krykkeholder S3 stk:

Hekter krykken enkelt av og
på rullestolen.
1 stk per krykke.

Art.nr: 990 03 01 / HMS art.nr: 243455

Les mer [her](#)



Kilepute

Gir stolen en mer horisontal setevinkel.
3 cm tykk i bakkant.

Art.nr: 577 10 SB

Les mer [her](#)



Kompressorpumpe

Oppladbar pumpe til luft i
hjul ol.

Art.nr: 490 00 13 / HMS art.nr: 313904

Les mer [her](#)



Ryggsekk hygiene

Spesial veske for hygieneartikler,
bleier, kateter, uridom, stomiutstyr
etc.

Art.nr: 990 02 61 / HMS art.nr: 278242

Les mer [her](#)



Eikebeskytter transparent par:

Med logo

22" - Art.nr: 450 01 00 / HMS art.nr: 016511

24" - Art.nr: 450 00 00 / HMS art.nr: 012747

Uten logo

22" - Art.nr: 450 01 11 / HMS art.nr: 317238

24" - Art.nr: 450 00 11 / HMS art.nr: 019539

Annet tilbehør:



Ryggekile stk:

Gir sidestøtte. Oppgi ønsket
side ved bestilling av en stk.

Art.nr: 471 00 12 / HMS art.nr: 252498

Les mer [her](#)



Universalt elastisk bånd lite

Universalt elastisk bånd stort

Elastisk neoprenbånd



Polstring type:

For å redusere trykk og øke
komforten mot harde flater.

Se utvalg [her](#)



ReTyre par:

Grovmonstret dekk som plasseres enkelt
utenpå eksisterende dekk, og som gir økt grep
på snø, glatt eller ujevne underlag.

24" - Art.nr: 110 03 00 / HMS art.nr: 288487

25" - Art.nr: 110 03 05 / HMS art.nr: 301263

26" - Art.nr: 110 03 06 / HMS art.nr: 317049

Les mer [her](#)



Rullestol veske type:

Avtagbare vesker som
festes rett på rullestolen

Se utvalg [her](#)



**Innfesting
rullestol veske:**

Innfesting til vesker som
festes rett på rullestolen

Se utvalg [her](#)

Høyre

Venstre

Innstillinger - fylles ut etter utprøving hvis ønskelig.

Bakakselinnstilling (balansering av rullestolen)



Standard posisjon = S3 Karbon bakaksel = 40 mm

Rens

Annen posisjon

Oppgi mål (A) for ønsket posisjon
A = ____ mm

Innstilling av fotstøtte:


Oppgi mål (A) og (B) for ønsket høyde på fotstøtte.
A = ____ mm B = ____ mm



Standardhøyder
Mål - A = fra gulv til overside fotbøyle / fotplate.
Gjelder m/ 24" drivhjul.
Andre høyder krever tilpassing.

	Fotplater	Forlengt fotstøtte rør	Fotplate
Hull 1	A = 55 mm	A = 35 mm	A = 65 mm
Hull 2	A = 75 mm	A = 55 mm	A = 85 mm
Hull 3	A = 95 mm	A = 75 mm	A = 105 mm
Hull 4	A = 115 mm	A = 95 mm	A = 125 mm
Hull 5	A = 135 mm	A = 115 mm	A = 145 mm

Innstilling av rygg
Ryggvinkel justeres med ryggskruen i enden av ryggørret.
Kan justeres fra 11 mm - 26 mm.
Vinkel måles mellom seteramme og rygggramme.
Standard er 87° = 20 mm.



Oppgi mål (A) for ønsket ryggvinkel
A = ____ mm

Grad °	mm
103 °	11 mm
100 °	12 mm
95 °	14 mm
90 °	17 mm
87 °	20 mm
84 °	23 mm
81 °	26 mm

Innstilling av ryggtrekk:
Ryggtrekket reguleres med velcrobånd på bakside.



Transport merking:

JA, merk festepunktene på rullestolen for transport i bil



Se bruksanvisning for nærmere retningslinjer.

Tjenester:

Utprøving S3 Swing Timer: ____
Art.nr: 100082
HMS art.nr: 317489

Ettertilpasning S3 Swing Timer: ____
Art.nr: 100001

Utprøving/tilpasning sittesystemer Timer: ____
Art.nr: 100040

Kommentar/Annet:
